

# Ambu® Baby



## Die wichtigsten Vorteile

- Naturgetreue Anatomie
- Patentiertes Ambu Hygienesystem
- Luftwege öffnen sich nur bei korrekter Kopfüberstreckung
- Möglichkeit einer Atemwegsobstruktion
- Fühlbarer Brachialispuls
- Inklusive Tragetasche
- Kopf zur Seite dreh- und nach hinten streckbar

## Ambu® Baby

Das Ambu Baby entspricht dem Erscheinungsbild eines einjährigen Säuglings. Bei der Entwicklung wurde insbesondere auf die naturgetreuen anatomischen Gegebenheiten geachtet, die für die Übung moderner Wiederbelebensmaßnahmen von Bedeutung sind. Somit ermöglicht die naturgetreue Anatomie beispielsweise das korrekte Auffinden des Druckpunktes.

Ebenso überzeugt das Ambu Baby beim Training mit einem fühlbaren Brachialispuls, durch eine natürliche, hör- und spürbare Ausatmung durch Mund und Nase sowie durch freie Luftwege nur bei korrekter Kopfüberstreckung.

### Ambu Hygienesystem

Das patentierte und geschlossene Ambu Hygienesystem des Ambu Babies gibt Anwendern maximale Sicherheit beim Training. So schließt das Hygienesystem jede Möglichkeit der Kreuzinfektion aus und sorgt für realistische Atemwegswiderstände.

### Realistische Beatmung

Die Atemwege öffnen sich nur bei korrekter Kopfüberstreckung. Beim Training führt die Mund-zu-Mund-Beatmung zu einer deutlich sichtbaren Hebung des Brustkorbes, zu kräftiger Beatmung führt zum Aufblähen des Magenbeutels. Zusätzlich kann eine Atemwegsobstruktion über einen On/Off-Schalter simuliert werden.

## Technische Daten

Gewicht	1,6 kg
Länge	59 cm
Breite	25 cm
Höhe	13 cm

## Materialien

Luftbeutel	Polyethylen
Windelhöschen	Baumwolle
Schädel	PVC, hart
Körperhaut	PVC, weich
Gesichtsmaske	PVC, weich
Arme und Beine	PVC, weich

## Bestell-Informationen

Artikel-Nummer	Artikelbezeichnung
A 256 001 000	Ambu Baby inkl. 5 Gesichtsmasken, 100 Luftbeuteln, Höschen und grauer Tragetasche
<b>Zubehör</b>	
256 000 703	Gesichtsmasken, 5 Stück
256 000 702	Luftbeutel, 100 Stück

Weiteres Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage vorhanden.



Pulsbalg



Schalter für Atemwegs-obstruktion



Ambu Baby Gesichtsmaske und Luftbeutel

# CHEMOMEDICA

Medizintechnik und Arzneimittel Vertriebsges.m.b.H.

Chemomedica, 1016 Wien, Wipplingerstraße 19, Postfach 40  
Telefon: +43 (1) 533 26 66 - 0 \* Fax: +43 (1) 533 26 66 - 58  
e-mail: office@chemomedica.at \* Website: www.chemomedica.at