

Ambu® Res-Cue Pump™



Die wichtigsten Vorteile

- Kompakt und leicht - kleines und handliches Gerät - platzsparendes Design
- Einfach zu drücken - kann mit wenig Kraftaufwand betrieben werden
- Variable Absaugleistung (100% bei Erwachsenen oder 50% bei Kindern) - breiter Einsatzbereich
- Schnell und stark - bietet hervorragende Leistung
- Keine regelmäßige Wartung notwendig - kostengünstige Verwendung
- Keine besonderen Lagerungsbedingungen - lässt sich einfach in den meisten Erste-Hilfe-Kits verstauen
- Überlaufschutz - verhindert die Kontamination innerhalb der Pumpe bzw. des Griffs, macht Durchspülvorgänge unnötig und verhindert unabsichtliches Spritzen von Flüssigkeiten
- Einwegbehälter - erspart die Reinigung und Sterilisation

Ambu® Res-Cue Pump™

Power in Ihrer Hand

Die Ambu Res-Cue Pump ist eine kostengünstige Alternative zu elektrischen und fußbetriebenen Geräten. Die Ambu Res-Cue Pump ist eine tragbare, handbetriebene Absaugpumpe für Notfälle.

Die Ambu Res-Cue Pump ist eine vielseitig einsetzbare, handbetriebene Notfallabsaugpumpe. Eine kostengünstige Alternative, die Komfort, Leistung und eine Vielzahl weiterer Vorteile bietet.

Vorteile

- Einstellbares Vakuum
- Das Überlaufschutzsystem verhindert die Kontamination der Zentraleinheit und verhindert das Spritzen von Flüssigkeiten
- Sehr einfach zu drücken, braucht nur wenig Kraft um eine effektive Absaugung zu erreichen
- Leichte und robuste Pumpe mit einem Einwegbehälter, der die Reinigung und Wartung erübrigt
- Jeder Einwegbehälter wird mit zwei Kathetern geliefert, einen für Erwachsene und einen für Kinder, damit man für jede Situation ausgerüstet ist

Technische Daten


Produkt	
Vakuum	450 mmHg
Max. Flow	Peak > 20 l/min
Einwegsammelbehälter	300 ml
Variable Absaugleistung	50% und 100%
Abmessungen	185 x 64 x 168 mm
Gewicht	230 g

Bestellinformationen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung
276 000 001	Ambu Res-Cue Pump mit Einwegbehälter, 2 Absaugkathetern (6 und 13 mm), Adapter für Fingertip und Standard-Absaugkatheter
276 000 010	Einwegbehälterset bestehend aus 2 Absaugkathetern (6 und 13 mm), Adapter für Fingertipp und Standard-Absaugkatheter
276 000 011	Tragetasche, rot



Einwegbehälter und Absaugkatheter



CHEMOMEDICA
Medizintechnik und Arzneimittel Vertriebsges.m.b.H.

Chemomedica, 1016 Wien, Wipplingerstraße 19, Postfach 40
Telefon: +43 (1) 533 26 66 - 0 * Fax: +43 (1) 533 26 66 - 58
e-mail: office@chemomedica.at * Website: www.chemomedica.at

