



# 3M™ Promogran™ Protease Modulierende Matrix und Promogran™ Prisma Wundausgleichende Matrix

## Produktbeschreibung

Promogran Protease modulierende Matrix und Promogran Prisma wundausgleichende Matrix wurden entwickelt, um eine feuchte Mikroumgebung aufrecht zu erhalten, die die Bildung von Granulationsgewebe, die Epithelisierung und so eine schnelle Wundheilung fördert.

## Anwendungsgebiete

Die Produkte sind für die Behandlung bei sekundär heilenden Wunden indiziert, bei denen der Wundgrund frei von nekrotischem Gewebe ist, einschließlich:

- Diabetische Ulcera
- Venöse Ulcera
- Dekubitus
- Ulcera, die durch gemischte vaskuläre Ätiologien verursacht werden
- Traumatische und chirurgische Wunden

## Eigenschaften

- Die Promogran Protease modulierende Matrix besteht zu 45 % aus oxidiertem regenerierter Cellulose (ORC) und zu 55 % aus Kollagen in einer sterilen, gefriergetrockneten Zusammensetzung.
- Die Promogran Prisma wundausgleichende Matrix besteht zu 44 % aus oxidiertem regenerierter Cellulose (ORC), zu 55 % aus Kollagen und zu 1 % aus SilberORC in einer sterilen, gefriergetrockneten Zusammensetzung.
- Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus. Dieses Milieu fördert die Bildung von Granulationsgewebe, die Epithelisierung, und ermöglicht so eine schnelle Wundheilung.

## Hinweise

- Um ein feuchtes Wundmilieu aufrechtzuerhalten, muss der Verband mit einem semiokklusiven oder nichtokklusiven Sekundärverband bedeckt werden.

## Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇦🇹 PZN	+ Pharmacode
M771235	Promogran	123 cm <sup>2</sup>	5	2063944	2698217	*
M772123DE	Promogran	123 cm <sup>2</sup>	10	1532360	2609248	4409312
M770285	Promogran	28 cm <sup>2</sup>	5	2063950	2698200	4409200
M772028DE	Promogran	28 cm <sup>2</sup>	10	1532354	2609231	5818975
PS2123	Promogran Prisma	123 cm <sup>2</sup>	10	3136674	3087556	3044908
PS2028DE	Promogran Prisma	28 cm <sup>2</sup>	10	3136668	3087533	3044831

\*Produkt nicht verfügbar