

SILVERLON® LIFESAVER™ IV KATHETER-VERBÄNDE

**SILVERLON®**

PERFORMANCE. POWER. SPEED.

# ELIMINIERT MRSA IN WENIGER ALS 4 STUNDEN\*

SILVERLON® Lifesaver™ IV Katheter-Verbände sind antimikrobielle Verbände zur Versorgung von Gefäßzugängen, peripherer venöser Zugänge sowie von Pin- Eintrittsstellen des Fixateur externe. Durch die einzigartige mit purem Silber beschichtete Oberfläche werden bis zu 7 Tage lang kontinuierlich Silber-Ionen abgegeben.




*Silverlon® Lifesaver™ IV Catheter Dressing 1" 4.0mm I.D.*

**SILVERLON®**

# SILVERLON® ERZEUGT BINNEN 2 STUNDEN EINEN ANTIMIKROBIELLEN EFFEKT UND ELIMINIERT MRSA UND PSEUDOMONAS INNERHALB VON 4 STUNDEN IN DER WUNDAUFLAGE\*.

## IN VITRO TEST DATA SILVERLON® MRSA and PSEUDOMONAS KILL RATE



\*Citation: 510(k) K122817, page 174 of 379

BACTERIAL SPECIES	Time and CFU/ml							
	0.0 <sup>hr</sup>	0.5 <sup>hr</sup>	1.0 <sup>hr</sup>	2.0 <sup>hr</sup>	4.0 <sup>hr</sup>	6.0 <sup>hr</sup>	24.0 <sup>hr</sup>	
Staphylococcus aureus MRSA ATCC 33591	8,250,000	2,600,000	270,000	500	0	0	0	
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027	9,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	

### PERFORMANCE

Die Wirkung von SILVERLON® kann durch eine Vielzahl unabhängiger und fächerübergreifender klinischer Studien bestätigt werden, inkl. einer begutachteten veröffentlichten Studie über 60.000 Zentralvenenkatheter-Tage.


### POWER

Lifesaver™ Katheter-Verbände sind wirksam gegen ein breites Spektrum von Krankheitserregern und enthalten bis zu 100 mal mehr Silber als imprägnierte Silberverbände.

### SPEED


SILVERLON® weist eine breite antimikrobielle Wirkung auf und tötet Erreger in der Wundauflage rasch und verlässlich innerhalb von vier Stunden ab, einschließlich MRSA und Pseudomonas.

IVCD-15




Katheter 1" Dressing 1,5 mm I.D.

IVCD-40



Katheter 1" Dressing 4,0 mm I.D.

IVCD-70



Katheter 1" Dressing 7,0 mm I.D.

### VERTRIEB IN ÖSTERREICH:

CHEMOMEDICA GmbH  
Tel.: +43 (0) 1/533 26 66-0  
info@chemomedica.at  
www.chemomedica.at

Silverlon® Wundversorgungsprodukte sind Medizinprodukte der Klasse III; bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung!

Alle in dieser Broschüre angeführten Produkte sind Eigentum von Argentum Medical LLC.; Irrtümer vorbehalten

**SILVERLON®**