





Ambu[®] Gesichtsmasken

Größenübersicht Einweg & Mehrweg

Ambu® Gesichtsmasken

- Größenübersicht Einweg



Einweg-Gesichtsmasken	Artikelnr.	Beschreibung	a	b	c	d
Ambu® Ultraseal (ohne Cufffüllventil)	305 102 000	Gr. 0, Neugeborene	30	33	54	60
	305 104 000	Gr. 1, Säuglinge	40	50	65	75
	305 106 000	Gr. 2, Kleinkinder	43	54	73	84
	305 108 000	Gr. 3, Kinder	45	58	81	93
	305 010 000	Gr. 4, Erwachsene klein / Jugendliche	50	75	91	107
	305 012 000	Gr. 5, Erwachsene mittel	56	88	97	118
305 014 000	Gr. 6, Erwachsene groß	68	99	111	133	



Ambu® Ultraseal PLUS (mit Cufffüllventil)	305 101 000	Gr. 0, Neugeborene	30	33	54	60
	305 103 000	Gr. 1, Säuglinge	40	50	65	75
	305 105 000	Gr. 2, Kleinkinder	43	54	73	84
	305 107 000	Gr. 3, Kinder	45	58	81	93
	305 011 000	Gr. 4, Erwachsene klein / Jugendliche	50	75	91	107
	305 013 000	Gr. 5, Erwachsene mittel	56	88	97	118
305 015 000	Gr. 6, Erwachsene groß	68	99	111	133	




Ambu® Einweg-Gesichtsmaske (ohne Cufffüllventil)	000 252 051	Gr. Neugeborene	30,5	36,4	54,4	59,3
	000 252 052	Gr. Säuglinge	40,3	49,7	64,3	73,7
	000 252 053	Gr. Kleinkinder	45,4	52,5	80,3	87,7
	000 252 054	Gr. Jugendliche	50	60,9	89	100,3
	000 252 055	Gr. Erwachsene mittel	61,4	78,3	107,4	124,2
	000 252 056	Gr. Erwachsene groß	62,4	90,4	105,7	135,7



Ambu® Einweg-Gesichtsmaske PLUS (mit Cufffüllventil)	000 252 951	Gr. Neugeborene	30,5	36,4	54,4	59,3
	000 252 952	Gr. Säuglinge	40,3	49,7	64,3	73,7
	000 252 953	Gr. Kleinkinder	45,4	52,5	80,3	87,7
	000 252 954	Gr. Jugendliche	50	60,9	89	100,3
	000 252 955	Gr. Erwachsene mittel	61,4	78,3	107,4	124,2
	000 252 956	Gr. Erwachsene groß	62,4	90,4	105,7	135,7



Ambu® Rescue Taschenmaske	000 252 2XX	Res-Cue Taschenmaske	50,2	82,4		
---------------------------	-------------	----------------------	------	------	--	--





Einweg-Gesichtsmasken	Artikelnr.	Beschreibung	a	b	c	d
Ambu® King Mask	1012	Gr. 1	35	35	57	64
	1022	Gr. 2	36	46	63	78
	1032	Gr. 3	43	62	74	93
	1045	Gr. 4	53	75	85	108
	1055	Gr. 5	53	90	100	126
	1065	Gr. 6	50	90	110	135
	1075	Gr. 7	65	85	115	120



Ambu® King Mask (Aroma)	2012	Gr. 1, Fresh Scent	35	35	57	64
	2022	Gr. 2, Fresh Scent	36	49	63	78
	2032	Gr. 3, Fresh Scent	43	62	74	93
	2045	Gr. 4, Fresh Scent	53	75	85	108
	2055	Gr. 5, Fresh Scent	53	90	100	126
	2065	Gr. 6, Fresh Scent	50	90	110	135
	2075	Gr. 7, Fresh Scent	65	85	115	120



Ambu® King Mask (Aroma)	K1122	Gr. 2, Bubble Gum	36	49	63	78
	1132	Gr. 3, Bubble Gum	43	62	74	93
	1145	Gr. 4, Bubble Gum	53	75	85	108
	1222	Gr. 2, Erdbeere	36	49	63	78
	1232	Gr. 3, Erdbeere	43	62	74	93
	1245	Gr. 4, Erdbeere	53	75	85	108
	1322	Gr. 2, Kirsche	36	49	63	78
	1332	Gr. 3, Kirsche	43	62	74	93
	1345	Gr. 4, Kirsche	53	75	85	108




Einweg-Gesichtsmasken	Artikelnr.	Beschreibung	a	b	c	d	e	f
Ambu® Einweg Open-Cuff-Gesichtsmaske	306 000 000	Gr. 0, Neugeborene					25	44
	306 100 000	Gr. 1, Säuglinge			54	81		
	306 200 000	Gr. 2, Kleinkinder			61	91		
	306 300 000	Gr. 3, Kinder / Jugendliche			70	103		
	306 400 000	Gr. 4, Erwachsene			84	111		
	306 500 000	Gr. 5, Erwachsene			87	125		
	306 600 000	Gr. 6, Erwachsene			94	135		
306 700 000	Gr. 7, Erwachsene			98	141			



Ambu® Gesichtsmasken

– Größenübersicht Mehrweg



Mehrweg-Gesichtsmasken	Artikelnr.	Beschreibung	a	b	c	d	e	f
 Ambu® Transparente Silikon- Gesichtsmaske	000 313 000	Gr. 0A, Säuglinge					37,7	73,1
	000 314 000	Gr. 0 mit Bohrung, Kleinkinder (nur mit Mark III + Mark IV)					38,7	73,1
	000 315 000	Gr. 0, Kleinkinder					49	78,2
	000 316 000	Gr. 2, Kinder	38,4	62,6	74,5	110,7		
	000 312 000	Gr. 3/4, Erwachsene/Jugendliche	44	73,6	83,4	112,7		
	000 317 000	Gr. 5, Erwachsene	49,9	87,1	90,6	123		
	000 319 000	Gr. 6, Erwachsene	55,2	94,4	99,8	134,8		
 Ambu® Open-Cuff-Maske	000 251 001	Gr. 0, Säuglinge/Neugeborene					33,1	50,8
	000 251 002	Gr. 1, Säuglinge/Kleinkinder					40,8	64
	000 251 003	Gr. 2, Kinder					51,6	77,1
	000 251 004	Gr. 3, Kinder	54,2	74,7	79,4	100,2		
	000 251 005	Gr. 4, Erwachsene/Jugendliche	60,4	84,4	89,2	113,8		
	000 251 006	Gr. 5, Erwachsene	66,3	95,1	98,6	126,1		

CHEMOMEDICA

Medizintechnik und Arzneimittel Vertriebsges.m.b.H.

Chemomedica, 1016 Wien, Wipplingerstraße 19, Postfach 40
 Telefon: +43 (1) 533 26 66 - 0 * Fax: +43 (1) 533 26 66 - 58
 e-mail: office@chemomedica.at * Website: www.chemomedica.at

Ambu GmbH

In der Hub 5
 61231 Bad Nauheim
 Tel. 06032 9250-0
 Fax 06032 9250-200
 www.ambu.de

