

SINGLE-USE BRONCHOSCOPY LIKE YOU'VE NEVER SEEN IT BEFORE



Ambu® aScope™ 5 Broncho

Ambu

EINWEG- BRONCHOSKOPIE

Das Ambu aScope 5 Broncho kombiniert die bekannten Vorzüge von Mehrweg-Endoskopen mit den Vorteilen des Einweg-Konzepts. Es ist mit der Ambu® aBox™ 2 Visualisierungs- und Prozessoreinheit (mit Full-HD-Auflösung) kompatibel und kann problemlos an externe Monitore angeschlossen werden.



HERVORRAGENDE MANÖVRIERFÄHIGKEIT

Zugang zu schwer erreichbaren Arealen des Bronchialbaums:


Die Kombination aus Abwinkelung, distalem Ende und Flexibilität des Einführbereiches erleichtert Ihnen den Zugang zu schwer erreichbaren Arealen im Bronchialbaum.

120° Links-/Rechtsrotation:

Spezielles Design, um die Position des distalen Endes, die Navigation und das Einführen von Endotherapie-Instrumenten zu erleichtern.

Umfassende Kompatibilität mit Endotherapie-Instrumenten:

Konzipiert für die Verwendung mit den diagnostischen und therapeutischen Endotherapie-Instrumenten, die üblicherweise in der Bronchoskopie verwendet werden, z. B. Hochfrequenzgeräte.



BILDGEBUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Hochauflösender Kamerachip und Full-HD-Visualisierungseinheit:

Das aScope 5 Broncho und die aBox 2 sorgen für eine überragende Bildgebung.

Hervorragende Bildqualität:

Die fortschrittliche Bildverarbeitung, das 120°-Sichtfeld und das HD-System mit 3-100 mm Tiefenschärfe mit fortschrittlicher adaptiver automatischer Steuerung liefern Ihnen helle und klare Bilder, die Sie für Ihren Eingriff benötigen.

Verbesserte Sicht:

Der von Ambu entwickelte ARC-Algorithmus (Advanced Red Contrast) wurde programmiert, um die Sichtbarkeit roter Farbtöne im Bild zu verbessern, ohne das natürliche Aussehen zu verändern.

Intuitive Aufnahme, Auswertung und Dokumentation von Bild- und Videomaterial:

Bilder und Videos können auf Knopfdruck am Bronchoskop aufgenommen, vergrößert und verkleinert werden, um sie nach dem Eingriff einzusehen. Die Kompatibilität mit dem PAC-System und elektronischer Patientenaktensoftware sorgt für eine reibungslose und effiziente Dokumentation.

Ambu aScope 5 Broncho

BRINGT DIE EINWEG- VORTEILE IN DIE PNEUMOLOGIE



**WOLLEN SIE SICH VON DEN VORTEILEN EIN
EIGENES BILD MACHEN? KONTAKTIEREN SIE UNS.**

Wir können das aScope 5 Broncho und die aBox 2 schnell und einfach an Ihrem Arbeitsplatz einrichten, damit Sie sich selbst überzeugen können.

Ambu aScope 5 Broncho

UNSER EINWEG-KONZEPT FÜR DIE MODERNE ENDOSKOPIE

Setzt neue Maßstäbe in der Bronchoskopie

5 WEGE, WIE DIE AMBU EINWEG-EFFIZIENZ DEN ARBEITSABLAUF IN DER PNEUMOLOGIE VERBESSERN KANN

• Kein Reparaturaufwand

Mit dem Einweg-Konzept des aScope 5 Broncho halten Sie für jeden Patienten ein neues Endoskop in den Händen. Mit dem aScope 5 Broncho brauchen Sie sich nicht mehr um Schäden, die durch scharfe Endotherapie-Instrumente verursacht werden, sorgen.

• Erhöhung der Anzahl von Eingriffen ohne erhebliche Investition

Somit kann Ihr Krankenhaus die eingesparten Kosten und Ressourcen für andere wichtige Aufgaben nutzen. Um mit dem aScope 5 Broncho die Eingriffsfrequenz zu erhöhen, benötigen Sie lediglich eine zusätzliche Visualisierungs- und Prozessoreinheit.

• Einsparung von Kosten und Ressourcen

Das aScope 5 Broncho reduziert den Zeit- und Ressourcenaufwand, da die Aufbereitung vollständig entfällt. Darüber hinaus entfallen die Kosten und der Aufwand für Wartung und Reparaturen, Serviceverträge sowie Ressourcen für Transport, Verwaltung, Schulung und Reinigungsmittel.

• Einfachere Planung und Verwaltung Ihrer Eingriffe

Durch die Lagermöglichkeit verschiedener Größen des sterilen Einweg-Endoskops aScope 5 Broncho sind sie jederzeit einsatzbereit. Ineffizienzen, aufwändige Stornierungen und Planänderungen werden vermieden.

• Zusätzliche Sicherheit

Das aScope 5 Broncho Einweg-Bronchoskop eliminiert das Risiko einer Kreuzkontamination. Dies könnte besonders wichtig sein, um das Risiko einer Infektionsübertragung bei immunsupprimierten Lungenpatienten zu verringern.

CHEMOMEDICA

Medizintechnik u. Arzneimittel Vertriebsges.m.b.H.

1010 Wien

Wipplingerstraße 19

Tel.: +43 (1) 533 26 66-0

Fax: +43 (1) 533 26 66-58

office@chemomedica.at

www.chemomedica.at