

CHEMOMEDICA

PRODUKTKATALOG

Intensiv- und Notfallmedizin

MATCH

PULSE 82

SBD 125

DBP 80

Defibrillatoren

Pulsoximetrie & Kapnographie

Reanimation & Rettungsequipment

Endoskopie

Intubation & schwieriger Atemweg


Rettungsrucksäcke & Notfalltaschen

Lehrmittel & Trainingspuppen

Elektroden

Diverses

2023/06





2023 feiern wir Jubiläum – seit **75 Jahren** steht **CHEMOMEDICA** für Qualität und Kompetenz im Dienste der Gesundheit.

Einer unserer wichtigsten Schwerpunkte war und ist die Intensiv- und Notfallmedizin, für die wir eine umfangreiche Produktpalette von der Reanimation und Rettungstechnik über Anästhesie und Atemwegsmanagement bis hin zu Lehrmitteln und Trainingsausrüstung anbieten können.

In diesem Katalog haben wir ausgewählte Produkte in kurzer Form zusammengefasst. Besonders interessierten Personen empfehlen wir einen Besuch auf www.chemomedica.at – hier können Sie sich über unser gesamtes Portfolio informieren, nicht nur zum Thema Medizintechnik – sondern auch zu den Bereichen Wundversorgung, Gesundheit und Pflege.

Für weitere Auskünfte und Beratung steht Ihnen unser Team in gewohnter Weise gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Alexander Hayn

Geschäftsführender Gesellschafter Chemomedica

Defibrillatoren	3
Simulation / Training	7
Zubehör & Ersatzteile	9
Pulsoximetrie & Kapnographie	13
Reanimation & Rettungsequipment	15
Endoskopie	22
Intubation & schwieriger Atemweg	30
Rettungsrucksäcke & Notfalltaschen	34
Lehrmittel & Trainingspuppen	37
Elektroden	58
Diverses	66

NEU IM ANGEBOT:

Ambu aScope 5 Broncho HD

Einmaliger Gebrauch – setzt neue Maßstäbe in der Einweg-Bronchoskopie

Das Ambu aScope 5 Broncho kombiniert die hervorragende Manövrierfähigkeit und Next-Level-Bildgebung, die in der Bronchoskopie-Suite erforderlich sind, mit der Sterilität und Effizienz des Single-Use-Konzepts.

- Hervorragende Manövrierfähigkeit
- Umfassende Kompatibilität mit Endotherapie-Instrumenten
- Kein Reparaturaufwand
- Schnelle Einsatzbereitschaft
- Bildgebung auf höchstem Niveau mit der Ambu aBox 2 Visualisierungs- und Prozesseinheit

Nähere Informationen siehe Seite 24.



Preis auf Anfrage

DEFIBRILLATOREN

SCHILLER DEFIGARD TOUCH 7

Der Notfall-Monitor/Defibrillator mit innovativem Bedienkonzept

Das besonders kompakte Gerät bietet modernste Defibrillationstechnik und umfassende Überwachungsfunktionen in Einem. Er ist der erste Notfall-Monitor/Defibrillator, der über einen Touchscreen verfügt und sich durch modernste Datenübertragung und intuitive Bedienung auszeichnet.

Leicht und kompakt

Der kompakte DEFIGARD Touch 7 ist der ideale Begleiter im Einsatz, bodengebunden ebenso wie in der Luft.

Intuitive Bedienoberfläche

Durch den Touchscreen bietet der DEFIGARD Touch 7 ein **einzigartiges Bedienkonzept** an.

7 Zoll Touch Screen Monitor

Geschützt durch gehärtetes Glas und auch mit Handschuhen bedienbar.

Komplett mit Defibrillations-Elektroden für Erwachsene, Geräteschutztasche und Akku

Abmessungen: 250 x 160 x 70 mm

Gewicht: 3,3 kg inkl. Akku und Tasche

DEFIGARD Touch 7 Standard – Best. Nr. MDEFIGARD TOUCH 7 SET RD

- 7" Touch Farbdisplay
- AED
- 4-poliges EKG-Kabel (6 Ableitungen), 10-poliges EKG-Kabel (12 Ableitungen)
- Temperatur-Funktion (Sensor optional erhältlich)
- Manuelle Defibrillation; NIBP, WIFI, GSM, SpO₂ Masimo rainbow® Parameter, CPR-Feedback

Optional: CPR-Feedback, etCO₂, SpO₂ Masimo rainbow® Parameter

ab € 9.235,-

(exkl. MwSt.)

DEFIGARD Touch 7 Advanced – Best. Nr. MDEFIGARD TOUCH 7 SET FR

- 7" Touch Farbdisplay
- AED
- 4-poliges EKG-Kabel (6 Ableitungen), 10-poliges EKG-Kabel (12 Ableitungen)
- Temperatur-Funktion (Sensor optional erhältlich)
- Manuelle Defibrillation, NIBP, WIFI, GSM, SpO₂ Masimo rainbow® Parameter, CPR-Feedback, Pacemaker, IBP, etCO₂ inkl. IRMA etCO₂-Sensor

Optional: CPR-Feedback, SpO₂ Masimo rainbow® Parameter

ab € 13.775,-

(exkl. MwSt.)



SCHILLER FRED EASYPORT PLUS

Der kleine und leistungsfähige Defibrillator für jedermann, jederzeit, überall

Der FRED easyport plus ist der neueste SCHILLER-Defibrillator und kombiniert perfekt

höchste Funktionalität mit geringem **Gewicht (nur 780 g)** und geringer Größe.

- Benutzerfreundlich dank des 1-2-3 Arbeitsablaufes auf dem großen Bildschirm
- Metronom und HLW-Feedback in Echtzeit - gewährleistet eine effiziente Herzdruckmassage
- Für alle Umgebungen geeignet - Helligkeit des großen LCD-Farbbildschirms wird automatisch angepasst
- Intuitiver pädiatrischer Modus bei Verwendung derselben Elektroden wie für Erwachsene
- Datenübertragung via Bluetooth oder USB
- Regelmäßige Selbsttests überprüfen die Funktionssicherheit
- Kann mit **Li-Batterie oder Akku** betrieben werden – für noch mehr Flexibilität

Komplett mit Geräteschutztasche, Rasierer und Defibrillations-Elektroden für Erwachsene

€ **1.999,¹⁷**

(€ 2.399,00 inkl. MwSt.)

AKTIONSPREIS

In 3 Versionen verfügbar:

FRED EASYPORT PLUS FIRST

Der **halbautomatische FRED easyport plus** mit seinem grauen Gehäuse fordert die Bestätigung des Retters an, um einen Schock abzugeben. Auf dem großen Farb-LCD kann eine EKG-Kurve angezeigt werden.

Geeignet **für Ersthelfer**.

Best. Nr. MFRED EASYPORT PLUS FIRST SET

FRED EASYPORT PLUS AUTO

Beim **vollautomatischen FRED easyport plus** ist kein Eingreifen des Retters für die Schockabgabe erforderlich. Nach der Analyse bestimmt das Gerät, ob ein Schock nötig ist. Der Schock wird gegebenenfalls automatisch abgegeben. Auf dem großen Farb-LCD kann eine EKG-Kurve angezeigt werden.

Geeignet **für geschulte Laien**.

Best. Nr. MFRED EASYPORT PLUS AUTO SET

FRED EASYPORT PLUS MANUAL

Der **manuelle FRED easyport plus** sticht durch sein rotes Gehäuse hervor und kann durch den Arzt in einen manuellen Modus umgeschaltet werden. Der Arzt entscheidet anhand des EKG's wann er den Schock auslöst.

Best. Nr. MFRED EASYPORT PLUS MANUAL SET



SCHILLER FRED EASY

Der bewährte Laiendefibrillator

Der FRED easy führt den Helfer mit klar gesprochenen Anweisungen und deutlich lesbaren Textinstruktionen Schritt für Schritt durch die Wiederbelebungsmaßnahmen. Der FRED easy ist **erweiterbar um ein Metronom, eine EKG-Anzeige und eine manuelle Defibrillation**. Das Gerät ist ein wertvolles Werkzeug im täglichen Einsatz für Ärzte und im Rettungsdienst.

- Hochauflösender LCD-Bildschirm
- Leicht und benutzerfreundlich: 1,5 kg – 220 x 230 x 70 mm
- Einfache 2-Knopf-Bedienung
- Defibrillation von Kindern und Erwachsenen (automatische Energieanpassung)
- Biphasisch gepulster Defibrillations-Impuls (Multipulse Biowave)
- Klar gesprochene Anweisungen
- Einfaches Software-Update ermöglicht Anpassung auch an zukünftige Guidelines und Reanimations-Algorithmen

Komplett mit Geräteschutztasche, Li-Batterie, Erste Hilfe Kit, SD-Speicherkarte und Defibrillations-Elektroden für Erwachsene

Optional:

- Metronom
- EKG-Anzeige
- Manuelle Defibrillation

Best. Nr. MFRED EASY SET



€ **1.385,⁸³**

(€ 1.663,00 inkl. MwSt.)

AKTIONSPREIS

SCHILLER FRED EASYPORT

Defibrillator mit EKG-Darstellung – unglaublich klein und leicht

Der kleine Lebensretter kann zu Hause, im Büro oder in der Freizeit **ständig bei sich getragen** werden, dadurch ist **optimale Hilfe** im Fall des Falles schon in den **entscheidenden ersten Minuten möglich**.

- Leicht und klein - 490 g – 133 x 126 x 35 mm
- Hochauflösender LCD-Bildschirm
- EKG-Kurve
- Biphasisch gepulster Defibrillations-Impuls (Multipulse Biowave)
- Defibrillation von Kindern und Erwachsenen (automatische Energieanpassung)
- Betriebsbereitschaft von bis zu 5 Jahren

Komplett mit Geräteschutztasche, 2 Li-Batterien und ein Defibrillations-Elektroden für Erwachsene

Optional:

- Manuelle Defibrillation

Best. Nr. MFRED EASYPORT/SPSET



€ **1.795,-**

(€ 2.154,00 inkl. MwSt.)

AKTIONSPREIS

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

SCHILLER FRED PA-1

Der halbautomatische Laiendefibrillator – einfach, schnell und sicher

Wird der Deckel angehoben, schaltet sich der FRED PA-1 ein und führt den Anwender Schritt für Schritt durch den gesamten Reanimationsablauf.

Einfache Benutzeroberfläche

- Gesprochene Anweisungen und anschauliche Piktogramme
- Präkonnektierte Elektroden
- Dreisprachig – verschiedene Sprachkombinationen wählbar
- Gewünschte Sprache per Tastendruck auswählbar

Immer einsatzbereit

- Lebensdauer der Batterie bis zu 6 Jahren
- Regelmäßiger und automatischer Selbsttest (Überprüfung der Elektroden und der Batteriekapazität)

Sicher in der Anwendung

- Analyse des Herzrhythmus
- Metronom Funktion – gibt die richtige Frequenz für die Herzdruckmassage vor

Komplett mit Li-Batterie und Defibrillations-Elektroden für Erwachsene

Best. Nr. M1-127-9902 halbautomatischer Laiendefibrillator

Best. Nr. M1-127-9901 vollautomatischer Laiendefibrillator



€ **1.120,-**

(€ 1.344,00 inkl. MwSt.)

AKTIONSPREIS

WANDHALTERUNG FÜR FRED PA-1

- Mithilfe der Wandhalterung kann der Schiller FRED PA-1 sicher aufbewahrt werden
- Der Defibrillator ist im Ernstfall stets griffbereit



Best. Nr. M1-127-5180



€ **39,⁰⁸**

(€ 46,90 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

SIMULATION / TRAINING

SIMULATIONSSYSTEME qube SERIE

Training. Simulation. Technologie.

Was bei Piloten schon jahrzehntelange Praxis ist, wird auch in der Medizin Schritt für Schritt zu einem Teil des Berufsalltags. Simulationen helfen dabei, die notwendigen **Handgriffe und Behandlungsmethoden im Team präzise zu trainieren** und durch ständige Wiederholungen Abläufe intuitiv zu verankern.

Mit der qube Serie von SKILLQUBE bieten wir Ihnen eine Reihe von EKG-Simulationssystemen für die Präklinik an: Hier finden Sie eine Auswahl an Patienten-Simulations-Hard-/Software. Zu detaillierter Produktberatung kontaktieren Sie einen unserer Kundenberater – Kontaktdetails siehe Katalogrückseite!



HARDWARE SET - qube L

Mit Gehäuse, Steuerelementen und Sensoren



Best. Nr. M9508287284348

Preis auf Anfrage

SOFTWARE

Funktionsübersicht

- Voll funktionsfähige EKG-Oberfläche
- Dynamisches 6 bzw. 12-Kanal-EKG
- Defibrillation (AED / Manuell)
- Pacer / Transkutaner Herzschrittmacher
- Reanimationsmodus (Metronom, Fraction, etc.)
- Browserbasierter Szenario-Editor mit Bilder- und Videobibliothek
- Auskultation, Blutzucker- und Temperaturmessung
- Steuerung aller Vitalparameter
- Verfügbarkeit von Checklisten und SOP für die Einsatzbearbeitung
- Browserbasierter Szenario-Editor mit Bilder- und Videobibliothek

Die Software wird über einen kabellosen Controller gesteuert und mit einer Erweiterungsapp (Assessment Trainer) ergänzt.

Best. Nr. M0657795034859 qube³ | Software (iOS) für CORPULS 3

Best. Nr. M0657795034866 qube⁷ | Software (iOS) für DEFIGARD Touch 7

Best. Nr. M0657795034873 qube^x | Software (iOS) für ZOLL X Series



Preis auf Anfrage

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

qubeAVgo

Innovative Debriefing-Lösung

Das iPad basierte System qubeAVgo ermöglicht die Aufzeichnung des Szenarios über eine schwenkbare 360 Grad Kamera, auch der Skillqube-Patientensimulator kann in die qubeAVgo eingebunden und aufgezeichnet werden. Durch die mobile Gestaltung können Sie an nahezu allen Orten Simulations-Szenarien aufzeichnen und effektiv debriefen. Sie benötigen keine weiteren Kabel oder Anschlüsse, beginnen Sie sofort mit der Aufzeichnung und nutzen Sie zum Beispiel einsatzfreie Zeit optimal aus.

Funktionsübersicht

- Einfache Aufzeichnung des Szenarios - mit der schwenkbaren Kamera
- Direkte Erstellung von Notizen auf dem iPad um diese für das spätere Debriefing zu nutzen
- Mobil und flexibel - qubeAVgo im Klassenzimmer, auf der Wache oder draußen
- Abspielen der gemachten Notizen im Students view und auf diese direkt eingehen

Best. Nr. M0657795033357 beinhaltet:

- Apple iPad 12,9" sowie eine 360° HD Kamera
- Apple Pencil für Notizen
- WLAN Modul zur Verbindung aller Komponenten



Preis auf Anfrage

qubeAVpro

Volle Kontrolle mit dem Audio-Video System qubeAVpro

Mit diesem Debriefing-System ist es möglich, mit bis zu drei Kameras das Trainingsszenario aus allen Blickwinkeln zu analysieren. Über das stationäre Mikrofon kann der Trainer jederzeit Anweisung oder Kommentare in das Szenario einfließen lassen. Die mitgelieferte Marker Tastatur erleichtert das Handling für den Trainer durch intuitives Kennzeichnen von besonderen Situationen während des Szenarios. Zudem ermöglicht die hochwertige AV-Software, zwischen den Kameras hin und her zu schalten und alle Kamerasignale sowie Ton für das spätere Debriefing umfangreich aufzuzeichnen.

Funktionsübersicht

- Flexibler Wechsel zwischen bis zu drei Kameras während des Trainings
- Mobiles Transportcase ermöglicht flexiblen Einsatz im Rettungswagen oder Helikopter
- Analyse des Trainingsszenario aus allen Blickwinkeln
- Ermöglicht individuelles Feedback und Team-Debriefings
- Wichtige Situationen und Schlüsselereignisse können vom Trainer durch Marker gekennzeichnet werden
- Trainer kann über stationäres Mikrofon jederzeit Anweisungen geben

Best. Nr. M0724754254051 beinhaltet:

- 3 HD Kameras
- Markertastatur
- Mikrofon
- Transportcase



Preis auf Anfrage

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

ZUBEHÖR & ERSATZTEILE

AIVIA GO

Die AIVIA GO Fernüberwachung für AEDs stellt sicher, dass der Defibrillator jederzeit erreichbar und einsatzbereit ist.

- Notruf: automatischer Notruf und Sprachkommunikation mit den Notdiensten
- AED-Überwachung: Kontinuierliche Überwachung des AED-Status und Senden von Warnungen und Benachrichtigungen
- Geolokalisierung: wird der AED bewegt, wird die GPS-Ortung aktiviert und sie erhalten je nach Wunsch eine SMS und/oder einen automatischen Anruf
- Eigenständig: Batteriebetrieben; 24 Monate Batterielebensdauer
- Kommunikation via 4G LTE
- Software: Zugang zur Überwachungsplattform Aivianet
- Konfigurierbar: Einrichtung von Alarmen und Benachrichtigungen, Konfiguration der Rufnummern
- Kompatibel mit allen AEDs: AIVIA GO wird direkt an den AED angeschlossen und verfügt über einen Temperatursensor und Bewegungssensor
- Lieferung inkl. Montagehalterung

Optional:

- Tragetasche und Riemen für AED

Best. Nr. MX2AG00-Q1010

NEU!



€ **412,⁵⁰**

(€ 495,00 inkl. MwSt.)

AIVIA DEFIB-BOX MODELL 200

- Das AIVIA Defi-Box Modell 200 kann sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich installiert werden und schützt Ihren Defibrillator vor externen Einflüssen wie Kälte, Hitze, unbefugter Manipulation und Vandalismus.
- Extrem schlagfest und robust: Deckel aus Polycarbonat, Basis aus ABS (Polycarbonat wird für die Herstellung von Scheinwerfern und ABS für die Herstellung von Stoßstangen verwendet)
- Tag-/Nachtbeleuchtung des Defibrillators mittels LED und automatischem Helligkeitssensor
- Zugangskontrolle über Spezialsiegel aus Kunststoff
- Automatischer akustischer und optischer Alarm (rot blinkende LEDs) beim Öffnen des Deckels

Abmessungen: 423 x 388 x 201 mm (HxBxT)

Gewicht: 3,5 kg

Optional:

- Mit akustischem Alarm und Heizung

Best. Nr. MX2A200-XX100 für den Innenbereich (mit Alarm)

Best. Nr. MX2A200-XX101 für den Außenbereich (mit Alarm und Heizung)



ab € **381,⁶⁷**

(€ 458,00 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

WANDHALTERUNG für DEFIBRILLATOREN

- Mithilfe der Wandhalterung kann der Schiller FRED easy sicher verstaut aufbewahrt werden
- Der Defibrillator ist im Ernstfall stets griffbereit

Best. Nr. MEASY-WANDHALTERUNG



€ **46,⁵⁸**
(€ 55,90 inkl. MwSt.)

WANDKASTEN für DEFIBRILLATOREN

- Stahlblechkasten für den Innenbereich
- Farbe: Signalgrün
- Verplombbar

Abmessungen Kasten: 35 x 35 x 15 cm

Abmessungen Fenster: 25,5 x 25,5 cm; eingienietet

Best. Nr. M40033



€ **143,³³**
(€ 172,00 inkl. MwSt.)

HINWEISSCHILDER für DEFIBRILLATOREN

Folie 148 x 148 mm

€ **4,¹⁷**

(€ 5,00 inkl. MwSt.)

Best. Nr. MEASY Schild F1

Kunststoffplatte 148 x 148 mm

€ **5,⁷⁹**

(€ 6,95 inkl. MwSt.)

Best. Nr. MEASY Schild K1

Folie 200 x 200 mm

€ **5,¹⁷**

(€ 6,20 inkl. MwSt.)

Best. Nr. MEASY Schild F2

Kunststoffplatte 200 x 200 mm

€ **6,⁵⁸**

(€ 7,90 inkl. MwSt.)

Best. Nr. MEASY Schild K2



ERSTE HILFE KIT

Das Erste Hilfe Kit mit nützlichem Inhalt,
um im Notfall rasch Hilfe leisten zu können.

Best. Nr. MPACKAGE beinhaltet:

- 1 Paar Einweg-Handschuhe
- Beatmungsfolie
- Schere
- Rasierer
- Feuchtes Tuch
- Trockenes Tuch



€ **6,⁶⁷**
(€ 8,00 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

ZUBEHÖR für DEFIGARD TOUCH 7

Artikel	Best. Nr.	Beschreibung
Geräteschutztasche	M0-80-0023	-
KFZ-Halterung	M1-128-5780	Inkl. DC/DC Lademodul
Tischladegerät	M1-128-5180	Tischladegerät AC/DC
Akku	M3.940100	Akku Pack
Drucker	M1-128-3880	Externer Thermodrucker; 0,61 kg (inkl. Akku)
Druckertasche	M2-99-0004	-
Druckerpapier	M0-50-0001	5 Rollen Thermopapier; 109 mm breit; 40 m Rollenlänge
Defibrillations-Elektroden	M2.155061	Klebeelektroden für Erwachsene
Defibrillations-Elektroden	M2.155067	Klebeelektroden für Kinder
EKG-Elektrode	MR-00-S/25	Nassgel-Elektrode mit Druckknopf; Ø 48 mm spezielle Gel-Sensor-Kombination (25 Stk./Pkg.)
EKG-Elektrode	MSP-00-S/50	Nassgel-Elektrode mit Druckknopf; Ø 38 mm spezielle Gel-Sensor-Kombination (50 Stk./Pkg.)
EKG-Kabel	M2.400172	Patientenkabel „6 in 4“ mit Clip; Stammkabel mit 4 Einzelleitungen; 1,05 m
EKG-Kabel	M2.410079	6-pol. Leadset mit Clip; IEC zu Patientenkabel „6 in 4“
RD SET DCI Fingerclipsensor	M4050	Wiederverwendbar, für Erwachsene ab 30 kg
RD SET DCI-P Fingerclipsensor	M4051	Wiederverwendbar, für Kinder
RD SET DBI Gummisensor	M4052	Wiederverwendbar, für Erwachsene ab 30 kg
RD rainbow® RA25-04 EMS, Patientenkabel	M4798	Patientenkabel 25-pin (Right Angle); für RD-Steckverbindungen, ca. 120 cm; (1 Stk./Karton)
RD SET Inf SpO ₂ Klebesensoren	M4002	Für Kleinkinder (3-20 kg); (20 Stk./Karton)
RD SET Neo SpO ₂ Klebesensoren	M4003	Für Kleinkinder/Erwachsene (<3 und >40 kg); (20 Stk./Karton)
NIBP Manschette	M0-04-0012	Für Babys (soft 4 cm); 6 - 12 cm Armumfang
NIBP Manschette	M0-04-0016	Für Kinder (8 cm); 13 - 20 cm Armumfang
NIBP Manschette	M0-04-0014	Für Kinder (11 cm); 18 - 26 cm Armumfang
NIBP Manschette	M0-04-0013	Für Erwachsene; 26 - 33 cm Armumfang
NIBP Manschette	M0-04-0015	Für Erwachsene; 42 - 50 cm Armumfang
IBP Verbindungskabel	M2.310285	Braun
IBP Verbindungskabel	M2.310297	Baxter
Temperatursonde	M2.101108	Wiederverwendbar; rektal/oesophageal; für Erwachsene; 2 m
etCO ₂ Sensor	M2.100571	IRMA etCO ₂ Hauptstrom-Sensor
Airway Adapter	M2.100574	IRMA CO ₂ Airway Adapter (25 Stk./Pkg.)
Mini Airway Adapter	M2.100569	IRMA CO ₂ Airway Adapter Mini-Neonatal (10 Stk./Pkg.)

ZUBEHÖR für FRED EASYPORT PLUS

Artikel	Best. Nr.	Beschreibung
Li-Batterie	M4.350063	-
Akku	M4.350062	Wiederaufladbarer Li-Ionen Akku
Geräteschutztasche	M2.156095	-
Defibrillations-Elektroden	M0-21-0040	Klebeelektroden für Erwachsene mit RFID-Sicherung
Defibrillations-Elektroden	M2.155067	Klebeelektroden für Kinder
Mini SD-Speicherkarte	M3.940010	-
Ladestation CS-2	M2.200191	Für Li-Ionen Akku
Netzgerät	M2.200146	Für Li-Ionen Akku
Netzkabel	M2.300005	Für Li-Ionen Akku

ZUBEHÖR für FRED EASY

Artikel	Best. Nr.	Beschreibung
Li-Batterie	MEASY BAT	Wartungsfreie und leistungsstarke 12 V Li/MnO ₂ Batterie
Geräteschutztasche	MFREDYPACK2	-
Defibrillations-Elektroden	M0-21-0020	Klebeelektroden für Erwachsene
Defibrillations-Elektroden	M0-21-0037	Klebeelektroden für Kinder
KFZ-Halterung	MEASY-KFZ-HALTERUNG	Geeignet für Fahr- und Luftfahrzeuge
SD-Speicherkarte	M5-35-0037	Vorprogrammiert und entnehmbar, für Defibrillations-Ereignisse

ZUBEHÖR für FRED EASYPORT

Artikel	Best. Nr.	Beschreibung
Li-Batterie	M2.230292	Wartungsfreie und leistungsstarke 12 V Li/MnO ₂ Batterie
Geräteschutztasche	M2.156047	Wasser- und schmutzabweisend
Defibrillations-Elektroden	M2.155061	Klebeelektroden für Erwachsene
Defibrillations-Elektroden	M2.155067	Klebeelektroden für Kinder
Mini SD-Speicherkarte	M3.940010	-

ZUBEHÖR für FRED PA-1

Artikel	Best. Nr.	Beschreibung
Li-Batterie	M4-07-0025	Leistungsstarke 15 V Li/MnO ₂ Batterie
Defibrillations-Elektroden	M0-21-0040	Klebeelektroden für Erwachsene mit RFID-Sicherung
Defibrillations-Elektroden	M0-21-0041	Klebeelektroden für Kinder
Wandhalterung	M1-127-5180	Fixe Montage

PULSOXIMETRIE & KAPNOGRAPHIE

MASIMO RAD-5V

Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Masimo SET-Pulsoximetrie in einem kompakten Gerät, die ideale Lösung für Spotcheck-Messungen und medizinische Einstufung

- Liefert exakte SpO₂- und Puls-Werte auch bei schlechter peripherer Durchblutung und starker Bewegung (z.B. Kind) mittels klinisch dokumentierter MASIMO SET Technologie
- Leichtes und komfortables Handgerät mit langer batteriebetriebener Nutzungsdauer
- Anzeigen von Signal I.Q. (SIQ) und Perfusionsindex (PI)
- Mehrere Sensoroptionen für verschiedene klinische Anwendungen
- Batterie-Indikator zur Kontrolle der Batterie-Kapazität
- Lange Einsatzdauer: bis zu 48 Stunden mit 4 Batterien Typ AA möglich

Komplett mit Gummisensor, Patientenkabel und Geräteschutzhülle

Best. Nr. M9197

AKTIONSPREIS

€ **675,-**

(€ 810,00 inkl. MwSt.)



MASIMO RAD-G

Ein robustes, tragbares Pulsoximetriegerät mit klinisch bewährter

Masimo SET-Pulsoximetrie sowie wiederaufladbarem Akku und LCD-Display

- Zuverlässige Überwachung dank Masimo SET Measure-through Motion und Low Perfusion Pulsoximetrie
- Ermöglicht die Unterscheidung zwischen arteriellem und venösem Signal während Bewegung und geringer Durchblutung
- Anzeige der Plethwellenform für zusätzliche Informationen zur Patientenbewertung
- Konfigurierbare Alarmer, um Einblick in Änderungen des Patientenstatus zu geben
- Interner Akku (24 Stunden Einsatzdauer) und starkes Gehäuse

Komplett mit Gummisensor und Patientenkabel

Best. Nr. M9849

NEU!

€ **1.125,-**

(€ 1.350,00 inkl. MwSt.)



EMMA NOTFALL KAPNOGRAPH

Der kleine vollwertige Notfall-Kapnograph mit großem Farbdisplay

- 59,5 g leicht (mit Batterien) – 52 x 39 x 39 mm klein
- Minimale Aufwärmphase ("plug and measure"), innerhalb von 15 Sekunden zeigt der EMMA Kapnograph endexpiratorisches Kohlendioxid (EtCO₂), Atemfrequenz (AF) und die EtCO₂ Kurve an
- Alarm akustisch und visuell
- Einsatzdauer bis zu 10 Stunden (mit 2 AAA Batterien)
- Erfüllt ISO21647 und EN1789

Komplett mit Einweg-Airway-Adapter für Erwachsene, Box und Umhängeband

Best. Nr. M3639

AKTIONSPREIS

€ **1.449,¹⁷**

(€ 1.739,00 inkl. MwSt.)



Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst



MASIMO SENSOREN

Hier finden Sie eine Auswahl der gängigsten **SpO₂**-Sensoren.

Über weitere Sensoren der Firma Masimo berät Sie gerne einer unserer Kundenberater - Kontaktdetails siehe Katalogrückseite!

Abb. 1 Best. Nr. M4003 - RD SET NEO, Klebesensor (*Verkaufseinheit: 20 Stk./Karton)

Abb. 2 Best. Nr. M4050 - RD SET DCI, wiederverwendbarer Sensor für Erwachsene ab 30 kg

Abb. 3 Best. Nr. M4052 - RD SET DBI, weicher wiederverwendbarer Gummisensor



Abb. 1 (pro Stück*)

€ **17,92**

(€ 21,50 inkl. MwSt.)



Abb. 2 (pro Stück)

€ **236,67**

(€ 284,00 inkl. MwSt.)



Abb. 3 (pro Stück)

€ **257,50**

(€ 309,00 inkl. MwSt.)

MIGHTYSAT FINGERPULSOXIMETER RX INKL. BLUETOOTH

Das leichte **MightySat Fingerpulsoximeter Rx inkl. Bluetooth** für Messungen in klinischer Umgebung, unterwegs oder zu Hause.

- Mit Masimo SET Measure-through Motion und Low Perfusion Pulsoximetrie
- Höchste Sensitivität und Zuverlässigkeit auch bei schwacher Durchblutung und unter Bewegung
- Dreh- und regulierbares, hochauflösendes Farbdisplay für die Echtzeitanzeige aller Messungen
- Leichter Zugriff auf Einstellungen und Gerätefunktionen dank des Touchpads
- Haltbares, robustes Design
- Hochauflösende Anzeige der plethysmografischen Kurve des Anwenders
- Signal I. Q. (SIQ) zeigt die Genauigkeit der SpO₂ Messungen an
- Passt sich der Fingerform an - sichere Anbringung am Finger und Minimierung externer Störungen

Komplett mit 2 AAA-Batterien, Box und Umhängeband

Abmessungen: ca. 74 x 31 x 30 mm

Maximales Gewicht: 73 g (Batterien enthalten)

Best. Nr. M9807



AKTIONSPREIS

€ **270,-**

(€ 324,00 inkl. MwSt.)

FINGERPULSOXIMETER für ERWACHSENE

Der kompakte und leichte **Fingerpulsoximeter mit farbiger LED-Anzeige**

- Erkennt Sauerstoffsättigung (SpO₂) und Pulsfrequenz
- Ermöglicht 4 Anzeigemodi
- Batteriestandsanzeige
- Mit 2 AAA-Batterien geliefert, ermöglicht bis zu 600 Messungen bei 25 ° C

Abmessungen: ca. 58 x 33 x 35 mm

Maximales Gewicht: 100 g (Batterien enthalten)

Best. Nr. MFS 20E



€ **96,17**

(€ 115,40 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

ABSAUGPUMPEN

BOSCAROL OB 3000 MEDICAL SUCTION UNIT

Effizienz, Design und Qualität - die neue Doppelkolben Absaugpumpe

- Maximale Absaugleistung von 800 mbar $\pm$ 10 %, maximaler Absaugfluss 33 l/min
- Autoklavierbarer 1000 ml Sekretbehälter mit Sicherheitsventil
- Lithium-Polymer Akku (LiPo Akku – anorganisch und fest) – Laufzeit > 60 min
- Anzeige des Akku Ladestandes bei eingeschaltetem Gerät
- Batterieanzeige auch bei ausgeschaltetem Gerät, einfacher Batteriewechsel durch den Benutzer
- Stromversorgung: 11-25 V DC (Volt Gleichstrom) – V DC Ladekabel im Lieferumfang enthalten
- Interner Mikroprozessor zum Speichern aller Geräte- und Betriebsdaten
- Automatische Erinnerung an die nächste planmäßige Wartung
- Analoges fluoreszierender Vakuummeter (auf Anfrage mit einer Skala mmHg)

Abmessungen: 360 x 244 x 110 mm, Gewicht: 2,6 kg

Optional:

- Universal-Netzteil (90-240 V AC)

OB 3000 FM und OB 3000 FM AVIO – Best. Nr. MBSU 3020, MBSU 3020A

Mit einem Sekretbehälter und einem Adapter, der den Einsatz des SERRES Einweg-Beutels ermöglicht.

OB 3000 FA und OB 3000 FA AVIO – Best. Nr. MBSU 3000, MBSU 3000A

Mit einem Mehrweg-Sekretbehälter, Schutzfilter ist im Deckel integriert.



ab € 1.225,-

(€ 1.470,00 inkl. MwSt.)

BOSCAROL OB MINI BLU EU MEDICAL SUCTION UNIT

Die leistungsfähige, einfach zu bedienende und kompakte Absaugpumpe

- Maximale Absaugleistung von 850 mbar $\pm$ 10 %, maximaler Absaugfluss 24 l/min
- Autoklavierbarer 1000 ml Sekretbehälter
- Lithium-Polymer Akku (LiPo Akku – anorganisch und fest) - Laufzeit > 70 min
- Ladekabel (11-25 V DC) und Akku-Ladestatusanzeige, auch bei ausgeschaltetem Gerät
- Interner Mikroprozessor zum Speichern aller Geräte- und Betriebsdaten
- Automatische Erinnerung an die nächste planmäßige Wartung

Abmessungen: 290 x 240 x 95 mm, Gewicht: 1,8 kg

Inkl. reißfester Tasche

OB MINI FM und OB MINI AVIO FM - Best. Nr. MBSU 368EU, MBSU 374

Mit einem Sekretbehälter und einem Adapter, der den Einsatz des SERRES Einweg-Beutels ermöglicht.

OB MINI FA und OB MINI AVIO FA - Best. Nr. MBSU 372, MBSU 364

Mit einem Mehrweg-Sekretbehälter aus Polypropylen, mit Überlaufventil



ab € 860,⁸³

(€ 1.033,00 inkl. MwSt.)

Die Geräte erfüllen die Richtlinie 93/42/EWG und Sicherheitsanforderungen nach ISO 10079-1.

Die Modelle mit dem Zusatz AVIO sind gemäß RTCA DO160G für die Verwendung in der Luftfahrt geeignet.

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst



BOSCAROL OB MINI 500 MEDICAL SUCTION UNIT

Die leistungsfähige, einfach zu bedienende und kompakte Absaugpumpe

Wie Modell OB MINI BLU EU MEDICAL SUCTION UNIT, mit folgendem Unterschied:

- Autoklavierbarer Sekretbehälter 500 ml

OB MINI 500

Best. Nr. MBSU 360EU

OB MINI 500 AVIO

Best. Nr. MBSU 370

Die Geräte erfüllen die Richtlinie 93/42/EWG und Sicherheitsanforderungen nach ISO 10079-1.

Die Modelle mit dem Zusatz AVIO sind gemäß RTCA DO160G für die Verwendung in der Luftfahrt geeignet.



ab € 912,50

(€ 1.095,00 inkl. MwSt.)

BOSCAROL SERRES EINWEG-BEUTEL

SERRES Einweg-Beutel 1000 ml mit Deckel und integriertem antibakteriellem Filter

- Nur für Absauggeräte mit Mehrweg-Sekretbehälter (MBSU 506) verwendbar

Best. Nr. MBSU 57157



€ 7,42

(€ 8,90 inkl. MwSt.)

BOSCAROL MEHRWEG-SEKRETBEHÄLTER für EINWEGBEUTEL

Mehrweg-Sekretbehälter aus Polypropylen zur Verwendung im medizinischen Bereich

Der Behälter besteht aus einem Gefäß und einem Adapter, der den Einsatz des SERRES Einwegbeutels (nicht enthalten) ermöglicht.

- Enthält auch die „L“-Verbindung
- Autoklavierbar bei einer Maximaltemperatur von 121°C und kann bei einem Druck von 2 bar (200 kPa) sterilisiert werden
- Kann nach der Krankenhaus-Praxis desinfiziert werden

Best. Nr. MBSU 506



€ 33,08

(€ 39,70 inkl. MwSt.)

BOSCAROL SCHUTZFILTER für ABSAUGGERÄTE

- Schützt den Absaugkreislauf vor etwaiger Kontamination durch Substanzen, die während des Betriebs abgesaugt werden
- Aus wasserabweisendem Material
- Verhindert auch das Durchströmen von vernebelten Flüssigkeiten

Best. Nr. MBSU 999



€ 5,46

(€ 6,55 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

THORAXKOMPRESSIONSGERÄT

SCHILLER EASY PULSE

Ein unglaublich kleines und leichtes, maschinelles Thoraxkompressionsgerät

- Wiegt weniger als 3,5 kg
- Elektrisch betriebenes HLW Gerät
- Multidirektionale Herzdruckmassage
- Gleichbleibend hohe Qualität der Herzdruckmassage: gleichmäßige Frequenz und Druck
- Möglichkeit des 30:2 Kompressions-Beatmungszyklus
- Dank des Slider und Gurtsystems kann das Gerät einfach am Oberkörper des Patienten befestigt werden
- Einfach anzulegen – einfach anzuwenden
- Austauschbarer Akku mit Ladestandsanzeige
- Autonomer Betrieb von ca. 45 Minuten (mit einem Akku)
- Externer DC-Eingang, USB-Anschluss, Ladestation und Stromversorgung

Im Lieferumfang enthalten:

- Slider komplett mit Gurten
- Medizinisches Netzteil, 48 V/400 W
- Netzteil, 100 - 240 V AC, 6,25 A
- Ladestation
- Einweg Überzug
- 2x Li-Polymer Akku
- Transporttasche
- 2x Netzkabel



Slider

Dank des Sliders wird die Vorbereitung des Patienten für die mechanische Herzdruckmassage signifikant erleichtert. Durch das praktische Schnallensystem ist ein rasches Anbringen möglich.

Ladestation

Die Ladung des Akkus kann in einer Doppelladestation (weniger als 2 Stunden) oder im Turbomodus (weniger als 50 min) erfolgen. Eine Ladung ist ausreichend für ca. 45 Minuten.

Externe Stromversorgung und direktes Anschlusskabel

Für den Betrieb von 100 V AC - 240 V AC wird ein entsprechendes Netzteil mitgeliefert.

Der EASY PULSE kann über ein spezielles Anschlusskabel ab einer Spannungsquelle mit 12 V DC — 48 V DC direkt betrieben werden.

Best. Nr. MS0A400000

€ **10.290,-**

(€ 12.348,00 inkl. MwSt.)

AKTIONSPREIS

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

ZUBEHÖR für SCHILLER EASY PULSE

Artikel	Best. Nr.	Beschreibung
Akku	M4.350049	Li-Polymer Akku
Akku Ladegerät	M2.200190	-
Netzteil für Ladegerät	M2.200123	100 - 240 V AC; 6,25 A
Medizinisches Tischnetzteil	M2.200124	48 V/400 W; 100 - 240 V AC
Externes Anschlusskabel	M2.310148	12 - 48 V DC für Bordnetz; 2 m
Einweg Überzug	M2.101105	Für Druckstempel (10 Stk./Pkg.)
Faltenbalg mit Mikroklett	M4.430236	Zu Druckstempel
Slider komplett mit Gurten	M2.100857	-
Slider - Ersatz-Gurte	M4.120175	-

EINWEG-BEATMUNGSBEUTEL/GESICHTSMASKEN

AMBU SPUR II EINWEG-BEATMUNGSBEUTEL + EINWEG-GESICHTSMASKE PLUS

Einweg-Beatmungsbeutel und Maske PLUS für Erwachsene, Kinder und Neugeborene

- 1 Stück Beatmungsbeutel der jeweiligen Größe inkl. Patientenventil
- Einweg-Gesichtsmaske PLUS (**mit Cuff-Füllventil**) in der jeweiligen Größe
- Latex und PVC-frei
- O₂-Reservoirbeutel (Erwachsene, Kinder)
- O₂-Reservoirschlauch (Neugeborene)
- M-Port für die Medikamentengabe
- Manometeranschluss
- Druckbegrenzungsventil
- Fühlbares und sichtbares Feedback für eine perfekte Beatmung
- Ausgezeichnete Kontrolle des Hubvolumens
- Integrierte Handschleife für mehr Anwenderkomfort (Erwachsene, Kinder)



Verpackt in farbcodierten Folienbeuteln

für Erwachsene (mittel)

Best. Nr. M325-002-000

für Kinder

Best. Nr. M330-004-000

für Neugeborene

Best. Nr. M335-002-000

ab € 16,⁶⁷

(€ 20,00 inkl. MwSt.)

AMBU EINWEG-GESICHTSMASKE / EINWEG-GESICHTSMASKE PLUS

Weicher anatomisch-geformter luftgefüllter Cuff

- Transparenter Maskendom
- Phthalatfreies Material
- Die Einweg-Gesichtsmaske PLUS verfügt über ein Cuff-Füllventil zum Anpassen des Luftvolumens im Cuff an individuelle Verhältnisse

Einzeln keimarm verpackt

Einweg-Gesichtsmaske:

für Neugeborene (ohne Hakenring)

Best. Nr. M000-252-051

für Säuglinge (ohne Hakenring)

Best. Nr. M000-252-052

für Kleinkinder (mit transparentem Hakenring)

Best. Nr. M000-252-053

für Jugendliche (mit weißem Hakenring)

Best. Nr. M000-252-054

für Erwachsene (mittel - mit blauem Hakenring)

Best. Nr. M000-252-055

für Erwachsene (groß - mit rotem Hakenring)

Best. Nr. M000-252-056

Einweg-Gesichtsmaske PLUS:

für Neugeborene (ohne Hakenring)

Best. Nr. M000-252-951

für Säuglinge (ohne Hakenring)

Best. Nr. M000-252-952

für Kleinkinder (mit Hakenring)

Best. Nr. M000-252-953

für Jugendliche (mit Hakenring)

Best. Nr. M000-252-954

für Erwachsene (mittel - mit Hakenring)

Best. Nr. M000-252-955

für Erwachsene (groß - mit Hakenring)

Best. Nr. M000-252-956



Preis per Stück

€ 2,⁷¹

(€ 3,25 inkl. MwSt.)

AKTIONSPREIS

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

MEHRWEG-BEATMUNGSBEUTEL

AMBU MARK IV-BEATMUNGSBEUTEL für ERWACHSENE

Mehrweg-Beatmungsbeutel mit Doppelkammerprinzip

- Mit Einmembran-Patientenventil
- Mit O₂-Reservoir (2x)
- Ohne Maske
- Latexfrei
- Integrierte Handschleufe für mehr Anwenderkomfort

Best. Nr. M304-004-000



€ 200,-

(€ 240,00 inkl. MwSt.)

AMBU MARK IV-BEATMUNGSBEUTEL für BABYS

- Mit Patientenventil
- Mit Druckbegrenzungsventil
- Ohne Maske
- Latexfrei

Wahlweise mit O₂-Reservoirschlauch oder O₂-Reservoir

Mit O₂-Reservoirschlauch

Best. Nr. M299-004-000

Mit O₂-Reservoir blau

Best. Nr. M299-009-000



€ 175,-

(€ 210,00 inkl. MwSt.)

AMBU SAUERSTOFF-RESERVOIR

- Für Mark IV-Beatmungsbeutel
- Autoklavierbar

Best. Nr. M304-000-507



€ 38,³³

(€ 46,00 inkl. MwSt.)

AMBU SILIKON-KLARSICHTMASKE

- Mit blauem Maskenwulst
- Selbstfüllend und druckregulierbar
- Latexfrei

für Säuglinge Größe 0A

Best. Nr. M000-313-000

für Kleinkinder Größe 0 ohne Loch

Best. Nr. M000-315-000

für Kinder Größe 2

Best. Nr. M000-316-000

für Erwachsene/Jugendliche Größe 3/4

Best. Nr. M000-312-000

für Erwachsene Größe 5

Best. Nr. M000-317-000

für Erwachsene Größe 6

Best. Nr. M000-319-000



Preis per Stück

€ 37,⁵⁰

(€ 45,00 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

Ambu FOREVER FORWARD

PEEP-VENTILE

Die **Ambu PEEP-Ventile** werden dazu verwendet, um bei der Beatmung nach der Expirationsphase einen positiven endexpiratorischen Druck einstellen zu können.

- Für die Anwendung an CPAP-Systemen, Beatmungsbeuteln sowie für alle automatischen Beatmungsgeräte

Folgende Indikationen können den Einsatz von PEEP-Ventilen erforderlich machen:

- Lungenödem, Beinahe-Ertrinken
- Inhalation von Reizgasen, CO-Vergiftungen, Aspiration und Schock-Merkmale

Wird ein PEEP-Niveau am PEEP-Ventil eingestellt, fällt nach der Expiration der Druck in der Lunge nicht auf das Druckniveau der Umgebung ab, sondern verbleibt auf dem vorgewählten höheren Niveau. Dadurch wird ein Zusammenfallen oder Verkleben der Alveolen vermieden. Bereits verklebte Alveolen können teilweise wieder geöffnet werden.

AMBU EINWEG-PEEP-VENTIL 20

Widerstandsfähiges Einweg-PEEP-Ventil

- Arbeitsbereich zwischen 1,5 und 20 cm Wassersäule
- Erhältlich mit 30 mm Konnektor und 30 mm Konnektor inkl Adapter auf 18 mm

Mindestabnahme: 10 Stück

Einweg PEEP-Ventil 20 (30 mm Konnektor)

Einweg PEEP-Ventil 20 (30 mm Konnektor inkl. Adapter)



Best. Nr. M199-102-001

Best. Nr. M199-103-001

€ **10,⁵⁸**

(€ 12,70 inkl. MwSt.)

AMBU MEHRWEG-PEEP-VENTIL 20

Widerstandsfähiges Mehrweg-PEEP-Ventil

- Arbeitsbereich zwischen 1,5 und 20 cm Wassersäule
- Erhältlich mit 22 mm Konnektor und 30 mm Konnektor

Mindestabnahme: 10 Stück

Mehrweg PEEP-Ventil 20 (22 mm Konnektor)

Mehrweg PEEP-Ventil 20 (30 mm Konnektor)



Best. Nr. M000-177-000

Best. Nr. M000-213-000

€ **128,⁵⁸**

(€ 154,0 inkl. MwSt.)

AMBU MEHRWEG-PEEP-VENTIL 10

Widerstandsfähiges Mehrweg-PEEP-Ventil

- Arbeitsbereich zwischen 0 und 10 cm Wassersäule
- Erhältlich mit 18 mm Konnektor, 30 mm Konnektor und 18 - 30 mm Konnektor

Mindestabnahme: 10 Stück

Mehrweg PEEP-Ventil 10 (18 mm Konnektor)

Mehrweg PEEP-Ventil 10 (30 mm Konnektor)

Mehrweg PEEP-Ventil 10 (30 und 18 mm Konnektor)



Best. Nr. M000-138-000

Best. Nr. M000-137-000

Best. Nr. M137-001-000

ab € 105,-

(€ 126,00 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

EINWEG-BRONCHOSKOPE

AMBU ASCOPE 4 BRONCHO SLIM / REGULAR / LARGE

Die neueste Generation der flexiblen Einweg-Endoskope mit Absaugkanal

- **Klare scharfe Bilder und eine adaptive Lichtsteuerung** erleichtern die Identifizierung von Lungenstrukturen und das Navigieren durch den Bronchialbaum
- Die **großen Biegewinkel und die präzise Bewegung der Spitze** des aScope 4 Broncho ermöglicht die reibungslose Navigation in alle Lungenabschnitte
- Die **einfache flexible Anwendung** macht das aScope 4 Broncho innerhalb von Sekunden einsatzbereit und ermöglicht je nach Bedarf eine Vielzahl von Anwendungen auf der Intensivstation, im OP oder in der Notaufnahme
- **Steril, mobil und leicht anzuwenden** – das aScope 4 Broncho ist immer sofort einsatzbereit ohne Gefahr einer Kreuzkontamination
- **Kostengünstig** – es fallen keine Kosten für Reparatur und Aufbereitung an
- Hervorragend auch für Schulungszwecke geeignet

In 3 Größen verfügbar – jeweils 5 Stück pro Packung:

Ambu aScope 4 Broncho Slim 3.8 / 1.2 - Best. Nr. M476-001-000

- Arbeitskanaldurchmesser von 1,2 mm
- Ideal für die Intubation von Endotrachealtuben von ≥ 5 mm (Innendurchmesser) oder Doppellumentuben > 37 Fr (Innendurchmesser) geeignet
- Absaugkanal (Innendurchmesser des Absaugkonnektors 7 mm +/- 1 mm)
- Fixierung für ET-Tubus
- Biegewinkel des distalen Endes von $180^\circ/180^\circ$

Ambu aScope 4 Broncho Regular 5.0 / 2.2 - Best. Nr. M477-001-000

- Arbeitskanaldurchmesser von 2,2 mm
- Die ideale Alternative zu wiederverwendbaren Endoskopen; es eignet sich hervorragend für den Einsatz von Endotrachealtuben von ≥ 6 mm (Innendurchmesser) oder Doppellumentuben > 41 Fr (Innendurchmesser) sowie für ein breites Spektrum endoskopischer Verfahren
- Absaugkanal (Innendurchmesser des Absaugkonnektors 7 mm +/- 1 mm)
- Fixierung für den ET-Tubus
- Biegewinkel des distalen Endes von $180^\circ/180^\circ$

Ambu aScope 4 Broncho Large 5.8 / 2.8 - Best. Nr. M478-001-000

- Arbeitskanaldurchmesser von 2,8 mm
- Ideal für die Anwendung bei bronchoskopischen Verfahren am Patientenbett, wie auch für den Einsatz v. Endotrachealtuben von ≥ 7 mm (Innendurchmesser) geeignet
- Biegewinkel des distalen Endes von $180^\circ/160^\circ$



Preis auf Anfrage

AMBU ASCOPE 4 BRONCHO SAMPLER SET

NEU!

Die kompakte Probeentnahme - sofort einsatzbereite Plug-and-Play-Komplettlösung

Das aScope Broncho Sampler Set von Ambu stellt zusammen mit dem aScope 4 Broncho eine kompakte Probenentnahme-Lösung dar.

Es kann direkt auf den Stationen aufbewahrt werden, sodass Sie das Ambu aScope 4 Broncho Sampler Set mit dem Zubehör zur Probeentnahme überall sofort verfügbar haben.

- Vereinfachtes Verfahren zur Probengewinnung
- Geschlossenes System – verringert das Risiko eines Probenverlustes sowie der Kontamination von Proben
- Ermöglicht die Probenentnahme durch **nur eine** Person
- Durch den Vakuum-Bypass kein Umstecken der Absaugung mehr notwendig

In 2 Größen verfügbar – jeweils 5 Stück pro Packung:

Behältervolumen: 30 ml

Ambu aScope 4 Broncho Sampler Set Regular

Best. Nr. M477-501-000

Ambu aScope 4 Broncho Sampler Set Large

Best. Nr. M478-501-000



Preis auf Anfrage

AMBU AVIEW 2 ADVANCE PREMIUM

NEU!

Ambu aView 2 Advance Safari 2. Gen - der hochwertige, tragbare Full-HD-Monitor für Endoskopieverfahren mit Einweg-Endoskopen (Stecker-Anschlüsse: Grün-Blau-Grau).

Der Ambu aView 2 Advance hilft Ihnen, ein breites Spektrum an Endoskopieverfahren in klinischen Fachgebieten sicher durchzuführen. Er optimiert nicht nur Einweg-Endoskopiellösungen, die einen langfristigen Mehrwert für Ihre Klinik bieten, sondern er hilft Ihnen auch Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren.

- Tragbare Visualisierungseinheit mit 12,8" Touchscreen und **Full-HD-Auflösung** für **hervorragende Bildgebung**
- Adaptive Bildverarbeitung und Benutzereinstellungen bieten eine Optimierung der Bildqualität für verschiedene klinische Situationen
- Anbindung an LAN/WLAN und **Verknüpfung zum PACS via DICOM** gegeben
- Digitaler Video-Ausgang zur Anzeige von Live-Bildern auf externen Bildschirmen in hoher Qualität
- Flexibles Design mit intuitiver Benutzeroberfläche und **180° Rotationsmöglichkeit**
- Live-Bild in Sekundenschnelle
- Kompatibel mit den Ambu aScope 4 Broncho Systemen, aScope 4 RhinoLaryngoskopen, aScope 4 Cystoskop und dem Ambu aScope 5 Broncho HD 5.0/2.8 und 5.6/2.2
- Akkulaufzeit von mehr als 2,5 Stunden
- Upgrades und Reparaturen sind möglich

Best. Nr. M405-011-000/EUA2



Preis auf Anfrage

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

Ambu FOREVER FORWARD

AMBU ASCOPE 5 BRONCHO HD

NEU!

Setzt neue Maßstäbe für die Performance in der Einweg-Endoskopie

- **Ausgezeichnete Manövrierfähigkeit** – Biegewinkel (195/195°), distaler Spitzenwinkelbereich, flexibler Einführschlauch sowie 120° Links/Rechts-Drehfunktion
- **Breite Kompatibilität mit Endotherapie-Instrumenten** – kompatibel mit verschiedenen Endotherapie-Instrumenten, einschließlich aktiver Werkzeuge, wie HF-Werkzeuge, Laser und Kryosonden.
- **Bildgebung der nächsten Stufe** – hochauflösender Kamerachip mit 2 LEDs im Scope und Full-HD-Displayeinheit
- **Kompatibel** mit den Ambu aView 2 Advance Premium **Monitor** und der Ambu aBox 2 **Visualisierungs- und Prozessoreinheit**
- **Immer ein brandneues Endoskop** – keine Verschlechterung der Bildqualität oder Biegeleistung und keine Sorge, ein teures Endoskop zu beschädigen
- **Einfachere Planung und Verwaltung von Zeitplänen** – es ist für jede Prozedur jederzeit ein steriles Einweg-Endoskop in passender Größe zur Hand
- **Spart Zeit und Ressourcen** – eliminiert die Notwendigkeit der Wiederaufbereitung und Wartung
- **Steril und bereit bei Bedarf**

In 2 Größen verfügbar – jeweils 5 Stück pro Packung:

Ambu aScope 5 Broncho HD 5.0 / 2.2 - Best. Nr. M621-001-000

- Arbeitskanaldurchmesser von 2,2 mm
- Biegbare Sektion 195° nach oben, 195° nach unten
- Durchmesser Einführungsschlauch von 5,0 mm
- Absaugkanal (Innendurchmesser des Absaugkonnektors 5,5 mm - 9,0 mm)
- Tiefenmarkierungen alle 5 cm
- Optisches System - Blickfeld 120°

Ambu aScope 5 Broncho HD 5.6 / 2.8 - Best. Nr. M622-001-000

- Arbeitskanaldurchmesser von 2,8 mm
- Biegbare Sektion 195° nach oben, 195° nach unten
- Durchmesser Einführungsschlauch von 5,6 mm
- Absaugkanal (Innendurchmesser des Absaugkonnektors 5,5 mm - 9,0 mm)
- Tiefenmarkierungen alle 5 cm
- Optisches System - Blickfeld 120°



Preis auf Anfrage

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

EINWEG-RHINOLARYNGOSKOPE

AMBU ASCOPE 4 RHINOLARYNGO SLIM / INTERVENTION

Eine unkomplizierte Einweg-Endoskop-Lösung

Das **Ambu aScope 4 RhinoLaryngo** ist ein flexibles Einweg-Videoendoskop das jederzeit steril und einsatzbereit ist. Es bietet Ihnen die Möglichkeit sowohl Ihren **Arbeitsablauf zu optimieren** als auch die **Produktivität zu erhöhen** - und dabei alle Richtlinien einzuhalten.

- Sofortige Verfügbarkeit
- Kein Kreuzkontaminationsrisiko
- Keine Reparaturen, keine Aufbereitung
- Klare, scharfe Bilder in Verbindung mit dem kompakten Ambu aView/aView 2 Advance Monitor
- Der geringe Außendurchmesser hilft, Unannehmlichkeiten für den Patienten während des Eingriffs zu minimieren
- Erhöhte Patientensicherheit durch garantierte Sterilität
- Geringe Investitionskosten
- Biegewinkel von 130°/130°

Das System umfasst 2 flexible Einweg-Videoendoskope um die Bedürfnisse nasopharyngoskopischer Untersuchungen abzudecken:

Das **aScope 4 RhinoLaryngo Slim** und das **aScope 4 RhinoLaryngo Intervention** mit einem sterilen Arbeitskanal.

In 2 Größen verfügbar – jeweils 5 Stück pro Packung:

Ambu aScope 4 RhinoLaryngo Slim 3.0 - Best. Nr. M510-001-000

- Geringer Außendurchmesser von lediglich 3,0 mm erhöht den Komfort des Patienten während des Eingriffs. Die präzise Steuerung der Spitze und der 130° Biegewinkel, ermöglichen die reibungslose Navigation in den oberen Atemwegen.
- Biegewinkel des distalen Endes von 130°/130°

Ambu aScope 4 RhinoLaryngo Intervention 5.0 / 2.2 - Best. Nr. M512-001-000

- Arbeitskanaldurchmesser von 2,2 mm
- Bestimmt für Eingriffe wie Biopsien, Entfernung und Absaugen von Fremdkörpern
- Absaugkanal (Innendurchmesser des Absaugkonnektors 7 mm +/-1 mm)
- Biegewinkel des distalen Endes von 130°/130°



Preis auf Anfrage

EINWEG-ZYSTOSKOP

AMBU ASCOPE 4 CYSTO

Das Flexible Einweg-Zystoskop ermöglicht Ihnen die Optimierung Ihres Zeitplanes – ohne Einbußen bei der Qualität Ihrer Arbeit

- **Beständige Qualität**

Die Qualität des Ambu aScope 4 Cysto lässt nicht nach, da Sie für jeden Eingriff ein neues, steriles Zystoskop erhalten.

- **Immer sofort verfügbar und überall einsetzbar**

Das Ambu aScope 4 Cysto erleichtert es Ihnen, Ihren Zeitplan zu managen und interne Konsile zu meistern.

- **Wiederaufbereitung und hohe Reparaturkosten entfallen**

Durch das Ambu aScope 4 Cysto entfällt die Wiederaufbereitung, wodurch Sie Kosten z. B. für Reinigungsmittel, Wartung und teure Reparaturen, sparen können.

- Im Ergebnis **vereinfacht** es **den Arbeitsablauf**, setzt Ressourcen frei und ermöglicht Ihnen einen optimierten Prozessablauf.

Jeweils 5 Stück pro Packung:

Ambu aScope 4 Cysto - Best. Nr. M600-001-000

- Arbeitskanaldurchmesser von 2,2 mm
- Sichtfeld: 120°
- Tiefenschärfe: 3-100 mm
- Innendurchmesser des Arbeitskanals: 2,2 mm
- Biegewinkel 210° nach oben, 120° nach unten



Preis auf Anfrage

ZUBEHÖR für AMBU ASCOPE 4 CYSTO

Artikel	Best. Nr.	Beschreibung
4-Wege-Absperrhahn	MK12-11412	4-Wege-Absperrhahn 50 psi (3,5 bar); Überwurfmutter; große Bohrung, Mindestabnahme: 50 Stück
Hämostaseventil	MK12-11413	Hämostaseventil Access PLUS; große Bohrung Mindestabnahme: 25 Stück

EINWEG-DUODENOSKOP

AMBU ASCOPE DUODENO

Das **sterile Einweg-Duodenoskop** für ERCP (endoskopisch retrograde Cholangio-Pankreatikografie)-Verfahren trägt dazu bei, Bedenken hinsichtlich der Kreuzkontamination und Patientensicherheit auszuräumen.

- **Steril und sofort einsatzbereit**

Vermeidet das Risiko einer Kreuzkontamination des Patienten, da Sie für jeden Eingriff ein neues steriles Endoskop direkt aus der Verpackung erhalten

- **Gleichbleibend hohe Qualität**

Durch das Einwegkonzept müssen Sie sich nicht mehr mit Produkten befassen, die verschleissen oder deren Technologie veraltet ist

- **Keine Aufbereitung oder Reparatur**

Keine Aufbereitung oder Reparatur erforderlich, wodurch Arbeitsabläufe optimiert und Produktivität gesteigert werden können

- **Vertrautes Design**

Gewohntes Maß an Kontrolle und Stabilität – einschließlich des Alberran-Hebels für die präzise Positionierung von Instrumenten

In der Kombination mit dem Videoprozessor - Ambu aBox Duodeno, die extra für das sterile aScope Duodeno konzipiert wurde - wird das Videobild der Kamera gleich verarbeitet.

Jeweils 6 Stück pro Packung:

Ambu aScope 4 Duodeno - Best. Nr. M482-001-000

- Arbeitskanaldurchmesser von 4,2 mm
- 4-Wege-Biegewinkel - 120° nach oben, 90° nach unten und nach links, 110° nach rechts
- Blickrichtung: Retrograde Blickrichtung 6°
- Blickfeld: 130°



Preis auf Anfrage

AMBU ABOX DUODENO

Der einfach zu bedienende Videoprozessor für die Verwendung mit dem Ambu aScope Duodeno

Die Ambu aBox Duodeno verarbeitet das Videobild der Kamera, die Fernbedienungsschalter, die Videoausgabe und die Aufnahmedaten des Endoskops.

- Das System, Ambu aBox und Ambu aScope Duodeno Einweg-Duodenoskop, verfügt über eine **integrierte Spülfunktion** und erfordert keine zusätzliche Lichtquelle, wodurch Platz und Einrichtungszeit gespart wird

- **Einfacher Aufbau und Bedienung**

Direkter Anschluss an eine medizinische Visualisierungseinheit und das verwendete Dokumentationssystem

- **Schnelle und unkomplizierte Reinigung**

sowie Desinfektion mittels Tüchern

- **Direkte Anschlussmöglichkeit** an eine medizinische

Visualisierungseinheit und das im Raum verwendete ePA-System



Best. Nr. M485-001-000

Preis auf Anfrage

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

EINWEG-GASTROSKOP

AMBU ASCOPE GASTRO
NEU!

Das sterile und jederzeit einsatzbereite Einweg-Gastroskop, für eine Vielzahl endoskopischer Verfahren im oberen Verdauungstrakt

- **Immer verfügbar** – ideal für jedes Szenario, in dem Zeit, Ort und Verfügbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
- **Keimfrei** – ein neues steriles Einweg-Gastroskop für jeden Patienten, dass das Risiko einer durch das Endoskop bedingten Infektion stark minimiert
- **Gleichbleibende Qualität, Haptik und Leistung**
keine Verschlechterung der mechanischen Leistung und Qualität sowie kein Verschleiß und kein Ausleiern der Bowdenzüge
- **Einfache Einrichtung** – packen Sie ein neues Endoskop aus, schließen Sie es an die Ambu aBox 2 und die Standardausrüstung an und machen Sie sich an die Arbeit
- **Optimiert Ihren Workflow** – eliminieren Sie die Wiederaufbereitung und die vielen Schritte, die von Ihren Mitarbeitern verlangt werden
- **Kostentransparenz** – geringe Anfangsinvestition, keine versteckten Kosten und keine langfristigen Servicevereinbarungen
- **Aktuellste Bildgebungstechnologie** sowie erweiterte Funktionen ohne erhebliche Investitionen

Jeweils 6 Stück pro Packung:

Ambu aScope Gastro - Best. Nr. M483-001-000

- Sichtfeld: 140°
- Tiefenschärfe: 3 - 100 mm
- Innendurchmesser des Arbeitskanals: 2,8 mm
- Biegewinkel 210° nach oben, 190° nach unten, 100° links und rechts
- Arbeitslänge: 1030 mm



Preis auf Anfrage

VISUALISIERUNGS-/PROZESSOREINHEIT

AMBU ABOX 2

Die innovative Ambu aBox 2 ist eine Full HD Visualisierungs- und Prozessoreinheit für die endoskopische Bildgebung und Bildverarbeitung in der Gastroenterologie und in der Bronchoskopie mit integriertem Touch-Screen

- **Ausgezeichnete Bildgebung**

Fortschrittliche Bildverarbeitung und adaptive Lichtsteuerung liefern klare Bilder

- **Kompaktes und flexibles Design**

Kann auf einem Wagen, Gestell oder Tisch platziert und bei Bedarf an einen externen Monitor angeschlossen werden

- **Integrierte Aufzeichnungsmöglichkeit**

Zoomen Sie hinein und heraus, nehmen Sie Bilder und Videos auf und besprechen Sie die Ergebnisse nach dem Eingriff mit anderen Personen

- **Einfache Dokumentation der Bildgebungsdaten**

Übertragen Sie die aufgezeichneten Bildgebungsdaten auf Ihren PACS-Server und Ihre elektronische Patientensoftware

- **Modality-Worklist**

Import der täglichen Arbeitsliste und Auswahl des Patienten direkt in der aBox 2

- **Einstellbare Visualisierungseinheit**

Möglichkeit des Hebens, Senkens oder Drehens des Bildschirms für den besten Betrachtungswinkel

- Kompatibel mit dem Ambu aScope Gastro und dem aScope 5 Broncho



Best. Nr. M505-001-000

Preis auf Anfrage



Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

LARYNXMASKEN

AMBU AURA GAIN

Einweg-Larynxmaske mit gastrischem Zugang und Intubationsmöglichkeit

- Integrierter gastrischer Zugang zur Kontrolle von Mageninhalt
- In Verbindung mit Standard-Endotrachealtuben zur Intubation geeignet
- Die innovative anatomische Form ermöglicht eine schnelle Platzierung
- Markierungslinien für die Führung von flexiblen Endoskopen
- MR sicher, phthalatfreies Material

In 8 Größen erhältlich

Best. Nr. M408-XXX-000 | Verkaufseinheit 10 Stück



Preis per Stück

€ **15,⁶³**

(€ 18,76 inkl. MwSt.)

AMBU AURA ONCE

Anatomisch geformte Einweg-Larynxmaske

- Die innovative, anatomische Form ermöglicht eine schnelle und einfache Platzierung
- Cuff und Tubus sind aus einem Stück geformt, keine Abtrennung möglich
- Verstärkte Cuffspitze – verhindert das Umlappen der Spitze während der Platzierung und dichtet den oberen Ösophagusphinkter ab
- Markierungslinien für die Führung von flexiblen Endoskopen
- MR sicher, phthalatfreies Material

In 8 Größen erhältlich

Best. Nr. M321-XXX-000 | Verkaufseinheit 10 Stück



Preis per Stück

€ **7,⁰⁸**

(€ 8,50 inkl. MwSt.)

AMBU AURA-I

Einweg-Larynxmaske mit Intubationsmöglichkeit

- Die innovative, anatomische Form ermöglicht eine schnelle Platzierung
- In Verbindung mit Standard-Endotrachealtuben zur Intubation geeignet
- Verstärkte Cuffspitze – verhindert das Umlappen der Spitze bei der Platzierung und dichtet den oberen Ösophagusphinkter ab
- Beißschutz und Konnektorbloc verhindern Okklusionen
- MR sicher, phthalatfreies Material

In 8 Größen erhältlich

Best. Nr. M329-XXX-000 | Verkaufseinheit 10 Stück



Preis per Stück

€ **8,²⁵**

(€ 9,90 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

Ambu FOREVER FORWARD

AMBU AURA-FLEX

Flexible Einweg-Larynxmaske

- Die hohe Flexibilität des spiralverstärkten Tubus ermöglicht eine einfache Positionierung außerhalb des Operationsfeldes ohne die Dichtigkeit der Maske zu beeinflussen
- Knickfreier, spiralverstärkter Tubus verringert das Risiko von Atemwegsokklusionen
- Die im Tubus integrierte Cuff-Füllleitung erleichtert die Arbeit des Operators und reduziert das Risiko die Leitung während der Operation zu beschädigen
- Markierungslinien für die Führung von flexiblen Endoskopen und zur Lagekontrolle
- MR sicher, phthalatfreies Material

In 6 Größen erhältlich

Best. Nr. M327-XXX-000 | Verkaufseinheit 10 Stück



Preis per Stück

€ **16,⁷⁵**

(€ 20,10 inkl. MwSt.)




Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

Ambu FOREVER FORWARD

KAWE LARYNGOSKOP BATTERIE- / LADEGRIFF C

- Mittel, 2,5 V Xenon
- Ø 28 mm
- Xenon-Lampe
- Batterie (Baby C)

Best. Nr. M03.41000.721



€ **77,75**


(€ 93,30 inkl. MwSt.)

KAWE MEHRWEG-SPATEL MACINTOSH FIBER-OPTIK

Mit auswechselbarer Fiberoptik

- Edelstahl matt – verhindert Rückreflexionen
- Auswechselbare Lichtleiter
- Fiberoptik Ø 4 mm, mindestens 550 Einzelfasern
- Autoklavierbar bis 134°C für ca. 4000 Zyklen
- Leichte Reinigung
- Kompatibel nach DIN ISO 7376

Best. Nr.	Größe	Dimension (a x b mm)
M03.42013.601	0	80 x 13
M03.42013.611	1	92 x 20
M03.42013.621	2	112 x 19
M03.42013.631	3	130 x 22
M03.42013.641	4	155 x 25
M03.42013.651	5	175 x 23



Preis per Stück

€ **79,-**

(€ 94,80 inkl. MwSt.)

KAWE C LARYNGOSKOP-SET WARMLICHT - 1 Griff, 3 Spatel

- Batterie-/Ladegriff C mittel, blau
- Spatel Economy Macintosh C in den Größen 2 - 4
- Edelstahl matt, Ausführung mit bruchsicherem Kunststoffsockel, Lebensdauer identisch zu Metall
- Vakuum-Lampe
- Beleuchtungsstärke >1.500 bzw. >2.000 Lux/2,5 V je nach Lampe/Spatelgröße
- Umweltfreundlich und preisgünstig
- Sterilisierbar gemäß Gebrauchsanweisung
- Kompatibel nach DIN ISO 7376

Best. Nr. M03.51022.002



€ **106,25**

(€ 127,50 inkl. MwSt.)


Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

KAWE EINWEG-SPATEL MACINTOSH für FIBER-OPTIK-GRIFFE

- Edelstahl matt – verhindert Rückreflexionen
- Mit hochpoliertem Acryllichtleiter mit exzellenter Lichttransmission
- Lichtleiter Ø 5 mm
- Hoher Schutz, da Kreuzinfektionen vermieden werden
- Sichere Arretierung durch zwei Fixierkugeln
- Leichtes Eigengewicht
- In praktischer Tyvek Verpackung
- Unsteril
- Kompatibel nach DIN ISO 7376

Verpackungseinheit: 10 Stück

Best. Nr.	Größe	Dimension (a x b mm)
M03.44014.602	0	80 x 13
M03.44014.612	1	92 x 18
M03.44014.622	2	100 x 19
M03.44014.632	3	130 x 20
M03.44014.642	4	154 x 21



Preis per Stück

€ 5,⁷⁹

(€ 6,95 inkl. MwSt.)


KAWE EINWEG-SPATEL MACINTOSH für FIBER-OPTIK-GRIFFE

Wie oben, aber mit folgendem Unterschied:

- Acryllichtleiter (PMMA) sorgt für optimale Lichttransmission

Verpackungseinheit: 20 Stück

Best. Nr.	Größe	Dimension (a x b mm)
M03.43014.632	3	134 x 22
M03.43014.642	4	153 x 22



Preis per Stück

€ 3,⁷⁵

(€ 4,50 inkl. MwSt.)

BOSCAROL MAGILL-ZANGEN

- Magill-Zangen für die Intubation
- Aus autoklavierbarem und desinfizierbarem Edelstahl

Best. Nr. MSTR 110240, 20 cm

€ 15,³³

(€ 18,40 inkl. MwSt.)

Best. Nr. MSTR 110250 25 cm

€ 24,¹⁷

(€ 29,00 inkl. MwSt.)



Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

RETTUNGSRUCKSÄCKE & NOTFALLTASCHEN

CHEMOMEDICA NOTFALLTASCHE ADVANCED

- 1 Notfalltasche - Mini Rescue Bag
- 1 Ambu SPUR II Einweg Beatmungsbeutel + Maske plus, Erwachsene
- 1 Einweg Gesichtsmaske Erwachsene/Kinder
- 1 Stethoskop Color „DUO“, gelb
- 1 Blutdruckmessgerät
- 1 Larynx-Tubus LTS-D Notfallset Erwachsene
(enthält 3 Larynxtuben in den Größen 3, 4 und 5 sowie eine farbcodierte Spritze)
- 1 Diagnostikleuchte weiß, mit Batterien

Best. Nr. MCHEMOTASCHE-04-11



€ **175,-**

(€ 210,00 inkl. MwSt.)

CHEMOMEDICA NOTFALLTASCHE

- 1 Notfalltasche - Mini Rescue Bag
- 1 Ambu SPUR II Einweg Beatmungsbeutel + Maske plus, Erwachsene
- 1 Einweg-Gesichtsmaske, Erwachsene/mittel
- 1 Blutdruckmessgerät
- 1 Stethoskop Color „DUO“, gelb

Best. Nr. MCHEMOTASCHE-04-9

€ **122,⁵⁰**

(€ 147,00 inkl. MwSt.)

Optional:

Verbandset 37-teilig

Best. Nr. M7000004

€ **25,-**

(€ 30,00 inkl. MwSt.)



NOTFALLTASCHE PROFI BAG MINI

- Notfalltasche Modell Profi Bag Mini, leer
- Kompakt und vielseitig
- Aus wasserabweisendem, reißfesten Stoff, in der Farbe rot erhältlich
- Mit Tragegriff und Trageriemen ausgestattet
- Baukastensystem im Inneren
- Zwei große Außentaschen an den Seiten
- Innentasche mit Fenster

Abmessungen: ca. 38 x 26 x 20 cm

Gewicht: ca. 0,7 kg

Best. Nr. MBOR 89000R



AKTIONSPREIS

€ **90,-**

(€ 108,00 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

NOTFALLTASCHE PROFI BAG

- Notfalltasche; leer
- Aus wasserabweisendem, reißfesten Stoff
- 2 große Außentaschen an den Seiten
- Eine Vordertasche
- Baukastensystem im Inneren
- Für den Transport von ein bis zwei Liter Sauerstoffflaschen geeignet

Abmessungen: ca. 60 x 25 x 27 cm

Gewicht: ca. 1,4 kg

Best. Nr. MBOR 89010



AKTIONSPREIS

€ 95,-

(€ 135,00 inkl. MwSt.)

KINDER-NOTFALLTASCHE TRAUMA BAG 10

- Kompakte, aber sehr geräumige Notfalltasche; leer
- Aus wasserdichtem und reißfesten Stoff
- Lebhafte Farben und heitere Motive für den Einsatz im pädiatrischen Bereich
- Vollständig abziehbar und waschbar
- Reflektierende Sicherheitsstreifen
- Mit Griffen, Riemen und Schultergurten ausgestattet
- 2 seitliche Außentaschen mit Innenräumen und Gummibändern
- Herausnehmbare Tasche mit transparenter Vorderseite im oberen Teil
- Das Innere der Tasche ist in vier Bereiche unterteilt, die entfernt werden können

Abmessungen: ca. 44 x 30 x 29 cm

Gewicht: ca. 2,1 kg

Best. Nr. MBOR 89040PR



AKTIONSPREIS

€ 153,³⁴

(€ 184,00 inkl. MwSt.)

RETTUNGSRUCKSACK VIPER 2.0

- Rettungsrucksack aus wasserdichtem und reißfestem Stoff; leer
- Große Vordertasche, vollständig zu öffnen mit zwei internen Gummibändern
- Mittelwand mit Reißverschluss, komplett mit Gummibändern
- 2 kleine Seitentaschen und eine große Außentasche
- Reflektierende Sicherheitsstreifen und verstärkter Boden mit Gummifüßen
- Gepolstertes Rückenteil und Schultergurte
- Von Hand bei einer Temperatur von 30° C waschbar
- Maximales Transportgewicht 40 kg
- 8-farbige, herausnehmbare Innentaschen

Abmessungen: ca. 46 x 26 x 50 cm

Gewicht: ca. 3,8 kg

Best. Nr. MBOR 87000N



AKTIONSPREIS

€ 127,⁵⁰

(€ 153,00 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

RETTUNGSRUCKSACK MASTERMED 2.0

- Rettungsrucksack aus wasserabweisendem und reißfestem Stoff; leer
- 2 Vordertaschen mit transparenten Innenfächern
- Fronttasche mit Gummibändern ausgestattet
- Am Innenfutter des gesamten Rucksacks verlaufen aufgesetzte Gummibänder
- Gepolstertes Rückenteil und Schultergurte
- Von Hand bei einer Temperatur von 30° C waschbar
- Reflektierende Sicherheitsstreifen
- 8-farbige Zubehörtaschen mit Fenster, 4 davon mit Tragegriff
- Maximales Transportgewicht 40 kg

Abmessungen: ca. 35 x 30 x 53 cm - 43 l

Gewicht: ca. 4,3 kg

Best. Nr. MBOR 87020N



€ **202,⁵⁰**

(€ 243,00 inkl. MwSt.)

AMPULLENTASCHE

- Ampullarium, lässt sich wie ein Buch öffnen; leer
- 2 Platten mit Gummibändern für 28 Ampullen unterschiedlichen Durchmessers, können auch entfernt werden
- Aus wasserabweisendem, reißfesten Stoff, in der Farbe rot erhältlich
- Polsterung in der Mitte mit durchsichtiger Tasche zur Auflistung der Ampullen
- Durch 2 Klettverschlussstreifen in Notalltaschen und Rettungsrucksäcken fixierbar

Abmessungen: ca. 25 x 12 x 7 cm

Best. Nr. MBOR 89330



€ **18,⁷⁵**

(€ 22,50 inkl. MwSt.)

GROSSES AMPULLARIUM

- Aufklappbares Ampullarium, leer
- 2 Fächer mit abnehmbaren Gummibändern für 90 Ampullen mit unterschiedlichen Durchmessern
- Aus rotem, reißfestem und wasserabweisendem Gewebe
- Mittige Polsterung mit durchsichtiger Tasche
- Mit 2 Klettbindern in Notfalltaschen und Rettungsrucksäcken fixierbar

Abmessungen: ca. 25 x 25 x 7 cm

Best. Nr. MBOR 89332



€ **32,⁰⁸**

(€ 38,50 inkl. MwSt.)



Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

TRAININGSPUPPEN

Wir bieten eine breite Palette von **Trainingsgeräten für die Ausbildung und Schulung** von medizinischem Fachpersonal sowie Laien an. Angefangen bei Trainingspuppen für den **Basic Life Support (BLS)** für Laien, bis hin zu Trainingspuppen für den **Advanced Life Support (ALS)** für die professionelle Reanimation.

- Trainingsgeräte entsprechen den neuesten Standards
- Robustes Design
- Realistisches Training möglich
- Ambu Hygienesystem optional erhältlich

AMBU PATENTIERTES HYGIENESYSTEM

Das patentierte Ambu Hygienesystem verhindert Kreuzinfektionen und sorgt für realistische Atemwegswiderstände und eine Expiration durch Mund und Nase.

Ambu Gesichtsmasken

Alle Ambu Gesichtsmasken sind für die Mund-zu-Mund, Mund-zu-Nase sowie die Beutel-Masken Beatmung geeignet und werden einfach am Kopf des Trainingsgerätes befestigt. Die Mund-Nase Stücke des Ambu Junior sind für die Mund-zu-Mund und Beutel-Masken Beatmung verwendbar. Nach dem Training werden die Gesichtsmasken einfach gereinigt und desinfiziert. Bei den Ambu Guedel Gesichtsmasken kann, mit einer 180°-Drehung, ein Guedeltubus platziert werden.

Ambu Einweg-Luftbeutel

Die Einweg-Luftbeutel werden im Kopfinnen des Trainingsgerätes, unter der Gesichtsmaske, platziert und fangen so die Atemspende auf. Nach dem Training werden die Einweg-Luftbeutel einfach entsorgt.

- Schutz vor Kreuzinfektionen
- Keine aufwendige Innenreinigung der Trainingsgeräte notwendig

für AmbuMan Instrument, AmbuMan Wireless und AmbuMan B:

Ambu Gesichtsmaske (5 Stück) **Best. Nr. M234-000-703**

Ambu Guedel Gesichtsmaske (5 Stück) **Best. Nr. M234-000-725**

Ambu Einweg Luftbeutel (100 Stück) **Best. Nr. M234-000-702**

für Ambu Baby:

Ambu Gesichtsmaske (5 Stück) **Best. Nr. M256-000-703**

Ambu Einweg Luftbeutel (100 Stück) **Best. Nr. M256-000-702**

für Ambu Junior:

Ambu Einweg Luftbeutel (100 Stück) **Best. Nr. M282-010-501**


Ambu Mund-Nase Stücke (10 Stück) **Best. Nr. M282-000-511**

Ambu Abdichtungsringe (10 Stück) **Best. Nr. M282-010-502**



Beatmung

Wird das Trainingsgerät durch Mund oder Nase der Gesichtsmaske (rot) beatmet, füllt sich der Einweg-Luftbeutel (grün). Die dort verdrängte Luft strömt in das Trainingsgerät und füllt die Lungen/den Magen.



Ausatmung

Nach Beendigung der Ventilation strömt die Luft in den Kopf zurück und der Einweg-Luftbeutel zieht sich zusammen. Die eingeblasene Luft wird durch Mund und Nase wieder ausgestoßen.



AMBUMAN® INSTRUMENT

Das optimale Trainingsgerät für das erweiterte BLS-Algorithmus-Training

- für das BLS-Training
- Robustes Design
- Realistisches Training der Thoraxkompression
- Brustkorbfestigkeit variabel einstellbar
- Ambu Hygienesystem für Mund-zu-Mund und Mund-zu-Nase-Beatmung
- Erweiterte Feedbackanzeige (Beatmungsvolumen, Kompressionstiefe, Handposition, Magenblähung)
- Carotispuls ist während der Herzdruckmassage fühlbar und kann durch den manuellen Pulsbalg simuliert werden
- Luftwege öffnen sich nur bei korrekter Kopfüberstreckung

Arme und Beine optional erhältlich (nicht im Set enthalten)

Best. Nr. M234-404-000 beinhaltet:

Torso, 5 Ambu Gesichtsmasken, 100 Einweg-Luftbeutel, Transporttasche / Trainingsmatte



€ **925,-**

(€ 1.110 inkl. MwSt.)

AKTIONSPREIS

AMBUMAN® AIRWAY INSTRUMENT

Macht das Training aller gängigen Methoden der Atemwegssicherung möglich

- für das ALS-Training
- Robustes Design
- Airway-Management Trainingsmöglichkeiten:
Larynxmaske, Larynxtubus, Endotrachealtubus, Beutel-Masken-Beatmung und Anwendung des Guedeltubus ist möglich
- Brustkorbfestigkeit variabel einstellbar
- Luftwege öffnen sich nur bei korrekter Kopfüberstreckung
- Transporttasche mit integrierter Trainingsmatte und Rucksackfunktion

Arme und Beine optional erhältlich (nicht im Set enthalten)

Best. Nr. M284-424-000 beinhaltet:

Torso, Ambu Perfit Ace Zervikalstütze (zum Schutz des Halsbereiches), Transporttasche / Trainingsmatte



€ **1.570,⁸³**

(€ 1.885,00 inkl. MwSt.)

AMBUMAN® WIRELESS**Wie AmbuMan, jedoch mit Wireless Technologie:**

- Verbindung zum Trainingsgerät über WLAN oder LAN
(mit der neuesten Generation von Intel WLAN Modulen)

Browserbasierte Ambu Manikin Management Module:

- für das ALS-Training
- Betriebssystemunabhängige und browserbasierte Steuerung
- Individuelle Dokumentation von bis zu 4 Teilnehmern
- Parallele Anzeige und Steuerung von bis zu 6 Trainingsgeräten
- Paralleler Mehrfachzugang von verschiedenen Endgeräten zur Visualisierung der Performance möglich
- Lizenzfreies Selftraining-Modul
- Stromversorgung: Netzteil, Akku-Pack oder PoE
(Akku-Pack und PoE nicht im Lieferumfang enthalten)

Best. Nr. M234-407-000 beinhaltet:

Torso, integrierte Ambu Wireless Technologie, Ambu Manikin Management Module, 5 Ambu Gesichtsmasken, 100 Einweg-Luftbeutel, Transporttasche / Trainingsmatte



€ **2.082,⁵⁰**

(€ 2.499,00 inkl. MwSt.)

AKTIONSPREIS

AMBUMAN® AIRWAY WIRELESS**Wie AmbuMan, jedoch mit Wireless Technologie:**

- Verbindung zum Trainingsgerät über WLAN oder LAN
(mit der neuesten Generation von Intel WLAN Modulen)

Browserbasierte Ambu Manikin Management Module:

- für das BLS-Training
- Betriebssystemunabhängige und browserbasierte Steuerung
- Individuelle Dokumentation von bis zu 4 Teilnehmern
- Parallele Anzeige und Steuerung von bis zu 6 Trainingsgeräten
- Paralleler Mehrfachzugang von verschiedenen Endgeräten zur Visualisierung der Performance möglich
- Lizenzfreies Selftraining-Modul
- Stromversorgung: Netzteil, Akku-Pack oder PoE
(Akku-Pack und PoE nicht im Lieferumfang enthalten)

Best. Nr. M284-427-000 beinhaltet:

Torso, Ambu Perfit Ace Zervikalstütze (zum Schutz des Halsbereiches), integrierte Ambu Wireless Technologie, Ambu Manikin Management Module, Transporttasche / Trainingsmatte



€ **2.412,⁵⁰**

(€ 2.895,00 inkl. MwSt.)

AKTIONSPREIS

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

Ambu FOREVER FORWARD

AMBUMAN® ADVANCED

Der AmbuMan Advanced – perfekt auf die Bedürfnisse des Advanced Life Support (ALS)-Trainings abgestimmt

Airway-Management Trainingsmöglichkeiten:

- Larynxmaske, Larynxtubus oder Endotrachealtubus
- Beutel-Masken-Beatmung und Anwendung des Guedeltubus ist möglich
- Luftwege lassen sich nur bei korrekter Kopfüberstreckung öffnen

Manuelle Kontrollanzeige:

- Ausfahrbar
- Beatmungsvolumen, Kompressionstiefe, Handposition, Mageninsufflation

Defibrillierbar:

- Ausgestattet mit zwei Elektroden (Apex und Sternum), die mit bis zu 360 Joule defibrilliert werden können
- Verwendung von manuellen, halbautomatischen und automatischen Defibrillatoren und Paddels ist möglich

EKG Simulation:

- EKG wird physiologisch korrekt dargestellt und vom externen Defibrillator entsprechend erkannt
- 12-Kanal EKG Anzeige
- EKG kann manuell programmiert werden

Schrittmacherfunktion – transthorakale Pacing-Möglichkeit

Training von Zugangstechniken:

- i.v. (Arm) und i.o. (Bein)

Der AmbuMan Advanced verfügt über:**• Neueste Ambu Wireless Technologie:**

- Verbindung zum Trainingsgerät über WLAN oder LAN
- Ambu Wireless Technologie basierend auf neuester Generation Intel WLAN Module

• Browserbasierte Ambu Manikin Management Module:

- Betriebssystemunabhängige und browserbasierte Steuerung
- Frei programmierbare Szenarien für Ihre Trainingsanforderungen
- Individuelle Dokumentation bis zu 4 Teilnehmern
- Parallele Anzeige und Steuerung bis zu 6 Trainingsgeräten
- Paralleler Mehrfachzugang von verschiedenen Endgeräten zur Visualisierung der Performance möglich
- Lizenzfreies Selftraining - Modul
- Wiedergabe von Sound-Dateien wie z.B. Atmung
- Stromversorgung: Netzteil, Akku-Pack oder PoE (Akku-Pack und PoE nicht im Lieferumfang enthalten)

Best. Nr. M284-407-000 beinhaltet:

Ganzkörper-Trainingsgerät inkl. i.v. Arm, i.o. Bein (inkl. 1x Kit i.o. Access), integrierte Ambu Wireless Technologie, Ambu Manikin Management Module, Transportkoffer



€ **9.912,⁵⁰**

(€ 11.895,00 inkl. MwSt.)

AKTIONSPREIS

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

AMBUMAN® AKKU PACK

Akku-Pack für AmbuMan Wireless, Airway Wireless und Advanced

Best. Nr. M234-000-077



€ **302,⁵⁰**

(€ 363,00 inkl. MwSt.)

AMBUMAN® ARME UND BEINE

Arme und Beine für AmbuMan Airway Wireless und Airway Instrument

Vorbereitet für die Verwendung mit Kit i.o. Access inkl. Hose und Transporttasche

Best. Nr. M234-000-706



€ **492,⁵⁰**

(€ 591,00 inkl. MwSt.)

AIRSIM BRONCHI ATEMWEGSSIMULATOR

Der langlebige Atemwegsmanagement-Trainer für die Intubation und Bronchoskopie

- Innovativer AirSim-Atemweg und Nasenhöhle aus CT DICOM-Daten
- Anatomisch korrekte innere Merkmale und genaue, visuelle Orientierungspunkte in den Atemwegen und im Nasengang
- Anatomisch korrekte Darstellung bis zu den Segmentbronchien (4. Generation)
- Aufblasbare Zunge mit lebensechtem Gewebe kann Ödeme simulieren
- Austauschbare Lungenbeutel, die sich bei korrekter Beatmung aufblasen
- Optional Simulationen für schwierigen Atemweg verfügbar - für fortgeschrittenes Training

Erlernbare Fertigkeiten:

- Diagnostische Bronchoskopie
- Einzelne nasotracheale Intubation
- Beatmungstechniken mit Beutelventilmaske (BVM)
- Vollständige Auswahl an supraglottischen Geräten
- Direkte Laryngoskopie
- Fiberoptische Wachuntersuchung
- Einsetzen des Endotrachealtubus
- Einsetzen des Combitubus
- Techniken zur Beatmung eines Lungenflügels



€ **2.422,⁵⁰**

(€ 2.907,00 inkl. MwSt.)

AKTIONSPREIS

Best. Nr. M000-186-200 beinhaltet:

Tragetasche, USB-Stick-Bedienungsanleitung, 1 Flasche Schmierung, 3 Lungenbeutel für Erwachsene (replizieren zwei Lungen und Magen)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

Ambu FOREVER FORWARD

AMBU IQF TRAININGSSIMULATOREN + IQF TRAININGS-APP

AMBU IQF Simulatoren + iQF-Trainings-App = eine unschlagbare Kombination, die das Optimum bei HLW-Trainingseinheiten anbietet. Holen Sie das Maximum aus dem Training heraus und geben Sie basierend auf objektiven Daten ein noch präziseres und fundiertes Feedback - mit AMBU IQF!

Die iQF-Anwendung wurde sowohl für Auszubildende als auch für die Ausbilderinnen und Ausbilder entwickelt. Sie bietet intelligente Möglichkeiten zur Verbesserung der Leistung und der Trainingsresultate der Auszubildenden beim Trainieren der HLW-Maßnahmen.

Ambu IQF ermöglicht das optimale Training der Thoraxkompression in Kombination mit einer realistischen Beatmung. Mit der neuen iQF-App* haben Sie nun die Möglichkeit, das HLW-Training noch präziser und effektiver zu gestalten.

Die iQF-Instruktor-App und iQF-Trainee-App ermöglichen die detaillierte Visualisierung der Kompressionstiefe und des Beatmungsvolumens per Knopfdruck. Die App unterstützt den Instruktor mithilfe datengesteuerter Informationen und präziser Messung der HLW-Parameter bei der Durchführung und Überwachung des Trainings. Einfach App per Bluetooth mit dem Trainingsgerät verbinden.

* verfügbar für Android™ und iOS™

AMBUMAN® BASIC IQF **NEU!**

Für das optimale Training der Thoraxkompression und eine realistische Beatmung - präziserere und effektivere Gestaltung des HLW-Trainings bei Erwachsenen dank der neuen iQF-App

- Robustes und kosteneffizientes BLS-Trainingsgerät
- Integrierte Feedback-Anzeige im Torso zur unmittelbaren Visualisierung von korrekter Kompressionstiefe und korrektem Beatmungsvolumen
- Ambu Hygienesystem für eine sichere Mund-zu-Mund- und Mund-zu-Nase-Beatmung
- Realistisches Heben und Senken des Brustkorbs während der Beatmung
- Einfaches AED Training
- Verbindung von bis zu 6 Trainingsgeräten
- Zwei iQF-Apps* verfügbar (Instructor-iQF / Trainee-iQF)

* Verfügbar für Android™ und iOS™

Inklusive Transporttasche



Best. Nr. M268-008-000 beinhaltet:

AmbuMan Basic iQF inkl. 1 Gesichtsmaske, 25 Einweg-Luftbeutel und Trainingsjacke

€ 602,⁵⁰
(€ 723,00 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

Ambu FOREVER FORWARD

AMBUMAN® SAM IQF**NEU!**

Für das optimale Training der Thoraxkompression und eine realistische Beatmung - präziserere und effektivere Gestaltung des HLW-Trainings bei Erwachsenen dank der neuen iQF-App

- Robustes und kosteneffizientes BLS-Trainingsgerät mit anatomisch korrekt geschlossenem Torso
- Integrierte Feedback-Anzeige im Torso zur unmittelbaren Visualisierung von korrekter Kompressionstiefe und korrektem Beatmungsvolumen
- Ambu Hygienesystem für eine sichere Mund-zu-Mund- und Mund-zu-Nase-Beatmung
- Einfaches AED Training
- Verbindung von bis zu 6 Trainingsgeräten
- Zwei iQF-Apps* verfügbar (Instructor-iQF / Trainee-iQF)

* Verfügbar für Android™ und iOS™

Inklusive Transporttasche

Best. Nr. M268-010-000 beinhaltet:

AmbuMan Sam iQF inkl. 1 Gesichtsmaske, 25 Einweg-Luftbeutel und Trainingsjacke



€ **370,-**

(€ 444,00 inkl. MwSt.)

AMBUMAN® BABY IQF**NEU!**

Weiterentwicklung des Ambu Babys – präziserere und effektivere Gestaltung des HLW-Trainings dank der neuen iQF-App

- Ventilation durch Heben und Senken des Brustkorbs sichtbar
- Hör- und spürbare Ausatmung durch Mund und Nase
- Beweglichkeit und Streckung des Kopfes ermöglichen eine exakte Positionierung zum Öffnen der Atemwege
- Ambu Hygienesystem verhindert das Risiko einer Kreuzkontamination
- Atemwegsobstruktion durch Umlegen des Schalters an der Seite simulierbar
- Verbindung von bis zu 6 Trainingsgeräten
- Zwei iQF-Apps* verfügbar (Instructor-iQF / Trainee-iQF)

* Verfügbar für Android™ und iOS™

Inklusive Transporttasche

Best. Nr. M256-003-000 beinhaltet:

Ambu Baby iQF inkl. 5 Gesichtsmasken, 100 Einweg-Luftbeutel und Strampler



€ **422,⁵⁰**

(€ 507,00 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

Ambu FOREVER FORWARD

AMBU BABY

Die naturgetreue Simulation eines einjährigen Säuglings für das Üben moderner Wiederbelebungsmaßnahmen

- Kopf zur Seite dreh- und nach hinten streckbar, Luftwege öffnen sich nur bei korrekter Kopfüberstreckung
- Naturgetreue Anatomie
- Patentiertes Ambu-Hygiesystem
- Fühlbarer Brachialispuls
- Hör- und spürbare Ausatmung durch Mund und Nase

Inklusive Tragetasche

Best. Nr. M256-001-000 beinhaltet:

Ambu Baby inkl. 5 Gesichtsmasken, 100 Einweg-Luftbeutel, Höschen und grauer Tragetasche



€ **325,-**

(€ 390,00 inkl. MwSt.)

AMBU JUNIOR

Kosteneffizientes BLS Algorithmus-Trainingsgerät

- Naturgetreue Anatomie eines Kleinkindes
- Realistisches Training der Thoraxkompression
- Patentiertes Ambu Hygiesystem für Mund-zu-Mund Beatmung
- Beutel-Masken Beatmung
- Sichtbares Heben und Senken des Brustkorbes
- Luftwege öffnen sich nur bei korrekter Kopfüberstreckung
- Einfaches AED Training durch realistische Platzierung der Defibrillationselektroden
- Geeignet zur Wasserrettung

Inklusive Tragetasche

Best. Nr. M282-010-000 beinhaltet:

Ambu Junior inkl. 5 Mund-Nase Stücke, 5 Abdichtungsringe, 25 Einweg-Luftbeutel, T-Shirt, Hose und Tragetasche



€ **657,⁵⁰**

(€ 789,00 inkl. MwSt.)

AMBUMAN® SCHOOL

Trainiert sämtliche Maßnahmen des BLS, ideal für die Ausbildung in Schulklassen.

- Ambu Hygiesystem verhindert eine Kreuzkontamination
- Kompaktes und mobiles Trainingsgerät
- Einfaches Training der Thoraxkompression
- Geschlossener Torso
- Problemlose Platzierung von Defibrillationselektroden, um den Umgang mit einem AED zu erlernen.

10er Set für optimales Gruppentraining

Best. Nr. M268-007-000



Preis pro Stück im 10er Set

€ **51,²⁵**

(€ 61,50 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

NEUGEBORENEN PFLEGE – UND ALS SIMULATOR

Übungsmöglichkeiten:

Luftwege, Atmung und Beatmung

- Anatomische Landmarken
- Auskultation der Lunge während der Beatmung
- Beidseitige Lungenfüllung mit gut sichtbarem Heben des Brustkorbs
- Einführen eines ET Tubus
- Manuelle Kontrolle von Beatmungsrate und -tiefe
- Überdruckbeatmung
- Realistische Brustkorbkompressionen
- Sellick Handgriff
- Unilaterale Brustbewegungsoption (kollabierte Lunge und Hauptstamm Intubation)

Geburtsanomalien

- Neuralrohrdefekt (Meningomyelozele) einfach am Rücken anzubringen
- Nabelschnurbruch (Omphalozele)

Thoraxdrainage

- Übung der Anlage und Pflege einer Thoraxdrainage

Reinigung und Windelwechsel

- Übung von Reinigung, Baden und Windelwechsel
- Wasserdicht und komplett untertauchfähig

Gastrointestinal (GI)

- Erlaubt das Üben des Einführens und Absaugens mit OG/NG Tuben

Beurteilung und Vermessung

- Beurteilen und vermessen Sie jedes Körperteil (Kopf, Nabelrest, Haut etc.)

Haut

- Weichheit und Textur von echter Haut

Monitoring

- Verschiedene Monitore, Sensoren und Elektroden können angelegt und angeschlossen werden

Absaugen

- Übung der Absaugung von Nase, Rachenraum und Magen

Nabelrest

- Kann einfach angebracht und entfernt werden
- Patentierte Nabelschnur mit venösem und arteriellem Zugang

Venöser Zugang

- Erlaubt das Anwenden von IV-Kathetern oder Butterfly-Kanülen
- IV (intavenös) Hand und Fuß mit realistischem Flashback durch Drucksystem



€ **1.554,¹⁷**

(€ 1.865,00 inkl. MwSt.)

Best. Nr. MBA96 beinhaltet:

Simulator, 2 auswechselbare Luftwege, bilaterale Lunge, kollabierte Lunge, funktionale (patentiert) Nabelschnur, Omphalozele, Meningomyelozele, 2 Handhäute, 2 Fußhäute, Venensystem für Hand, Venensystem für Fuß, 2x 500 ml Flüssigkeitsbeutel, 3 cc Spritze mit Nadel, 25 Gauge Infusions-Butterflynadel, 25 ml Spritze, Kunstblutpulver, Gleitmittel, Babypuder und Transportkoffer

SUSIE / SIMON KRANKENPFLEGEPUPE

Diese Krankenpflegepuppe (Erwachsener) bietet eine Vielzahl an Trainingsmöglichkeiten in der **Grund- und Behandlungspflege**.

Nacken sowie die Gelenke der Arme und Beine lassen sich in jede natürliche Position bewegen.

Weiche Haut, bewegliche Füße, Finger und Zehen sowie eine Perücke lassen diese Krankenpflegepuppe sehr realistisch erscheinen.

Übungsmöglichkeiten:

- Haarpflege und Narbenabdeckung
- Baden
- Verband anlegen
- Mund- und Zahnprothesenpflege
(beweglicher Kiefer mit herausnehmbaren Zahnprothesen)
- Augen- und Ohrspülung
- I.m. (intramuskuläre)-Injektion am Oberarm und Gesäß
- Kolostomie-, Ileostomie- und suprapubische Stomaversorgung
- Nasen-/Magen-Spülungen und Sondenernährung
- Katheterisierung (männlich und weiblich)
- Einlaufverabreichung
- Scheidenspülung und PAP-Abstrich

Best. Nr. MB1005785



€ **1.581,⁶⁷**

(€ 1.898,00 inkl. MwSt.)

STANDARD SKELETT STAN

Das Standard Skelett Stan ist aufgrund seiner sehr guten, widerstandsfähigen Qualität ausgezeichnet in Krankenhäusern, Schulen, Universitäten und Laboratorien einsetzbar und wird seit Jahrzehnten auf der ganzen Welt für den **Anatomieunterricht** genutzt.

- Erstklassiger Naturguss
- Endmontage in Handarbeit
- Hergestellt aus haltbarem, unzerbrechlichem Kunststoff
- Auf stabilem Metallstativ mit 5 Rollen (weiß lackiert)
- Annähernd realistisches Gewicht der ca. 200 Knochen
- Natürliche Skelett-Größe
- 3-teilig montierter Schädel
- Einzeln eingesetzte Zähne
- Schädel mit magnetischen Verbindungen
- Schnell und einfach abnehmbare Gliedmaßen

Lieferung inkl. Metallstativ und transparenter Staubschutzhülle

Best. Nr. MB1020171



€ **293,³³**

(€ 352,00 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

ÜBUNGSMODELLE

ADVANCED VENIPUNCTURE ARM – LIGHT

Der Advanced Venenpunktionsarm verfügt über ein geschlossenes Blutflusssystem mit Blutbeutel und Infusionsständer. Das fortschrittliche Pumpensystem reduziert interne Leckagen für eine benutzerfreundlichere Erfahrung.

Erlernbare Fertigkeiten:

- Venenpunktion
- Intravenöse (i.v.) Kanüle (dorsaler Mittelhandknochen & ACF)
- Intravenöse (i.v.) Infusion
- Professionelle Kommunikation mit dem Patienten
- Praxis der aseptischen Technik

Produkteigenschaften:

- Die Einspannvorrichtung des Armes ermöglicht das korrekte Positionieren der Venen, wiederholbare Übungseinheiten und einen einfachen Tausch von Haut und Venen
- Realistische und fühlbare Venenhaptik
- Kompatibel mit Vakuum-Blutentnahmesystemen, Nadel & Spritze und intravenösen (i.v.)-Kanülen
- Verabreichung von intravenösen (i.v.)-Flüssigkeiten
- Realistische Darstellung der Regionen Fossa antecubitalis (ACF) und Vena metacarpalis
- Realistischer Blutrückfluss
- Venen können bis zu 500 Stichen einer 21G Nadel standhalten
- Hautoberfläche mit Wasser und Seife waschbar
- Venen sind leicht zu ersetzen und zu reinigen
- Enthält Latex
- Palpierbare Venen: Vena basilica, Vena cephalica, dorsale Metacarpalvenen, Vena mediana cubiti



Best. Nr. M70300 beinhaltet:

- 70306 ACF Venenmodul (2er-Set)
- 70307 Metacarpal-Venenmodul (2er-Set)
- 70312 Venipuncture Arm Haut – Light
- 00335 Infusionsschlauch für die Venenpunktion
- 00302 Armauflage der Venenpunktion
- 00303 Wiederbefüllbare Flasche
- 70315 Unter Druck stehender Venenpunktionsarm Mock Blood Supply

€ **832,⁵⁰**

(€ 999,00 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

PARACENTESIS TRAINER

Der Parazentese-Trainer bietet eine doppelte Funktionalität für diagnostische und therapeutische Verfahren. Durch Palpation oder ultraschallgeführte Techniken können Nadel und Katheter in den unteren Bauchquadranten eingeführt werden, ohne Leber, Milz und Darm zu beeinträchtigen.

Erlernbare Fertigkeiten:

- Kenntnisse der abdominalen Regionen und der Anatomie
- Identifizierung übermäßiger Flüssigkeitsansammlung
- Einführung von Nadel und Katheter

Produkteigenschaften:

- Rumpf mit Knochenstrukturen und Nabel
- Interne Anatomie umfasst Leber, Milz, Verdauungsorgane + schwimmenden Darmtrakt
- Realistisches Verhalten der Nadel
- Interne Anatomie im Ultraschall sichtbar
- Kosteneffektive, selbstabdichtende Einsätze
- Zwei Kammern können für das Üben des Einführens und Entfernens einer Drainage mit Wasser gefüllt werden
- Latexfrei

Best.Nr. M60100 beinhaltet:

- | | |
|--|--|
| • 60101 Haut für Parazentese | • 60106 Gleitender Darm für Parazentese (2x) |
| • 60113 Parazentese-Pads (2x) | • 60107 Klemmring für Parazentese (2x) |
| • 60103 Leber für Parazentese | • 60108 Parazentese-Nachfüllsystem, groß |
| • 60104 Milz für Parazentese | • Basiseinheit |
| • 60105 Darmeinsatz für Parazentese (2x) | • Tragetasche |



€ **5.365,-**

(€ 6.438,00 inkl. MwSt.)

KNOT TYING TRAINER

Ein umfangreicher Trainer zum Lehren und Erlernen aller chirurgischer Knüpftechniken.

Erlernbare Fertigkeiten:

- Knüpftechniken mit einer Hand
- Knüpfen in kleinen Öffnungen, Knüpfen in tiefen Vertikalen und weiten Öffnungen
- Chirurgischer Knoten
- Laufknoten

Produkteigenschaften:

- Einzigartiges Magnetsystem, das den Gewebezug darstellt
- Parallel elastische Knüpfschläuche simulieren realistisch die Gewebereaktion
- Leicht und kompakt
- Transparente Zylinder erlauben Beobachtung und Kontrolle des Lernfortschritts

Best. Nr. M50050 beinhaltet:

- Basis mit Zylinder
- Knot Tying Spannhaken (3er Set)
- 50158 Knüpfschläuche (3er Pack)
- 50164 2 farbige Schnüre (3er Pack)



€ **252,50**

(€ 303,00 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

BSS DAY 1 KIT

Übungsmodul zum Erlernen der chirurgischen Basisfähigkeiten –
Knüpftechniken, Nahttechniken und der Umgang mit verschiedenen Geweben.

Erlernbare Fertigkeiten:

- Knoten binden:
Einhändig Kreuzknoten, Knoten mit Instrumenten, chirurgischer Knoten, Knoten in der Tiefe
- Nahttechniken:
Halten/Manipulation der Nadeln, Einzelknopfnah, Einfach- & Matratzenstich, fortlaufend, subcutan
- Hauptläsionen & Lokal-Anästhesie Techniken:
Üben an einer Hauptläsion, Üben an einer Talgzyste
- Hämostasis:
Abbinden mittels Clip, dauerhaftes Abbinden, Fixieren von Ligaturen
- Handling von Darmgewebe:
End zu End Einzelknopfnähte
- Handling von feinem Gewebe:
Reparatur und Sehnen

**Best. Nr. M50070 beinhaltet:**

- 50061 zweischichtiger Darm 30 mm
- 50074 BSS Läsion & Zyste
- 50051 BSS Bord
- 50056 BSS Sehnen Reparaturtrainer
- 00550 Haut Pad Jig Mk 3
- 50054 BSS weiches Gewebe Rückhalte-Set
- BSS Knot Tying Trainer
- Haut Pad
- Hämostasis Pad

€ 455,-

(€ 546,00 inkl. MwSt.)

BSS DAY 1 REFILL PACK**Best. Nr. M50072 beinhaltet:**

- 50061 zweischichtiger Darm 30 mm
- 50074 BSS Läsion & Zyste
- 50059 BSS Sehne (2er Pack)
- Haut Pad
- Hämostasis Pad

**€ 132,⁵⁰**

(€ 159,00 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

WOUND CLOSURE PAD

Ein hervorragendes, kostengünstiges 1-Schicht-Starter-Pad Wundverschlusskissen zum Demonstrieren, Trainieren und Üben der grundlegenden Fähigkeiten im Zusammenhang mit Wundverschluss.

Erlernbare Fertigkeiten:

- Einen Einschnitt machen
- Einzelknopfnah und Knüpfechniken
- Auftragen von Hautklebstoffen
- Klammern

WCP - LIGHT SMALL (Pack of 12):

Best. Nr. M00042 | Packung mit 12 Stück

- Abmessungen: 125 x 72 mm
- Funktioniert mit allen gängigen Hautklebstoffen
- Latexfrei



AKTIONSPREIS

€ **40,-**

(€ 48,00 inkl. MwSt.)

WCP - LIGHT LARGE (Pack of 6):

Best. Nr. M00041 | Packung mit 6 Stück

- Abmessungen: 145 x 125 mm
- Funktioniert mit allen gängigen Hautklebstoffen
- Latexfrei



AKTIONSPREIS

€ **40,-**

(€ 48,00 inkl. MwSt.)

IM INJECTION TRAINER

Der IM (intramuskuläre) Injektionstrainer für das schnelle und effektive Training der intramuskulären Injektions- und Impftechniken, sowie der subcutanen Injektion.

Erlernbare Fertigkeiten:

- Intramuskuläre Injektions- und Impftechnik
- Subcutane Injektion
- Handhabung des Gewebes
- Erlaubt mit verschiedenen Nadelgrößen und Injektionswinkeln zu üben

Produkteigenschaften:

- Ermöglicht die intramuskuläre Injektion
- Hält Injektionen mit Flüssigkeit stand
- Realistische anatomische Schichten sind leicht zu identifizieren
- Realistische Gewebeschichten ermöglichen einen lebensnahen Nadelwiderstand
- Durch die aufnehmende Muskelschicht können die Auszubildenden erkennen, ob die Nadel korrekt platziert wurde
- Langlebiges Material, Produkt trocken lagern
- Haut fühlt sich weich und warm an
- Latexfrei

Best. Nr. MSPEC162 | Packung mit 10 Stück



€ **1.416,⁶⁷**

(€ 1.700,00 inkl. MwSt.)

Verwenden Sie zum Üben der Injektion nur Wasser. Kann mit allen klinisch verwendeten Standardtrainingsprodukten gereinigt werden (zur Reinigung wird die Verwendung einer kleinen Menge Milton-Desinfektionsflüssigkeit empfohlen).

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

IV ACF PAD

Dieses Umschnallpad kann zum Trainieren der Venenpunktion verwendet werden und repräsentiert die Fossa antecubital des rechten Arms.

Erlernbare Fertigkeiten:

- Professionelle Kommunikation mit dem Patienten
- Erkennung des Venenmusters durch Abtasten
- Einführen einer Nadel
- Einsetzen einer Kanüle
- Management des Blutflusses

Produkteigenschaften:

- Ideal für die szenarienbasierte Schulung mit simulierten Patienten
- Befestigung an der Fossa antecubital des Arms
- Venen sind selbstdichtend für wiederholten Gebrauch, über ein Einwegventil wiederbefüllbar, unter Druck mit Scheinblut versorgt und austauschbar
- Die Epidermis ist austauschbar und mit Wasser und Seife waschbar
- Robuste Trägerplatte gegen Nadelstichverletzungen
- Enthält Latex
- Nur zur Verwendung mit Mock Blood - Venous (Art. Nr. 00223)

Best. Nr. M00140



€ **187,⁵⁰**

(€ 225,00 inkl. MwSt.)

AKTIONSPREIS

THREE VEIN PAD

Das Drei-Venen-Umschnallpad aus Weichgewebe verfügt über drei gerade Venen – eine davon hat eine pädiatrische Größe

Erlernbare Fertigkeiten:

- Professionelle Kommunikation mit dem Patienten
- Einführen einer Nadel
- Einsetzen einer Kanüle
- Management des Blutflusses

Produktqualitäten:

- Ideal für die szenarienbasierte Schulung mit simulierten Patienten
- Gurte können am Arm oder am Handrücken befestigt werden
- Venen sind selbstdichtend für wiederholten Gebrauch, austauschbar und wiederaufladbar über ein Einwegventil
- Lumengrößen der Venen: 1 mm, 4 mm, 6 mm
- Die Epidermis ist austauschbar und mit Wasser und Seife waschbar
- Robuste Trägerplatte gegen Nadelstichverletzungen
- Enthält Latex
- Nur zur Verwendung mit Mock Blood - Venous (Art. Nr. 00223)

Lieferung mit Scheinblut unter Druck

Best. Nr. M00161



€ **187,⁵⁰**

(€ 225,00 inkl. MwSt.)

AKTIONSPREIS

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

PROMPT FLEX (Standard) – GEBURTSSIMULATOR

PROMPT Flex ist ein innovatives Produkt von Limbs & Things und eine Weiterentwicklung des PROMPT Birthing Simulator. Mit einem verbesserten Design und zusätzlichen Funktionen setzt Limbs & Things einen neuen Maßstab für Trainingssimulationen dieser Art. Durch anatomische Präzision und unterschiedliche Features bietet dieser **Simulator eine optimale Lösung um alle für eine Geburt benötigten Fähigkeiten zu erlernen.**


Der PROMPT Flex - Geburtssimulator bietet ein flexibles System für den Unterricht, als selbst stehendes Demonstrationsobjekt und für das Training am simulierten Patienten. Zusätzliche Module erweitern die Trainingsmöglichkeiten um die Beurteilung der Cervix, die Durchführung eines Kaiserschnitts und Maßnahmen bei Blutungen post partum.

Erlernbare Fertigkeiten:

- Kommunikation & Fähigkeiten der Teamarbeit
- Normallage
- Beckenendlage
- Schulterdystokie-Management
- Instrumental
- Geburt der Plazenta
- Nabelschnurvorfall
- Platzierung des Blasenkatheters
- Unterlagen zur intramuskulären Injektion

Produkteigenschaften:

- Bewegliche Oberschenkel für das McRoberts-Verfahren
- Vollständig, bewegliches Baby
- Realistischer Beckenboden
- Dehnbares Perineum
- Weicher, flexibler Geburtskanal
- Latexfrei



Best. Nr. M80100 PROMPT Flex - Standard beinhaltet:

- 80120 Gebärende Mutter (mit Oberschenkeln)
- 80121 Standard Baby
- 80123 Plazenta
- 80124 Abdomen für PROMPT Flex
- 80125 Perineum und Geburtskanal
- 80130 Bettgurte
- 10193 Gleitmittel
- 01000 Tragekoffer mit Rollen

€ **5.666,⁶⁷**

(€ 6.800,00 inkl. MwSt.)

AKTIONSPREIS

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

PROMPT FLEX (Advanced) – GEBURTSSIMULATOR

Zusätzlich zur Funktionalität des PROMPT Flex Standard-Modells verfügt diese Version über ein Bluetooth-fähiges Force Monitoring Baby. Während der Wehen gibt es eine Kraftschwelle, die bei einer Schulterdystokie zu einer Verletzung des Plexus brachialis führen kann. Das Force Monitoring Baby misst die Kraft, die die Trainierenden während der Übungen aufbringen und auf das Simulator-Baby übertragen. In Verbindung mit der Limbs & Things-Geburtssimulator-Software haben Ausbilder die Möglichkeit, die durchgeführten Aktionen und Eingriffe sowie die Zeit bis zur Geburt des Babys aufzuzeichnen.

Best. Nr. M80106 PROMPT Flex - Advanced beinhaltet:

- 80120 Gebärende Mutter (mit Oberschenkeln) - erweitert
- 80122 drahtlose Kraftüberwachung Baby (Bluetooth)
- 80123 Plazenta
- 80124 Abdomen für PROMPT Flex
- 80125 Perineum und Geburtskanal für PROMPT Flex
- 80130 Bettgurte
- 10199 Gleitmittel (500ml)
- 01000 Tragekoffer mit Rollen
- Geburtssimulator-Software-App, von der Website downloadbar (Tablet nicht inkludiert)



€ **8.775,-**

(€ 10.530,00 inkl. MwSt.)

CLINICAL FEMALE PELVIC TRAINER (CFPT) MK 3

Der CFPT Mk 3 ist eine **anatomisch präzise und lebensnahe Simulation des weiblichen Beckens** zum Erlernen von Untersuchungstechniken und des Diagnostizierens von pathologischen Veränderungen und Abnormalitäten.

Erlernbare Fertigkeiten:

- Erfassen der physiologischen Perineal- und Beckenanatomie inkl. der knöchernen Orientierungspunkte
- Digitale vaginale und rektale Untersuchung
- Bi-manuelle Untersuchung

Produkteigenschaften:

- Alle Bestandteile sind latexfrei
- Einfache Reinigung der Module
- Einzelne Module schnell und einfach austauschbar
- Weiches und stabiles Perineum und Labien

Best. Nr. M60900 Standard beinhaltet:

- 60910 CFPT Abdominaleinsatz
- 60920 CFPT Modul 1 (Normal - Zervix Nullipara)
- Unterer Torso
- Basis
- Tube Gleitgel auf Wasserbasis
- Tragekoffer - Trainer



€ **3.350,-**

(€ 4.020,00 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

BREAST EXAMINATION TRAINER (Basic / Standard / Advanced)

An dieser **lebensnahen Simulation der weiblichen Brust** können der klinische Untersuchungsgang und die dafür benötigte Feinfühligkeit erlernt werden. Durch das realistische weiche Gewebe und die Vielzahl an austauschbaren pathologischen Strukturen ist der **Brust-Untersuchungs-Trainer** nicht nur für den Unterricht in der humanmedizinischen Ausbildung, sondern auch für die Exploration durch den Übenden selbst sehr gut geeignet.

Erlernbare Fertigkeiten:

- Klinische Brustuntersuchung
- Selbstuntersuchung der Brust
- Identifizierung der anatomischen Strukturen und Lymphknoten
- Ortung und Diagnose von Krankheitsbildern
- Arzt-Patienten-Kommunikation

Produkteigenschaften:

- Krankheitsbilder umfassen Karzinome, Zysten, zystische Fibrosen und Fibroadenome
- Krankheitsbilder liegen in verschiedenen Lagen vor und lassen sich leicht ändern
- Zweifach nutzbares Modell – zum Aufstellen auf dem Tisch und für simuliertes Training am Patienten
- Latexfrei



Best. Nr. M40202 Basic

Best. Nr. M40200 Standard

Best. Nr. M40201 Advanced

Sie erhalten im Set folgende Bestandteile:	Advanced	Standard	Basic
Tragbare Examination - Brust	•	•	•
40204 Pathologien	•	•	•
40205 Brustuntersuchungseinsätze	•	•	•
40206 Brustpathologiensupport	•	•	•
40207 Brustückenplatten	•	•	•
40208 Brustuntersuchungstorso	•	•	
40203 Lymphknoten Pads + Lymphknoten	•		

Basic

€ **1.270,-**

(€ 1.524,00 inkl. MwSt.)

Standard

€ **1.430,-**

(€ 1.716,00 inkl. MwSt.)

Advanced

€ **1.725,²⁵**

(€ 2.070,30 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

ABDOMINAL EXAMINATION TRAINER

Der Abdominal Examination Trainer ermöglicht das Erlernen und Üben der für die abdominale oder gastrointestinale (GI) Untersuchung erforderlichen Techniken, wie die Palpation, Auskultation und Perkussion. Der Trainer wird mit austauschbaren pathologischen Organen und Gewebemassen geliefert, die alle schnell und einfach in den Abdominal Examination Trainer eingesetzt werden können. Gasausdehnung und Aszites können ebenfalls simuliert werden.

Erlernbare Fertigkeiten:

- Kenntnisse der abdominalen Regionen und der Bauchanatomie
- Unterscheidung von normalen und anormalen Pathologien
- Identifizierung von Aszites
- Überblähungen des Darmes und Darmverschluss
- Abtastung der Nieren

Produkteigenschaften:

- Rumpf mit Knochenstrukturen, Abdomen, Becken und unterem Thorax
- austauschbare Organe und Pathologien in verschiedenen Formen und Größen
- Atembewegungen von Milz und Leber
- Realistische Geräusche durch integrierten MP3-Player
- "Shifting Dullness" und Fluktuationswellen-Techniken können geübt werden
- Simulation normaler und aneurysmatischer Aorta-Pulswellen
- Latexfrei



Best. Nr. M60000 Abdominal Examination Trainer beinhaltet:

- 60005 Basiseinheit für Bauchuntersuchungen
- 60006 Bauchuntersuchungs-Haut
- 60007 Bauch-Rektus-Beutel
- 60008 Organlokalisierer für Bauchuntersuchungen
- 60009 Bauchdecke
- 60010 Leber für Bauchuntersuchung (3er-Set)
- 60011 Milz für Bauchuntersuchung (2er-Set)
- 60012 Nieren für Bauchuntersuchung (2er-Set)
- 60013 Blase für Bauchuntersuchung
- 60014 Pathologien der Bauchuntersuchung (6er-Set)
- 60015 Aorten (2er-Set)
- 60016 Dehnungsset für die Bauchuntersuchung
- 60047 Aszitesbeutel für Bauchuntersuchungen
- Transporttasche

€ **7.862,⁵⁰**

(€ 9.435,00 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

CHEST DRAIN & NEEDLE DECOMPRESSION TRAINER

Dieses Produkt ist der ideale Simulator für Schulungen in chirurgischer und führungsdrahtgestützter Thorakostomie und Thorakozentese, Thoraxdrainage und Nadeldekompressionstechniken. Das Einführen einer Thoraxdrainage ist bei beiden Pad-Typen möglich, wobei das öko-transparente Material des **Advanced-Modells** das Üben der Seldinger-Ultraschalltechnik ermöglicht.

Erlernbare Fertigkeiten:



- Nadelkompression/Nadelthorakostomie eines Spannungspneumothorax sowohl im 2. als auch im 5. Interkostalraum
- Offene oder eingeschränkte Einführung des Tubus in den Brustraum
- Seldinger-Technik
- Befestigung des Tubus an der Brustwand
- Management von Pleuraergüssen

Produkteigenschaften:

- Erwachsener männlicher Thorax mit Knochen- und Weichteilgewebestruktur
- Interne Ultraschallanatomie
- Realistischer Luftablass beim Einführen der Nadel
- Kunstblut kann zur Darstellung von Pleuraergüssen genutzt werden
- Kostengünstige, austauschbare Einsätze

Best. Nr. M60230 beinhaltet:

- Torso mit Brustdrainage-Nadel-Dekompressionspumpe, Brustdrainage-Atemschaukelpumpe, 12-teiliges geschlitztes Halteknopf-Set mit Spannschlüssel
- 60231 Nadel-Dekompressionspads (2er-Set)
- 60232 Thorax-Drainage-Pads, Erweitert (2er-Set)
- 60234 Thorax-Drainage-Pads, Standard (2er-Set)
- 60235 Thorax-Drainage-Rippenrahmen links
- 60237 Thorax-Drainage-Rippenrahmen rechts
- 60238 Lunge für Thorax-Drainage
- 60239 Zwerchfell für Thorax-Drainage (2er-Set)
- 60240 Rippen für Thorax-Drainage (12er-Set)
- Transporttasche



€ **5.617,⁵⁰**

(€ 6.741,00 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

CATHETERIZATION TRAINER SET

Das Standard-Katheterisierungs-Trainer-Set enthält sowohl männliche als auch weibliche Module für das Katheterisierungstraining. Austauschbare Module passen auf die mitgelieferte Standard-Trainerbasis und ermöglichen das Üben grundlegender Verfahren sowie fortgeschrittenere Fähigkeiten des suprapubischen Kathetermanagements.

Erlernbare Fertigkeiten:

- Richtiger Umgang mit männlicher und weiblicher Anatomie
- Aseptische Katheterisierungstechnik
- Katheterentfernung
- Harnkatheterisierung
- Flüssigkeitsmanagement
- Suprapubisches Kathetermanagement an der weiblichen Anatomie

Produkteigenschaften:

- Geschmeidige Harnröhre und widerstandsfähiger Schließmuskel für eine realistische Reaktion
- Einzelne Module (male/female) schnell und einfach austauschbar
- Verbesserte innere Anatomie, um ein sanftes Einführen des Katheters in die Blase zu ermöglichen
- Latexfrei

Best. Nr. M60853 Standard beinhaltet:

- 60855 Katheterisierungsmodul Mann
- 60856 Katheterisierungsmodul Frau
- 60864 Beckenschale & Ständer
- 60859 Vorhaut zur Katheterisierung (3er-Set)
- 60863 Wassersystem
- 60862 Aseptische Katheterisierungsmanschetten (2er-Set)
- 60891 Gleitgel (500 ml) mit Spritze
- 50185 Antimykotikum Milton (500 ml)
- 60867 Verlängerungsschlauch für Wasser
- Nierenschale aus Kunststoff
- Französischer Foley-Katheter der Größe 14

Best. Nr. M60854 Advanced beinhaltet:

- 60855 Katheterisierungsmodul Mann
- 60856 Katheterisierungsmodul Frau
- 60864 Beckenschale & Ständer (2er-Set)
- 60859 Vorhaut zur Katheterisierung (3er-Set)
- 60863 Wassersystem (2er-Set)
- 60862 Aseptische Katheterisierungsmanschetten (4er-Set)
- 60891 Gleitgel (500 ml) mit Spritze (2er-Set)
- 50185 Antimykotikum Milton (500 ml) (2er-Set)
- 60867 Verlängerungsschlauch für Wasser (2er-Set)
- Nierenschale aus Kunststoff (2er-Set)
- Französischer Foley-Katheter der Größe 14 (2er-Set)



€ **2.700,-**

(€ 3.240,00 inkl. MwSt.)



€ **3.457,⁵⁰**

(€ 4.149,00 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

BLUE SENSOR – EKG-ELEKTRODEN

LANGZEIT-EKG

Ø 68 mm, Nassgel (hypoallergen), rund, dezentrierter Anschluss, Mikroporöser Vliesträger

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlussstyp
Blue Sensor VLC	MVLC-00-S/25	-	Druckknopf



Ø 68 mm, Nassgel, rund, dezentrierter Anschluss, Mikroporöser Vliesträger

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlussstyp
Blue Sensor VL	MVL-00-A/25	-	4,0 mm Bananenstecker
	MVL-00-S/25	-	Druckknopf
	MVL-50-A/25	50	4,0 mm Bananenstecker
	MVL-50-K/25	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor



Ø 55 mm, Nassgel, rund, dezentrierter Anschluss, Mikroporöser Vliesträger

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlussstyp
Blue Sensor L	ML-00-A/25	-	4,0 mm Bananenstecker
	ML-00-S/25	-	Druckknopf



BELASTUNGS-EKG

Ø 48 mm, Nassgel, rund, dezentrierter Anschluss, Schaumstoff

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlussstyp
Blue Sensor R	MR-00-A/25	-	4,0 mm Bananenstecker
	MR-00-S/25	-	Druckknopf



Ø 48 mm, Nassgel, rund, dezentrierter Anschluss, Schaumstoff

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlussstyp
Blue Sensor T	MT-00-A/25	-	4,0 mm Bananenstecker
	MT-00-S/25	-	Druckknopf



Bei allen Ambu® Elektroden handelt es sich – aus hygienischen Gründen – um Einwegprodukte!

PÄDIATRIE

16 x 19 mm, Festgel, Entenfuß, Gewebe

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Blue Sensor BRS	MBRS-50-A/12	50	4,0 mm Bananenstecker
	MBRS-50-K/12	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	MBRS-50-K/EU/12	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor; farbcodiert
	MBRS-50-K/EU/3	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor; farbcodiert



28 x 20 mm, Festgel, Entenfuß, Gewebe

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Blue Sensor BR	MBR-50-A/12	50	4,0 mm Bananenstecker
	MBR-50-K/12	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	MBR-50-K/EU/12	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor; farbcodiert



30 x 22 mm, Nassgel, oval, Schaumstoff

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Blue Sensor N	MN-00-A/25	-	4,0 mm Bananenstecker
	MN-00-S/25	-	Druckknopf
	MN-10-A/25	10	4,0 mm Bananenstecker
	MN-50-A/25	50	4,0 mm Bananenstecker
	MN-50-K/25	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor



25 x 20 mm, Festgel, Kleeblatt, Polyurethan

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Blue Sensor Neo X	MNEOX-60-K/EU/3	60	1,5 mm Sicherheitskonnektor; farbcodiert



28 x 20 mm, Festgel, oval, Gewebe

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlussstyp
Blue Sensor NF	MNF-00-S/12	-	Druckknopf
	MNF-10-A/12	10	4,0 mm Bananenstecker
	MNF-50-A/12	50	4,0 mm Bananenstecker
	MNF-50-K/EU/12	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor; farbcodiert
	MNF-50-K/EU/3	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor; farbcodiert
	MNF-50-K/W/30	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor; gewickelt
	MNF-50-K/W/12	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor; gewickelt



KURZZEIT-EKG

Ø 38 mm, Nassgel, rund, dezentrierter Anschluss, Schaumstoff

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlussstyp
Blue Sensor SP	MSP-00-S/50	-	Druckknopf
	MSP-00-A/50	-	4,0 mm Bananenstecker



Ø 40 mm, Nassgel, rund, dezentrierter Anschluss, Polymer

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlussstyp
Blue Sensor Q	MQ-00-A/25	-	4,0 mm Bananenstecker
	MQ-00-S/25	-	Druckknopf
	MQ-10-A/25	10	4,0 mm Bananenstecker
	MQ-50-K/25	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	MQ-100-K/10	100	1,5 mm Sicherheitskonnektor



Ø 34 mm, Nassgel, rund, dezentrierter Anschluss, Polymer

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlussstyp
Blue Sensor M	MM-00-S/50	-	Druckknopf
	MM-00-A/50	-	4,0 mm Bananenstecker



Ø 34 mm, Nassgel, rund, dezentrierter Anschluss, Schaumstoff

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Blue Sensor P	MP-00-S/50	-	Druckknopf
	MP-00-A/50	-	4,0 mm Bananenstecker



Ø 40 mm, Nassgel, rund, Polymer

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Blue Sensor QR	MQR-50-A/10	50	4,0 mm Bananenstecker
	MQR-80-A/10	80	4,0 mm Bananenstecker



RUHE-EKG

49 x 33 mm, Nassgel, rund, dezentrierter Anschluss, Schaumstoff

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Blue Sensor SU	MSU-00-C/100	-	Krokodilklemme
	MSU-00-A/60	-	4,0 mm Bananenstecker



34 x 23 mm, Festgel, Fischeschwanz, Polymer, MR-sicher

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Blue Sensor 2300	MBS-TAB-2300/100	-	Krokodilklemme



ZUBEHÖR EKG-ELEKTRODEN

Ø 55 mm, Kabelhalterung

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Blue Sensor SKIN-FIX	M2703/50	-	Kabelfixation



S = Druckknopf



A = 4,0 mm
Bananenstecker



C = Krokodilklemme



A = 4,0 mm
Sicherheitskonnektor



K = 1,5 mm
Sicherheitskonnektor

NEUROLINE – NADEL- UND OBERFLÄCHENELEKTRODEN

EMG-OBERFLÄCHENELEKTRODEN

15 x 20 mm, Festgel

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Neuroline 700	M70001-K/12	10	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	M70001-SC/12	10	0,7 mm Sicherheitskonnektor
	M70002-K/12	20	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	M70002-SC/12	20	0,7 mm Sicherheitskonnektor
	M70005-K/12	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	M70010-K/12	100	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	M70015-K/12	150	1,5 mm Sicherheitskonnektor




20 x 28 mm, Festgel

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Neuroline 710	M71001-SC/12	10	0,7 mm Sicherheitskonnektor
	M71002-SC/12	20	0,7 mm Sicherheitskonnektor
	M71005-K/12	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	M71010-K/12	100	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	M71015-K/12	150	1,5 mm Sicherheitskonnektor



30 x 22 mm, Festgel, transparent

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Neuroline 715	M71505-K/C/12	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor; farbcodiert
	M71508-K/C/12	80	1,5 mm Sicherheitskonnektor; farbcodiert
	M71512-K/C/12	120	1,5 mm Sicherheitskonnektor; farbcodiert
	M71520-K/C/12	200	1,5 mm Sicherheitskonnektor; farbcodiert



Bei allen Ambu® Elektroden handelt es sich – aus hygienischen Gründen – um Einwegprodukte!

Erdungselektroden Konkave Form, Festgel

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Neuroline 714	M71410-M/1	100	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	M71415-M/1	150	1,5 mm Sicherheitskonnektor



30 x 22 mm, Nassgel

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Neuroline 720	M72000-S/25	-	Druckknopf
	M72001-K/12	10	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	M72001-SC/12	10	0,7 mm Sicherheitskonnektor
	M72010-K/10	100	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	M72010-K/C/12	100	1,5 mm Sicherheitskonnektor; farbcodiert
	M72015-K/10	150	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	M72020-K/C/12	200	1,5 mm Sicherheitskonnektor; farbcodiert



EEG-CUP-ELEKTRODEN

Cup Elektroden

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Neuroline 726	M72610-M/10	100	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	M72615M/10	150	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	M72620-M/10	200	1,5 mm Sicherheitskonnektor



EMG-NADEL-ELEKTRODEN

Bei allen Ambu® Elektroden handelt es sich – aus hygienischen Gründen – um Einwegprodukte!

Konzentrische Subdermal-Nadelelektroden

Artikel	Best. Nr.	Nadellänge (mm)	Durchmesser
Neuroline 740	M74025-30/25	25	0,30 mm (30G)
	M74025-45/25	25	0,45 mm (26G)
	M74030-35/25	30	0,35 mm (38G)
	M74038-45/25	38	0,45 mm (26G)
	M74050-45/25	50	0,45 mm (26G)
	M74075-65/25	75	0,65 mm (23G)



Inoject EMG Nadelelektroden (z. B. für die EMG-geführte "Botoxinjektion")

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Nadellänge (mm)	Durchmesser
Neuroline 744	M74425-30/10	76	25	0,30 mm (30G)
	M74430-36/10	76	30	0,36 mm (28G)
	M74435-40/10	76	35	0,40 mm (27G)
	M74438-45/10	76	38	0,45 mm (26G)
	M74450-50/10	76	50	0,50 mm (25G)
	M74475-55/10	76	75	0,55 mm (24G)



Subdermal-Nadelelektroden – für intraoperatives Monitoring (IOM)

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Nadellänge (mm)	Durchmesser
Neuroline 745	M74512-50/24	50	12	0,40 mm
	M74512-100/24	100	12	0,40 mm
	M74512-150/24	150	12	0,40 mm
	M74512-250/24	250	12	0,40 mm



Subdermal „Twisted-Pair“ Nadelelektroden

Artikel	Best.Nr.	Kabellänge (cm)	Nadellänge (mm)	Durchmesser
Neuroline 746	M74612-100/1/20	100	12	0,40 mm
	M74612-150/1/20	150	12	0,40 mm
	M74612-250/1/20	250	12	0,40 mm



Subdermal „Korkenzieher“ Nadelelektroden

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Nadellänge (mm)	Durchmesser
Neuroline 747	M74715-60/24	76	25	0,30 mm (30G)
	M74720-60/24	76	30	0,36 mm (28G)
	M74725-60/24	76	35	0,40 mm (27G)



Subdermal „Twisted-Pair Korkenzieher“ Nadelelektroden

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Nadellänge (mm)	Durchmesser
Neuroline 748	M74812-60/12	120	12	0,60 mm (23G)
	M74820-60/12	200	12	0,60 mm (23G)
	M74825-60/12	250	12	0,60 mm (23G)

NEU!

demnächst

im Sortiment

erhältlich

Subdermal Haken Nadelelektroden - für intraoperatives Monitoring (IOM)

Artikel	Best.Nr.	Kabellänge (cm)	Nadellänge (mm)	Durchmesser
Neuroline 749	M74912-120/24	120	12	
	M74912-200/24	200	12	
	M74912-250/24	250	12	

Subdermal Kurven Nadelelektroden - für intraoperatives Monitoring (IOM)

Artikel	Best.Nr.	Kabellänge (cm)	Nadellänge (mm)	Durchmesser
Neuroline 750	M75012-150/25	150	12	
	M75012-200/25	200	12	

ZUBEHÖR EMG-NADEL-ELEKTRODEN

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Elektrodenanschluss (mm)
Kabel für Nadelelektroden	M1741	100	1,0
	M1742	200	1,0
	M1743	100	1,0
	M145100	100	1,5
	MX0943	150	



K = 1,5 mm
Sicherheitskonnektor



S = Druckknopf



SC = 0,7 mm
Sicherheitskonnektor



M = 1,5 mm
Sicherheitskonnektor

DIVERSES

COLD PACK

Einmal-Sofort-Kältekompresses (0°C für ca. 30 Minuten)

- Die sofortige Anwendung verhindert bei Traumata die Bildung von Schwellungen und Hämatomen
- Stillt kleinere Blutungen und lindert merklich den Schmerz
- Kein Verfallsdatum bei Raumtemperatur
- CE zertifiziert Klasse IIa

Abmessungen: ca. 13,5 x 17 cm

Mindestabnahme: 10 Stück

Best. Nr. MFCT 2000



Preis per Stück

AKTIONSPREIS

€ **1,21**

(€ 1,45 inkl. MwSt.)

RETTUNGSSCHERE - ROBIN SAFETY BOY

Rettungsschere und Nothammer zugleich

- Ermöglicht rasches und einfaches Einschlagen von Autoscheiben, Durchtrennen von Sicherheitsgurten, Aufschneiden von fester Kleidung wie z.B. Leder, etc.
- Gefertigt aus Solinger Qualitätsstahl
- Mit Multifunktionshalterung zur Befestigung im Fahrzeug

Gewicht: ca. 400 g

Best. Nr. M4900



€ **72,25**

(€ 86,70 inkl. MwSt.)

AMBU LIFEKEY

Ihr ständiger Begleiter

- LifeKey Beatmungsfolie mit Einwegventil
- Als Schlüsselanhänger
- Erhältlich in den Farben schwarz, rot, grün
(Bitte bei der Bestellung die gewünschte Farbe angeben)

Mindestabnahme: 10 Stück, solange der Vorrat reicht

Best. Nr. M248-206-102 (schwarz)

Best. Nr. M248-206-104 (rot)

Best. Nr. M248-206-106 (grün)



Preis per Stück

€ **2,67**

(€ 3,20 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

NOTIZEN

[illegible]

- ➔ Via Telefon unter: +43 (1) 533 26 66-782
- ➔ Via Fax unter: + 43 (1) 533 26 66-58
- ➔ Via Mail unter: auftrag@chemommedica.at

**Für Fragen stehen Ihnen gerne unsere
KUNDENBETREUER zur Verfügung:**

Claus Tschismasia: +43 (0) 664 224 64 84
(Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland)

Günter Kieberl: +43 (0) 664 224 64 94
(Steiermark, Kärnten, Oberösterreich)

Arnold Rosenkranz: +43 (0) 664 224 64 24
(Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Vorarlberg)

Alle Preise sind gültig bis 31.12.2023 oder solange der Vorrat reicht
bzw. bis auf Widerruf. Preisänderungen sowie Druck-, Satz- und
Preisfehler vorbehalten. Die gezeigten Abbildungen verstehen sich
als Symbolbilder.

GERÄTESERVICE

Sollte eines der von uns verkauften Geräte ein tech-
nisches Service oder eine Reparatur benötigen,
kontaktieren Sie uns bitte unter **+43 (1) 533 26 66-57**.
Wir kümmern uns um eine schnellstmögliche Lösung.

CHEMOMEDICA

**Medizintechnik und Arzneimittel
Vertriebsges.m.b.H.**

A-1010 Wien, Wipplingerstraße 19

Tel.: +43 (1) 533 26 66-0

Fax: +43 (1) 533 26 66-58

E-Mail: info@chemommedica.at

Web: www.chemommedica.at



Finden Sie uns auch auf facebook