

# CHEMOMEDICA

## PRODUKTKATALOG

Intensiv- und Notfallmedizin

PULSE 82

SBD 125

DBP 80

*Defibrillatoren*

*Pulsoximetrie & Kapnographie*

*Reanimation & Rettungsequipment*

*Endoskopie & Visualisierungseinheiten*

*Intubation & schwieriger Atemweg*


*Rettungsrucksäcke & Notfalltaschen*

*Lehrmittel & Trainingspuppen*

*Elektroden*

*Diverses*

2024/09





Seit über 75 Jahren steht CHEMOMEDICA für Qualität und Kompetenz im Dienste der Gesundheit.

Einer unserer wichtigsten Schwerpunkte war und ist die Intensiv- und Notfallmedizin, für die wir eine umfangreiche Produktpalette von der Reanimation und Rettungsequipment über Anästhesie und Atemwegsmanagement bis hin zu Lehrmitteln und Trainingsausrüstung anbieten können.

In diesem Katalog haben wir ausgewählte Produkte in kurzer Form zusammengefasst. Besonders interessierten Personen empfehlen wir einen Besuch auf [www.chemomedica.at](http://www.chemomedica.at) – hier können Sie sich über unser gesamtes Portfolio informieren, nicht nur zum Thema Medizintechnik – sondern auch zu den Bereichen Wundversorgung, Gesundheit und Pflege.

Für weitere Auskünfte und Beratung steht Ihnen unser Team in gewohnter Weise gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Alexander Hayn

Geschäftsführender Gesellschafter Chemomedica GmbH

Defibrillatoren	3
Simulation / Training	7
Zubehör & Ersatzteile	10
Pulsoximetrie & Kapnographie	13
Reanimation & Rettungsequipment	15
Endoskopie	22
Visualisierungseinheiten	34
Intubation & schwieriger Atemweg	36
Rettungsrucksäcke & Notfalltaschen	41
Lehrmittel & Trainingspuppen	44
Elektroden	67
Diverses	75

## NEU IM ANGEBOT:

### Ambu aScope Gastro Large

**Einmaliger Gebrauch – immer verfügbar, steril und gleichbleibende Performance!**

Das Ambu aScope Gastro Large ist weltweit das erste Endoskop aus Biokunststoff und setzt damit neue Maßstäbe für nachhaltige Einweg-Lösungen.

Mit einem einzigartigen **Arbeitskanal von 4,2 mm** ist es bestens geeignet für den Einsatz bei der Behandlung von Blutungen im oberen Gastrointestinaltrakt, Nekrosektomien, Strikturen und der Entfernung von Fremdkörpern.

- Starke Absaugleistung und hervorragende Manövrierfähigkeit
- Umfassende Kompatibilität mit Endotherapie-Instrumenten
- Kein Reparaturaufwand
- Schnelle Einsatzbereitschaft
- Bildgebung auf höchstem Niveau mit der Ambu aBox 2 Visualisierungseinheit und Prozessoreinheit

Nähere Informationen siehe Seite 33.



Preis auf Anfrage



# DEFIBRILLATOREN

## SCHILLER DEFIGARD TOUCH 7

**Der Notfall-Monitor/Defibrillator mit innovativem Bedienkonzept – entwickelt & produziert in Europa!**

Das besonders kompakte Gerät bietet modernste Defibrillationstechnik und umfassende Überwachungsfunktionen in Einem. Er ist der erste Notfall-Monitor/Defibrillator, der über einen Touchscreen verfügt und sich durch modernste Datenübertragung und intuitive Bedienung auszeichnet.

### Leicht und kompakt

Der kompakte DEFIGARD Touch 7 ist der ideale Begleiter im Einsatz, bodengebunden ebenso wie in der Luft.

### Intuitive Bedienoberfläche

Durch den Touchscreen bietet der DEFIGARD Touch 7 ein **einzigartiges Bedienkonzept** an.

### 7 Zoll Touch Screen Monitor

Geschützt durch gehärtetes Glas und auch mit Handschuhen bedienbar.

Komplett mit Defibrillations-Elektroden für Erwachsene, Geräteschutztasche und Akku

Abmessungen: 250 x 160 x 70 mm

Gewicht: 3,3 kg inkl. Akku und Tasche

#### DEFIGARD Touch 7 Standard – Best. Nr. MDEFIGARD TOUCH 7 SET RD

- 7" Touch Farbdisplay
  - AED
  - 4+6-poliges EKG-Kabel
  - Temperatur-Funktion (Sensor optional erhältlich)
  - Manuelle Defibrillation; NIBP, WIFI, GSM, SpO<sub>2</sub> Masimo rainbow® Parameter, CPR-Feedback
- Optional:** CPR-Feedback, etCO<sub>2</sub>, SpO<sub>2</sub> Masimo rainbow® Parameter

**ab € 9.590,-**

(€ 11.508,00 inkl. MwSt.)

#### DEFIGARD Touch 7 Advanced – Best. Nr. MDEFIGARD TOUCH 7 SET FR

- 7" Touch Farbdisplay
  - AED
  - 4+6-poliges EKG-Kabel
  - Temperatur-Funktion (Sensor optional erhältlich)
  - Manuelle Defibrillation, NIBP, WIFI, GSM, SpO<sub>2</sub> Masimo rainbow® Parameter, CPR-Feedback, Pacemaker, IBP, etCO<sub>2</sub> inkl. IRMA etCO<sub>2</sub>-Sensor
- Optional:** CPR-Feedback, SpO<sub>2</sub> Masimo rainbow® Parameter

**ab € 13.990,-**

(€ 16.788,00 inkl. MwSt.)



**Für Sonderpreise zu Ihrer individuellen Wunschkonfiguration kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst.**

## SCHILLER FRED EASYPORT PLUS

**Der kleine und leistungsfähige Defibrillator für jedermann, jederzeit, überall – entwickelt & produziert in Europa!**

Der SCHILLER FRED easyport plus ist ein kleiner, leichter und leistungsfähiger Taschen-Defibrillator.

Er kombiniert perfekt **höchste Funktionalität** mit geringem **Gewicht (nur 780 g)** und geringer Größe (150 x 143 mm).

- Benutzerfreundlich dank des 1-2-3 Arbeitsablaufes auf dem großen Bildschirm
- Metronom und EKG-Kurve sind konfigurierbar
- Für alle Umgebungen geeignet - Helligkeit des großen LCD-Farbbildschirms wird automatisch angepasst
- Datenübertragung via Bluetooth oder USB
- Regelmäßiger und automatischer Selbsttest
- Umschaltknopf auf Kindermodus bei Verwendung von Erwachsenenelektroden
- Vorkonnectierbare Elektroden
- Kann mit **Li-Batterie oder Akku** betrieben werden – für noch mehr Flexibilität
- Optional: HLW-Feedback (Voraussetzung ARGUS LifePoint2-Sensor)

Komplett mit Geräteschutztasche, Rasierer und Defibrillations-Elektroden für Erwachsene

€ **1.999,-**

(€ 2.398,80 inkl. MwSt.)

**AKTIONSPREIS**

**In 3 Versionen verfügbar:**

### FRED EASYPORT PLUS FIRST

Der **halbautomatische FRED easyport plus** mit seinem grauen Gehäuse fordert die Bestätigung des Retters an, um einen Schock abzugeben. Auf dem großen Farb-LCD kann eine EKG-Kurve angezeigt werden.

Geeignet **für Ersthelfer**.

**Best. Nr. MFRED EASYPORT PLUS FIRST SET**

### FRED EASYPORT PLUS AUTO

Beim **vollautomatischen FRED easyport plus** ist kein Eingreifen des Retters für die Schockabgabe erforderlich. Nach der Analyse bestimmt das Gerät, ob ein Schock nötig ist. Der Schock wird gegebenenfalls automatisch abgegeben. Auf dem großen Farb-LCD kann eine EKG-Kurve angezeigt werden.

Geeignet **für geschulte Laien**.

**Best. Nr. MFRED EASYPORT PLUS AUTO SET**

### FRED EASYPORT PLUS MANUAL

Der **manuelle FRED easyport plus** sticht durch sein rotes Gehäuse hervor und kann durch den Arzt in einen manuellen Modus umgeschaltet werden. Der Arzt entscheidet anhand des EKG's wann er den Schock auslöst.

Auf dem großen Farb-LCD wird die EKG-Kurve standardmäßig angezeigt.

**Best. Nr. MFRED EASYPORT PLUS MANUAL SET**



Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst



## SCHILLER FRED EASY G2

NEU!

**Der neue halbautomatische Defibrillator von SCHILLER – flexibel, robust und intuitiv - entwickelt & produziert in Europa!**

Der neue FRED easy G2 bietet Dank seines kompakten und leichten Designs die nötige Mobilität und Flexibilität. Dieses Modell ist ideal für Laienhelfer geeignet, als auch ein wertvolles Werkzeug im täglichen Einsatz für Ärzte, Krankenhäuser und im Rettungsdienst.

- Hochauflösender LCD-Farbbildschirm
- Leicht und benutzerfreundlich: 1,8 kg – 201 x 206 x 78 mm (B x L x H)
- Einfache 2-Knopf-Bedienung
- Klar gesprochene Anweisungen
- Interne Aufzeichnung von 24 Stunden EKG Signaldaten
- Regelmäßiger und automatischer Selbsttest
- Vorkonnectierbare Elektroden
- Metronomfunktion – gibt die richtige Frequenz für die Herdruckmassage vor
- Umschaltknopf auf Kindermodus bei Verwendung von Erwachsenenelektroden
- Optional: HLW-Feedback (Voraussetzung ARGUS LifePoint2-Sensor)

Komplett mit Li-Batterie, Erste Hilfe Kit und Defibrillations-Elektroden für Erwachsene

**Optional:**

- FreeCPR
- Geräteschutztasche
- ARGUS LifePoint2-Sensor für Funktion HLW-Feedback

Best. Nr. MFRED EASY G2 SET



€ **1.995,-**

(€ 2.394,00 inkl. MwSt.)

**AKTIONSPREIS**

## SCHILLER FRED EASY

**Der bewährte Laiendefibrillator – entwickelt & produziert in Europa!**

Der FRED easy führt den Helfer mit klar gesprochenen Anweisungen und deutlich lesbaren Textinstruktionen Schritt für Schritt durch die Wiederbelebungsmaßnahmen. Die **Metronomfunktion gibt den korrekten Rhythmus für eine effiziente Herdruckmassage vor**. Das Gerät ist ein wertvolles Werkzeug im täglichen Einsatz für Ärzte und im Rettungsdienst.

- Hochauflösender LCD-Bildschirm für optimal lesbare Anweisungen
- Leicht und benutzerfreundlich: 1,5 kg – 220 x 230 x 70 mm
- Einfache 2-Knopf-Bedienung
- Defibrillation von Kindern und Erwachsenen (automatische Energieanpassung)
- Klar gesprochene Anweisungen
- Regelmäßiger und automatischer Selbsttest
- Automatische Energieanpassung bei Verwendung von Kinderelektroden
- Vorkonnectierbare Elektroden

Komplett mit Geräteschutztasche, Li-Batterie, Erste Hilfe Kit, SD-Speicherkarte und Defibrillations-Elektroden für Erwachsene

**Optional:** EKG-Anzeige

Best. Nr. MFRED EASY METRONOM SET



€ **1.385,<sup>83</sup>**

(€ 1.663,00 inkl. MwSt.)

**AKTIONSPREIS**

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst



## SCHILLER FRED PA-1

**Der halbautomatische Laiendefibrillator – einfach, schnell und sicher – entwickelt & produziert in Europa!**

Wird der Deckel angehoben, schaltet sich der FRED PA-1 ein und führt den Anwender Schritt für Schritt durch den gesamten Reanimationsablauf.

### Einfache Benutzeroberfläche

- Klar gesprochene Anweisungen und anschauliche Piktogramme
- Vorkonnectierbare Elektroden
- Dreisprachig – verschiedene Sprachkombinationen wählbar\*
- Gewünschte Sprache per Tastendruck auswählbar

\*Prinzipiell wird der FRED PA-1 mit der Sprache Deutsch vorprogrammiert geliefert. Es können jedoch als Option verschiedene Sprachkombinationen zugekauft werden. Wenn Sie andere Sprachkombinationen benötigen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

### Immer einsatzbereit

- Regelmäßiger und automatischer Selbsttest

### Sicher in der Anwendung

- Analyse des Herzrhythmus
- Metronomfunktion – gibt die richtige Frequenz für die Herzdruckmassage vor

Komplett mit Li-Batterie, Erste Hilfe Kit und Defibrillations-Elektroden für Erwachsene

**Best. Nr. M1-127-9902 halbautomatischer Laiendefibrillator**



€ **1.025,-**

(€ 1.230,00 inkl. MwSt.)

**AKTIONSPREIS**

## WANDHALTERUNG FÜR FRED PA-1

- Mithilfe der Wandhalterung kann der Schiller FRED PA-1 sicher aufbewahrt werden
- Der Defibrillator ist im Ernstfall stets griffbereit



**Best. Nr. M1-127-5180**



€ **40,<sup>58</sup>**

(€ 48,70 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst



# SIMULATION / TRAINING

## SKILLQUBE PATIENTEN-SIMULATIONSSYSTEME

### Simulation neu definiert.

Was bei Piloten schon jahrzehntelange Praxis ist, wird auch in der Medizin Schritt für Schritt zu einem Teil des Berufsalltags. Simulationen helfen dabei, die notwendigen **Handgriffe und Behandlungsmethoden im Team präzise zu trainieren** und durch ständige Wiederholungen Abläufe intuitiv zu verankern.

Mit der **qubeSERIE von SKILLQUBE** bieten wir Ihnen für ein realistisches Training Simulationssysteme für EKG/AED, Monitoring, Beatmung oder CTG, basierend auf dem jeweiligen Gerätehersteller.



Ein einsatzbereites Simulationssystem besteht aus einem **Hardware SET** und der **Simulationssoftware** des jeweiligen Geräteherstellers.

**Zu detaillierter Produktberatung kontaktieren Sie einen unserer Kundenberater – Kontaktdetails siehe Katalogrückseite!**

Übersicht der Skillqube Patienten-Simulationssoftware für die Simulation medizinischer Notfälle auf Basis von:

### 8 - SKILLQUBE

ZOLL	SCHILLER The Art of Saving Lives	stryker	Simuliert CORPULS*	WEINMANN medical technology	HAMILTON MEDICAL	SKILLQUBE
qubePMD	qube7	qube15	qubeC1	qubeMC	qubeT1	qubeZERO
qubePM	qubePG7	qube20e	qubeC3	qubeMS2		qubeAED
qubeX			qubeC3T			qubeVENT
qubeXA						qubeCTG
qubeR						

\* CORPULS, C3, C1, C3T sind eingetragene Warenzeichen der GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst



## HARDWARE SETS - qube L / qube M

Das Skillqube **Hardware-Set "L"** oder **"M"** besteht aus dem Hardcase mit Tragegriff, dem Monitor iPad (Größe je nach Set), dem Controller und dem Assessment Device, iPad Schutzhülle für Controller und Assessment, stationärem WLAN-Router sowie für das Training geeignete Kabelsets für Erwachsene und Kinder.

**Hardware Set "L"** besteht aus:



**Monitor Apple iPad 12,9"**

Controller Apple iPad 10,9"

Assessment Apple iPad 10,9"

+ Zubehör



**Hardware Set "M"** besteht aus:



**Monitor Apple iPad 10,9"**

Controller Apple iPad 10,9"

Assessment Apple iPad 10,9"

+ Zubehör



## SOFTWARE - SIMULATIONSBEREICHEN

Mit der Skillqube Patienten-Simulationssoftware der verschiedenen Gerätehersteller stehen Ihnen medizinische Notfall-Simulationen für das Training in den Bereichen EKG, AED, Monitoring, Beatmung oder CTG zur Verfügung (siehe Übersicht auf Seite 7).

Die Software wird über einen kabellosen Controller (**qubeCONTROL**) gesteuert und mit einer Erweiterungsapp (Assessment Trainer - **qubeACCESS**) ergänzt.

Die Softwareoberflächen können Sie in verschiedenen Kauf- und Mietvarianten erwerben.

Ein einsatzbereites Simulationssystem besteht aus einem **Hardware SET** und der **Simulationssoftware** des jeweiligen Geräteherstellers.

**Zu detaillierter Produktberatung kontaktieren Sie einen unserer Kundenberater – Kontaktdetails siehe Katalogrückseite!**

## Produkte und Preise auf Anfrage



Symbolfotos:  
Die **Softwarefunktionen** variieren je nach Hersteller und Geräteinsatzbereich EKG, AED, Monitoring, Beatmung, CTG

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

## qubeAVgo

### Innovative Debriefing-Lösung

Das iPad basierte System qubeAVgo ermöglicht die Aufzeichnung des Szenarios über eine schwenkbare 360 Grad Kamera, auch der Skillqube-Patientensimulator kann in die qubeAVgo eingebunden und aufgezeichnet werden. Durch die mobile Gestaltung können Sie an nahezu allen Orten Simulations-Szenarien aufzeichnen und effektiv debriefen. Sie benötigen keine weiteren Kabel oder Anschlüsse, beginnen Sie sofort mit der Aufzeichnung und nutzen Sie zum Beispiel einsatzfreie Zeit optimal aus.

### Funktionsübersicht

- Einfache Aufzeichnung des Szenarios - mit der schwenkbaren Kamera
- Direkte Erstellung von Notizen auf dem iPad um diese für das spätere Debriefing zu nutzen
- Mobil und flexibel – qubeAVgo im Klassenzimmer, auf der Wache oder draußen
- Abspielen der gemachten Notizen im Students view und auf diese direkt eingehen

**Best. Nr. M0657795033357** beinhaltet:

- Apple iPad 12,9" sowie eine 360° IP Kamera
- Apple Pencil für Notizen
- WLAN Modul zur Verbindung aller Komponenten



Preis auf Anfrage

## qubeAVpro

### Volle Kontrolle mit dem Audio-Video System qubeAVpro

Mit diesem Debriefing-System ist es möglich, mit bis zu drei Kameras das Trainingsszenario aus allen Blickwinkeln zu analysieren. Über das stationäre Mikrofon kann der Trainer jederzeit Anweisung oder Kommentare in das Szenario einfließen lassen. Die mitgelieferte Marker Tastatur erleichtert das Handling für den Trainer durch intuitives Kennzeichnen von besonderen Situationen während des Szenarios. Zudem ermöglicht die hochwertige AV-Software, zwischen den Kameras hin und her zu schalten und alle Kamerasignale sowie Ton für das spätere Debriefing umfangreich aufzuzeichnen.

### Funktionsübersicht

- Flexibler Wechsel zwischen bis zu drei Kameras während des Trainings
- Mobiles Transportcase ermöglicht flexiblen Einsatz im Rettungswagen oder Helikopter
- Analyse des Trainingsszenario aus allen Blickwinkeln
- Ermöglicht individuelles Feedback und Team-Debriefings
- Wichtige Situationen und Schlüsselereignisse können vom Trainer durch Marker gekennzeichnet werden
- Trainer kann über stationäres Mikrofon jederzeit Anweisungen geben

**Best. Nr. M0724754254051** beinhaltet:

- Apple Mac Book
- 3x IP Kamera (1x 360°/2x Box)
- Markertastatur
- Mikrofon
- Transportcase



Preis auf Anfrage

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

## ZUBEHÖR & ERSATZTEILE

### AIVIA GO

Die AIVIA GO Fernüberwachung für AEDs stellt sicher, dass der Defibrillator jederzeit erreichbar und einsatzbereit ist.

- Notruf: automatischer Notruf und Sprachkommunikation mit den Notdiensten
- AED-Überwachung: Kontinuierliche Überwachung des AED-Status und Senden von Warnungen und Benachrichtigungen
- Geolokalisierung: wird der AED bewegt, wird die GPS-Ortung aktiviert und sie erhalten je nach Wunsch eine SMS und/oder einen automatischen Anruf
- Eigenständig: Batteriebetrieben; 24 Monate Batterielebensdauer
- Kommunikation via 4G LTE
- Software: Zugang zur Überwachungsplattform Aivianet
- Konfigurierbar: Einrichtung von Alarmen und Benachrichtigungen, Konfiguration der Rufnummern
- Kompatibel mit allen AEDs: AIVIA GO wird direkt an den AED angeschlossen und verfügt über einen Temperatursensor und Bewegungssensor
- Lieferung inkl. Montagehalterung



€ **412,<sup>50</sup>**

(€ 495,00 inkl. MwSt.)

**Optional:** Tragetasche und Riemen für AED

**Best. Nr. MX2AG00-Q1010**

### AIVIA DEFI-BOX MODELL 200

- Das AIVIA Defi-Box Modell 200 kann sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich installiert werden und schützt Ihren Defibrillator vor externen Einflüssen wie Kälte, Hitze, unbefugter Manipulation und Vandalismus. Geeignet für alle AEDs aus unserem Produktsortiment.
- Extrem schlagfest und robust: Deckel aus Polycarbonat, Basis aus ABS (Polycarbonat wird für die Herstellung von Scheinwerfern und ABS für die Herstellung von Stoßstangen verwendet)
- Tag-/Nachtbeleuchtung des Defibrillators mittels LED und automatischem Helligkeitssensor
- Zugangskontrolle über Spezialsiegel aus Kunststoff
- Automatischer akustischer und optischer Alarm (rot blinkende LEDs) beim Öffnen des Deckels

Abmessungen: 423 x 388 x 201 mm (HxBxT)

Gewicht: 3,5 kg

**Best. Nr. MAIVIA DEFI-BOX 200 ALARM SET**

für den Innenbereich (mit Alarm + inkl. Stromversorgung)

**Best. Nr. MAIVIA DEFI-BOX 200 A/H SET**

für den Außenbereich (mit Alarm und Heizung + inkl. Stromversorgung)



**ab € 349,-**

(€ 418,80 inkl. MwSt.)

**Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst**

### AIVIA DEFIBOX MODELL IN

- Mithilfe der AIVIA IN-Box (batteriebetrieben) kann der Defibrillator im Innenbereich sicher verstaut und aufbewahrt werden.
- Stehts griffbereit – mit verbessertem ergonomischen Öffnungssystem für einen noch schnelleren Zugang zum AED.
- Ausgestattet mit LED-Alarm, inkl. 2 AA/LR06 Batterien

Abmessungen: 415 x 340 x 200 mm (HxBxT)

Gewicht: 2 kg

Best. Nr. MX3AI00-XX100



NEU!

€ 145,-

(€ 174,00 inkl. MwSt.)

### WANDKASTEN für DEFIBRILLATOREN

- Stahlblechkasten für den Innenbereich
- Farbe: Signalgrün
- Verplombbar

Abmessungen Kasten: 35 x 35 x 15 cm

Abmessungen Fenster: 25,5 x 25,5 cm; eingietet

Best. Nr. M40033



€ 143,<sup>33</sup>

(€ 172,00 inkl. MwSt.)

### WANDHALTERUNG für FRED EASY

- Mithilfe der Wandhalterung kann der Schiller FRED easy sicher verstaut werden
- Der Defibrillator ist im Ernstfall stets griffbereit

Best. Nr. MEASY-WANDHALTERUNG



€ 53,<sup>20</sup>

(€ 55,90 inkl. MwSt.)

### HINWEISSCHILDER für DEFIBRILLATOREN

Folie oder Kunststoffplatte in jeweils zwei Größen:

Folie 148 x 148 mm  
Best. Nr. MEASY Schild F1

Kunststoffplatte 148 x 148 mm  
Best. Nr. MEASY Schild K1

Folie 200 x 200 mm  
Best. Nr. MEASY Schild F2

Kunststoffplatte 200 x 200 mm  
Best. Nr. MEASY Schild K2



ab € 4,<sup>17</sup>

(€ 5,00 inkl. MwSt.)

### ERSTE HILFE KIT

Das Erste Hilfe Kit mit nützlichem Inhalt, um im Notfall rasch Hilfe leisten zu können.

Best. Nr. MPACKAGE beinhaltet:

- 1 Paar Einweg-Handschuhe
- Rasierer
- Beatmungsfolie
- Feuchtes Tuch
- Schere
- Trockenes Tuch



€ 7,-

(€ 8,40 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

## ZUBEHÖR für DEFIGARD TOUCH 7

Artikel	Best. Nr.	Beschreibung
Geräteschutztasche	M0-80-0023	-
KFZ-Halterung	M1-128-5780	Inkl. DC/DC Lademodul
Tischladegerät	M1-128-5180	Tischladegerät AC/DC
Akku	M3.940100	Akku Pack
Drucker	M1-128-3880	Externer Thermodrucker; 0,61 kg (inkl. Akku)
Druckertasche	M2-99-0004	-
Druckerpapier	M0-50-0001	5 Rollen Thermopapier; 109 mm breit; 40 m Rollenlänge
Defibrillations-Elektroden	M0-21-0040	Vorkonnectierte Klebeelektroden für Erwachsene mit RFID-Sicherung
Defibrillations-Elektroden	M2.155067	Klebeelektroden für Kinder
EKG-Elektrode	MR-00-S/25	Nassgel-Elektrode mit Druckknopf; Ø 48 mm spezielle Gel-Sensor-Kombination (25 Stk./Pkg.)
EKG-Elektrode	MSP-00-S/50	Nassgel-Elektrode mit Druckknopf; Ø 38 mm spezielle Gel-Sensor-Kombination (50 Stk./Pkg.)
EKG-Kabel	M2.400172	Patientenkabel „6 in 4“ mit Clip; Stammkabel mit 4 Einzelleitungen; 1,05 m
EKG-Kabel	M2.410079	6-pol. Leadset mit Clip; IEC zu Patientenkabel „6 in 4“
RD SET DCI Fingerclipsensor	M4050	Wiederverwendbar, für Erwachsene ab 30 kg
RD SET DCI-P Fingerclipsensor	M4051	Wiederverwendbar, für Kinder
RD SET DBI Gummisensor	M4052	Wiederverwendbar, für Erwachsene ab 30 kg
RD rainbow® RA25-04 EMS, Patientenkabel	M4798	Patientenkabel 25-pin (Right Angle); für RD-Steckverbindungen, ca. 120 cm; (1 Stk./Karton)
RD SET Inf SpO <sub>2</sub> Klebesensoren	M4002	Für Kleinkinder (3-20 kg); (20 Stk./Karton)
RD SET Neo SpO <sub>2</sub> Klebesensoren	M4003	Für Kleinkinder/Erwachsene (<3 und >40 kg); (20 Stk./Karton)
NIBP Manschette	M0-04-0012	Für Babys (soft 4 cm); 6 - 12 cm Armumfang
NIBP Manschette	M0-04-0016	Für Kinder (8 cm); 13 - 20 cm Armumfang
NIBP Manschette	M0-04-0014	Für Kinder (11 cm); 18 - 26 cm Armumfang
NIBP Manschette	M0-04-0013	Für Erwachsene; 26 - 33 cm Armumfang
NIBP Manschette	M0-04-0015	Für Erwachsene; 42 - 50 cm Armumfang
IBP Verbindungskabel	M2.310285	Braun
IBP Verbindungskabel	M2.310297	Baxter
Temperatursonde	M2.101108	Wiederverwendbar; rektal/oesophageal; für Erwachsene; 2 m
etCO <sub>2</sub> Sensor	M2.100571	IRMA etCO <sub>2</sub> Hauptstrom-Sensor
Airway Adapter	M2.100574	IRMA CO <sub>2</sub> Airway Adapter (25 Stk./Pkg.)
Mini Airway Adapter	M2.100569	IRMA CO <sub>2</sub> Airway Adapter Mini-Neonatal (10 Stk./Pkg.)

# PULSOXIMETRIE & KAPNOGRAPHIE

## MASIMO RAD-5V

**Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Masimo SET-Pulsoximetrie in einem kompakten Gerät, die ideale Lösung für Spotcheck-Messungen und medizinische Einstufung**

- Liefert exakte SpO<sub>2</sub>- und Puls-Werte auch bei schlechter peripherer Durchblutung und starker Bewegung (z.B. Kind) mittels klinisch dokumentierter MASIMO SET Technologie
  - Leichtes und komfortables Handgerät mit langer batteriebetriebener Nutzungsdauer
  - Anzeigen von Signal I.Q. (SIQ) und Perfusionsindex (PI)
  - Mehrere Sensoroptionen für verschiedene klinische Anwendungen
  - Batterie-Indikator zur Kontrolle der Batterie-Kapazität
  - Lange Einsatzdauer: bis zu 48 Stunden mit 4 Batterien Typ AA möglich
- Komplett mit Gummisensor, Patientenkabel und Geräteschutzhülle

Best. Nr. M9197

AKTIONSPREIS



€ 675,-

(€ 810,00 inkl. MwSt.)

## MASIMO RAD-G

**Ein robustes, tragbares Pulsoximetriegerät mit klinisch bewährter Masimo SET-Pulsoximetrie sowie wiederaufladbarem Akku und LCD-Display**

- Zuverlässige Überwachung dank Masimo SET Measure-through Motion und Low Perfusion Pulsoximetrie
- Ermöglicht die Unterscheidung zwischen arteriellem und venösem Signal während Bewegung und geringer Durchblutung
- Anzeige der Plethwellenform für zusätzliche Informationen zur Patientenbewertung
- Konfigurierbare Alarmer, um Einblick in Änderungen des Patientenstatus zu geben
- Interner Akku (24 Stunden Einsatzdauer) und starkes Gehäuse

Komplett mit Gummisensor und Patientenkabel

Best. Nr. M9849

NEU!



€ 1.125,-

(€ 1.350,00 inkl. MwSt.)

## EMMA NOTFALL KAPNOGRAPH

**Der kleine vollwertige Notfall-Kapnograph mit großem Farbdisplay**

- 59,5 g leicht (mit Batterien) – 52 x 39 x 39 mm klein
- Minimale Aufwärmphase ("plug and measure"), innerhalb von 15 Sekunden zeigt der EMMA Kapnograph endexpiratorisches Kohlendioxid (EtCO<sub>2</sub>), Atemfrequenz (AF) und die EtCO<sub>2</sub> Kurve an
- Alarm akustisch und visuell
- Einsatzdauer bis zu 10 Stunden (mit 2 AAA Batterien)
- Erfüllt ISO21647 und EN1789

Komplett mit Einweg-Airway-Adapter für Erwachsene, Box und Umhängeband

Best. Nr. M3639

AKTIONSPREIS



€ 1.449,<sup>17</sup>

(€ 1.739,00 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst



## MASIMO SENSOREN

Hier finden Sie eine Auswahl der gängigsten SpO<sub>2</sub>-Sensoren.

Über weitere Sensoren der Firma Masimo berät Sie gerne einer unserer Kundenberater - Kontaktdetails siehe Katalogrückseite!

**Abb. 1 Best. Nr. M4003** - RD SET NEO, Klebesensor (\*Verkaufseinheit: 20 Stk./Karton)

**Abb. 2 Best. Nr. M4050** - RD SET DCI, wiederverwendbarer Sensor für Erwachsene ab 30 kg

**Abb. 3 Best. Nr. M4052** - RD SET DBI, weicher wiederverwendbarer Gummisensor



## MIGHTYSAT FINGERPULSOXIMETER RX INKL. BLUETOOTH

Das leichte MightySat Fingerpulsoximeter Rx inkl. Bluetooth für Messungen in klinischer Umgebung, unterwegs oder zu Hause.

- Mit Masimo SET Measure-through Motion und Low Perfusion Pulsoximetrie
- Höchste Sensitivität und Zuverlässigkeit auch bei schwacher Durchblutung und unter Bewegung
- Dreh- und regulierbares, hochauflösendes Farbdisplay für die Echtzeitanzeige aller Messungen
- Leichter Zugriff auf Einstellungen und Gerätefunktionen dank des Touchpads
- Haltbares, robustes Design
- Hochauflösende Anzeige der plethysmografischen Kurve des Anwenders
- Signal I. Q. (SIQ) zeigt die Genauigkeit der SpO<sub>2</sub> Messungen an
- Passt sich der Fingerform an – sichere Anbringung am Finger und Minimierung externer Störungen

Komplett mit 2 AAA-Batterien, Box und Umhängeband

Abmessungen: ca. 74 x 31 x 30 mm

Maximales Gewicht: 73 g (Batterien enthalten)

**Best. Nr. M9807**



**AKTIONSPREIS**  
**€ 383,<sup>67</sup>**  
 (€ 460,40 inkl. MwSt.)

## FINGERPULSOXIMETER für ERWACHSENE

Der kompakte und leichte Fingerpulsoximeter mit farbiger LED-Anzeige

- Erkennt Sauerstoffsättigung (SpO<sub>2</sub>) und Pulsfrequenz
- Ermöglicht 4 Anzeigemodi
- Batteriestandsanzeige
- Mit 2 AAA-Batterien geliefert, ermöglicht bis zu 600 Messungen bei 25 ° C

Abmessungen: ca. 58 x 33 x 35 mm

Maximales Gewicht: 100 g (Batterien enthalten)

**Best. Nr. MFS 20E**



**€ 96,<sup>17</sup>**  
 (€ 115,40 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

# ABSAUGPUMPEN

## BOSCAROL OB 3000 MEDICAL SUCTION UNIT

### Effizienz, Design und Qualität – die neue Doppelkolben Absaugpumpe

- Maximale Absaugleistung von 800 mbar  $\pm$  10 %, maximaler Absaugfluss 33 l/min
- Autoklavierbarer 1000 ml Sekretbehälter mit Sicherheitsventil
- Lithium-Polymer Akku (LiPo Akku – anorganisch und fest) – Laufzeit > 60 min
- Anzeige des Akku Ladestandes bei eingeschaltetem Gerät
- Batterieanzeige auch bei ausgeschaltetem Gerät, einfacher Batteriewechsel durch den Benutzer
- Stromversorgung: 11-25 V DC (Volt Gleichstrom) – V DC Ladekabel im Lieferumfang enthalten
- Interner Mikroprozessor zum Speichern aller Geräte- und Betriebsdaten
- Automatische Erinnerung an die nächste planmäßige Wartung
- Analoges fluoreszierendes Vakuummeter (auf Anfrage mit einer Skala mmHg)

Abmessungen: 360 x 244 x 110 mm, Gewicht: 2,6 kg

#### Optional:

- Universal-Netzteil (90-240 V AC)



ab € **1.225,-**

(€ 1.470,00 inkl. MwSt.)

#### OB 3000 FM und OB 3000 FM AVIO – Best. Nr. MBSU 3020, MBSU 3020A

Mit einem Sekretbehälter und einem Adapter, der den Einsatz des SERRES Einweg-Beutels ermöglicht.

#### OB 3000 FA und OB 3000 FA AVIO – Best. Nr. MBSU 3000, MBSU 3000A

Mit einem Mehrweg-Sekretbehälter, Schutzfilter ist im Deckel integriert.

## BOSCAROL OB MINI BLU EU MEDICAL SUCTION UNIT

### Die leistungsfähige, einfach zu bedienende und kompakte Absaugpumpe

- Maximale Absaugleistung von 850 mbar  $\pm$  10 %, maximaler Absaugfluss 24 l/min
- Autoklavierbarer 1000 ml Sekretbehälter
- Lithium-Polymer Akku (LiPo Akku – anorganisch und fest) - Laufzeit > 70 min
- Ladekabel (11-25 V DC) und Akku-Ladestatusanzeige, auch bei ausgeschaltetem Gerät
- Interner Mikroprozessor zum Speichern aller Geräte- und Betriebsdaten
- Automatische Erinnerung an die nächste planmäßige Wartung

Abmessungen: 290 x 240 x 95 mm, Gewicht: 1,8 kg

Inkl. reißfester Tasche



ab € **860,<sup>83</sup>**

(€ 1.033,00 inkl. MwSt.)

#### OB MINI FM und OB MINI AVIO FM - Best. Nr. MBSU 368EU , MBSU 374

Mit einem Sekretbehälter und einem Adapter, der den Einsatz des SERRES Einweg-Beutels ermöglicht.

#### OB MINI FA und OB MINI AVIO FA - Best. Nr. MBSU 372 , MBSU 364

Mit einem Mehrweg-Sekretbehälter aus Polypropylen, mit Überlaufventil

Die Geräte erfüllen die Richtlinie 93/42/EWG und Sicherheitsanforderungen nach ISO 10079-1.

**Die Modelle mit dem Zusatz AVIO sind gemäß RTCA DO160G für die Verwendung in der Luftfahrt geeignet.**

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst



## BOSCAROL OB MINI 500 MEDICAL SUCTION UNIT

Die leistungsfähige, einfach zu bedienende und kompakte Absaugpumpe

Wie Modell OB MINI BLU EU MEDICAL SUCTION UNIT, mit folgendem Unterschied:

- Autoklavierbarer Sekretbehälter 500 ml

**OB MINI 500**

Best. Nr. MBSU 360EU

**OB MINI 500 AVIO**

Best. Nr. MBSU 370

Die Geräte erfüllen die Richtlinie 93/42/EWG und Sicherheitsanforderungen nach ISO 10079-1.

Die Modelle mit dem Zusatz AVIO sind gemäß RTCA DO160G für die Verwendung in der Luftfahrt geeignet.



ab € 912,50

(€ 1.095,00 inkl. MwSt.)

## BOSCAROL SERRES EINWEG-BEUTEL

SERRES Einweg-Beutel 1000 ml mit Deckel und integriertem antibakteriellem Filter

- Nur für Absauggeräte mit Mehrweg-Sekretbehälter (MBSU 506) verwendbar

Best. Nr. MBSU 57157



€ 7,42

(€ 8,90 inkl. MwSt.)

## BOSCAROL MEHRWEG-SEKRETBEHÄLTER für EINWEGBEUTEL

Mehrweg-Sekretbehälter aus Polypropylen zur Verwendung im medizinischen Bereich

Der Behälter besteht aus einem Gefäß und einem Adapter, der den Einsatz des SERRES Einwegbeutels (nicht enthalten) ermöglicht.

- Enthält auch die „L“-Verbindung
- Autoklavierbar bei einer Maximaltemperatur von 121°C und kann bei einem Druck von 2 bar (200 kPa) sterilisiert werden
- Kann nach der Krankenhaus-Praxis desinfiziert werden

Best. Nr. MBSU 506



€ 33,08

(€ 39,70 inkl. MwSt.)

## BOSCAROL SCHUTZFILTER für ABSAUGGERÄTE

- Schützt den Absaugkreislauf vor etwaiger Kontamination durch Substanzen, die während des Betriebs abgesaugt werden
- Aus wasserabweisendem Material
- Verhindert auch das Durchströmen von vernebelten Flüssigkeiten

Best. Nr. MBSU 999



€ 5,46

(€ 6,55 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst



# THORAXKOMPRESSIONSGERÄT

## SCHILLER EASY PULSE

### Ein unglaublich kleines und leichtes, maschinelles Thoraxkompressionsgerät

- Wiegt weniger als 3,5 kg
- Elektrisch betriebenes HLW Gerät
- Multidirektionale Herzdruckmassage
- Gleichbleibend hohe Qualität der Herzdruckmassage: gleichmäßige Frequenz und Druck
- Möglichkeit des 30:2 Kompressions-Beatmungszyklus
- Dank des Slider und Gurtensystems kann das Gerät einfach am Oberkörper des Patienten befestigt werden
- Einfach anzulegen – einfach anzuwenden
- Austauschbarer Akku mit Ladestandsanzeige
- Autonomer Betrieb von ca. 45 Minuten (mit einem Akku)
- Externer DC-Eingang, USB-Anschluss, Ladestation und Stromversorgung

#### Im Lieferumfang enthalten:

- Slider komplett mit Gurten
- Medizinisches Netzteil, 48 V/400 W
- Netzteil, 100 - 240 V AC, 6,25 A
- Ladestation
- Einweg Überzug
- 2x Li-Polymer Akku
- Transporttasche
- 2x Netzkabel



#### Slider

Dank des Sliders wird die Vorbereitung des Patienten für die mechanische Herzdruckmassage signifikant erleichtert. Durch das praktische Schnallensystem ist ein rasches Anbringen möglich.

#### Ladestation

Die Ladung des Akkus kann in einer Doppelladestation (weniger als 2 Stunden) oder im Turbomodus (weniger als 50 min) erfolgen. Eine Ladung ist ausreichend für ca. 45 Minuten.

#### Externe Stromversorgung und direktes Anschlusskabel

Für den Betrieb von 100 V AC - 240 V AC wird ein entsprechendes Netzteil mitgeliefert.

Der EASY PULSE kann über ein spezielles Anschlusskabel ab einer Spannungsquelle mit 12 V DC — 48 V DC direkt betrieben werden.

Best. Nr. MS0A400000

€ **10.290,-**

(€ 12.348,00 inkl. MwSt.)

**AKTIONSPREIS**

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst



ZUBEHÖR für SCHILLER EASY PULSE

Artikel	Best. Nr.	Beschreibung
Akku	M4.350049	Li-Polymer Akku
Akku Ladegerät	M2.200190	-
Netzteil für Ladegerät	M2.200123	100 - 240 V AC; 6,25 A
Medizinisches Tischnetzteil	M2.200124	48 V/400 W; 100 - 240 V AC
Externes Anschlusskabel	M2.310148	12 - 48 V DC für Bordnetz; 2 m
Einweg Überzug	M2.101105	Für Druckstempel (10 Stk./Pkg.)
Faltenbalg mit Mikroklett	M4.430236	Zu Druckstempel
Slider komplett mit Gurten	M2.100857	-
Slider - Ersatz-Gurte	M4.120175	-

EINWEG-GESICHTSMASKEN

AMBU EINWEG-GESICHTSMASKE / EINWEG-GESICHTSMASKE PLUS

Weicher anatomisch-geformter luftgefüllter Cuff

- Transparenter Maskendom
- Phthalatfreies Material
- Die Einweg-Gesichtsmaske PLUS verfügt über ein Cuff-Füllventil zum Anpassen des Luftvolumens im Cuff an individuelle Verhältnisse

Einzeln keimarm verpackt

Einweg-Gesichtsmaske:

- für Neugeborene (ohne Hakenring) **Best. Nr. M000-252-051**
- für Säuglinge (ohne Hakenring) **Best. Nr. M000-252-052**
- für Kleinkinder (mit transparentem Hakenring) **Best. Nr. M000-252-053**
- für Jugendliche (mit weißem Hakenring) **Best. Nr. M000-252-054**
- für Erwachsene (mittel - mit blauem Hakenring) **Best. Nr. M000-252-055**
- für Erwachsene (groß - mit rotem Hakenring) **Best. Nr. M000-252-056**

Einweg-Gesichtsmaske PLUS:

- für Neugeborene (ohne Hakenring) **Best. Nr. M000-252-951**
- für Säuglinge (ohne Hakenring) **Best. Nr. M000-252-952**
- für Kleinkinder (mit Hakenring) **Best. Nr. M000-252-953**
- für Jugendliche (mit Hakenring) **Best. Nr. M000-252-954**
- für Erwachsene (mittel - mit Hakenring) **Best. Nr. M000-252-955**
- für Erwachsene (groß - mit Hakenring) **Best. Nr. M000-252-956**



Preis per Stück

€ **2,71**

(€ 3,25 inkl. MwSt.)

**AKTIONSPREIS**

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst



# EINWEG-BEATMUNGSBEUTEL/GESICHTSMASKEN

## AMBU SPUR II EINWEG-BEATMUNGSBEUTEL + EINWEG-GESICHTSMASKE PLUS

### Einweg-Beatmungsbeutel und Maske PLUS für Erwachsene, Kinder und Neugeborene

- 1 Stück Beatmungsbeutel der jeweiligen Größe inkl. Patientenventil
- Einweg-Gesichtsmaske PLUS (**mit Cuff-Füllventil**) in der jeweiligen Größe
- Latex und PVC-frei
- O<sub>2</sub>-Reservoirbeutel (Erwachsene, Kinder)
- O<sub>2</sub>-Reservoirschlauch (Neugeborene)
- M-Port für die Medikamentengabe
- Manometeranschluss
- Druckbegrenzungsventil (alle Größen)
- Fühlbares und sichtbares Feedback für eine perfekte Beatmung
- Ausgezeichnete Kontrolle des Hubvolumens
- Integrierte Handschleufe für mehr Anwenderkomfort (Erwachsene, Kinder)

Verpackt in farbcodierten Folienbeuteln

für Erwachsene (mittel)

für Kinder

für Neugeborene (mit Reservoirschlauch)

für Neugeborene (mit Reservoirbeutel)

**Best. Nr. M325-002-000**

**Best. Nr. M330-004-000**

**Best. Nr. M335-002-000**

**Best. Nr. M335-102-000**



Preis per Stück

**ab € 17,<sup>33</sup>**

(€ 20,80 inkl. MwSt.)

## AMBU SPUR II EINWEG-BEATMUNGSBEUTEL + EINWEG-GESICHTSMASKE PLUS

### Einweg-Beatmungsbeutel inkl. Demandventilanschluss + Maske PLUS für Erwachsene, Kinder

- 1 Stück Beatmungsbeutel mit Demandventilanschluss in der jeweiligen Größe und inkl. Patientenventil
- Einweg-Gesichtsmaske PLUS (**mit Cuff-Füllventil**) in der jeweiligen Größe
- Latex und PVC-frei
- O<sub>2</sub>-Reservoirbeutel (Erwachsene, Kinder)
- Manometeranschluss (Kinder)
- Druckbegrenzungsventil (Kinder)
- Fühlbares und sichtbares Feedback für eine perfekte Beatmung
- Ausgezeichnete Kontrolle des Hubvolumens
- Integrierte Handschleufe für mehr Anwenderkomfort (Erwachsene, Kinder)

Verpackt in farbcodierten Folienbeuteln

für Erwachsene (mittel)

für Kinder

**Best. Nr. M325-023-000**

**Best. Nr. M330-023-000**



Preis per Stück

**€ 21,<sup>17</sup>**

(€ 25,40 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

**Ambu** FOREVER FORWARD

## MEHRWEG-BEATMUNGSBEUTEL

### AMBU MARK IV-BEATMUNGSBEUTEL für ERWACHSENE

#### Mehrweg-Beatmungsbeutel mit Doppelkammerprinzip

- Mit Einmembran-Patientenventil
- Mit O<sub>2</sub>-Reservoir (2x)
- Ohne Maske
- Latexfrei
- Integrierte Handschleufe für mehr Anwenderkomfort

Best. Nr. M304-004-000



€ **206,<sup>17</sup>**

(€ 247,00 inkl. MwSt.)

### AMBU MARK IV-BEATMUNGSBEUTEL für BABYS

- Mit Patientenventil
- Mit Druckbegrenzungsventil
- Ohne Maske
- Latexfrei

Wahlweise mit O<sub>2</sub>-Reservoirschlauch oder O<sub>2</sub>-Reservoir

Mit O<sub>2</sub>-Reservoirschlauch

Mit O<sub>2</sub>-Reservoir blau

Best. Nr. M299-004-000

Best. Nr. M299-009-000



€ **182,<sup>33</sup>**

(€ 218,80 inkl. MwSt.)

### AMBU SAUERSTOFF-RESERVOIR

- Für Mark IV-Beatmungsbeutel
- Autoklavierbar

Best. Nr. M304-000-507



€ **39,<sup>83</sup>**

(€ 47,80 inkl. MwSt.)

### AMBU SILIKON-KLARSICHTMASKE

- Mit blauem Maskenwulst
- Selbstfüllend und druckregulierbar
- Latexfrei

für Säuglinge Größe 0A

für Kleinkinder Größe 0 ohne Loch

für Kinder Größe 2

für Erwachsene/Jugendliche Größe 3/4

für Erwachsene Größe 5

für Erwachsene Größe 6

Best. Nr. M000-313-000

Best. Nr. M000-315-000

Best. Nr. M000-316-000

Best. Nr. M000-312-000

Best. Nr. M000-317-000

Best. Nr. M000-319-000



Preis per Stück

€ **39,<sup>08</sup>**

(€ 47,76 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

**Ambu** FOREVER FORWARD

## PEEP-VENTILE

Die **Ambu PEEP-Ventile** werden dazu verwendet, um bei der Beatmung nach der Expirationsphase einen positiven endexpiratorischen Druck einstellen zu können.

- Für die Anwendung an CPAP-Systemen, Beatmungsbeuteln sowie für alle automatischen Beatmungsgeräte

Folgende Indikationen können den Einsatz von PEEP-Ventilen erforderlich machen:

- Lungenödem, Beinahe-Ertrinken
- Inhalation von Reizgasen, CO-Vergiftungen, Aspiration und Schock-Merkmale

Wird ein PEEP-Niveau am PEEP-Ventil eingestellt, fällt nach der Expiration der Druck in der Lunge nicht auf das Druckniveau der Umgebung ab, sondern verbleibt auf dem vorgewählten höheren Niveau. Dadurch wird ein Zusammenfallen oder Verkleben der Alveolen vermieden. Bereits verklebte Alveolen können teilweise wieder geöffnet werden.

### AMBU EINWEG-PEEP-VENTIL 20

#### Widerstandsfähiges Einweg-PEEP-Ventil

- Arbeitsbereich zwischen 1,5 und 20 cm Wassersäule
- Erhältlich mit 30 mm Konnektor und 30 mm Konnektor inkl Adapter auf 18 mm

Einweg PEEP-Ventil 20 (30 mm Konnektor)

Einweg PEEP-Ventil 20 (30 mm Konnektor inkl. Adapter)



Best. Nr. M199-102-001

Best. Nr. M199-103-001

€ **11,-**

(€ 13,20 inkl. MwSt.)

### AMBU MEHRWEG-PEEP-VENTIL 20

#### Widerstandsfähiges Mehrweg-PEEP-Ventil

- Arbeitsbereich zwischen 1,5 und 20 cm Wassersäule
- Erhältlich mit 22 mm Konnektor und 30 mm Konnektor

Mehrweg PEEP-Ventil 20 (22 mm Konnektor)

Mehrweg PEEP-Ventil 20 (30 mm Konnektor)



Best. Nr. M000-177-000

Best. Nr. M000-213-000

€ **133,<sup>67</sup>**

(€ 160,40 inkl. MwSt.)

### AMBU MEHRWEG-PEEP-VENTIL 10

#### Widerstandsfähiges Mehrweg-PEEP-Ventil

- Arbeitsbereich zwischen 0 und 10 cm Wassersäule
- Erhältlich mit 18 mm Konnektor, 30 mm Konnektor und 18 - 30 mm Konnektor

Mehrweg PEEP-Ventil 10 (18 mm Konnektor)

Mehrweg PEEP-Ventil 10 (30 mm Konnektor)

Mehrweg PEEP-Ventil 10 (30 und 18 mm Konnektor)



Best. Nr. M000-138-000

Best. Nr. M000-137-000

Best. Nr. M137-001-000

**ab € 109,<sup>50</sup>**

(€ 131,40 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

**Ambu** FOREVER FORWARD

# PRODUKTÜBERSICHT AMBU® EINWEG-VISUALISIERUNGSLÖSUNGEN

Europäischer Hersteller

AMBU aScope 4

Broncho Slim (3.8/1.2)



AMBU aScope 4

Broncho Regular (5.0/2.2)



AMBU aScope 4


Broncho Large (5.8/2.8)



AMBU aScope 5

Broncho HD (5.6/2.8)

Broncho HD (5.0/2.2)



AMBU aScope 5

Broncho (4.2/2.2)

Broncho (2.7/1.2)



AMBU VivaSight 2 DLT Set  
(35, 37, 39, 41 Fr)



## AMBU aView 2 Advance 2. Gen. Full-HD Monitor

Die moderne, intuitive und leichte Visualisierungs- und Prozessor-einheit lässt sich einfach mitnehmen, einrichten und verwenden.



AMBU aBox 2

Kompaktes und flexibles Design, klare Bildgebung,  
integrierte Aufzeichnungsmöglichkeit,  
einfache Dokumentation der Bildgebungsdaten (PACS).

AMBU aScope 4  
RhinoLaryngo  
Slim (3.0/-)




AMBU aScope  
Gastro (2.8 Ø AK)

AMBU aScope 4  
RhinoLaryngo  
Intervention (5.0/2.0)



AMBU aScope 4  
Cysto (5.4/2.2)



AMBU aScope 5  
Cysto HD (5.4/2.2)

URETEROSKOP  
FUTURE  
LAUNCH

COMING  
SOON

AMBU aScope 5  
Uretero



AMBU aScope  
Gastro Large (4.2 Ø AK)

# EINWEG-ENDOSKOPIELÖSUNGEN

Mit AMBU können wir Ihnen ein breites Spektrum an flexiblen **Einweg-Endoskopen** anbieten, zum Einsatz in den Bereichen der **Anästhesie, Pulmologie, HNO/ORL, Gastroenterologie, Urologie**.

Ihre Vorteile von Einweg-Endoskopen zusammengefasst sind:

- **Optimierung des Arbeitsablaufs**, denn Einweg-Endoskope sind **immer sofort verfügbar** und es entfallen zeitraubende Wartezeiten, d. h. kein Warten auf wiederaufbereitete Endoskope, kein Warten auf Endoskope aus anderen Abteilungen oder Warten, dass diese von der Reparatur zurückkommen.  
All dies ermöglicht Ihnen Ihren Zeitplan effizient zu gestalten und produktiver arbeiten zu können, denn Verfahren müssen weder abgesagt noch verschoben werden.
- **Gleichbleibend hohe Qualität und Performance**, denn für jeden Eingriff verwenden Sie ein brandneues, hochwertiges, steriles Endoskop mit bestmöglicher Leistung.
- **Bietet Kostenvorteile - hohes Einsparpotential gegenüber Mehrweg-Endoskopen**.  
Vergleichsweise geringe Investitionskosten und es entfallen Wartungs-, Reparatur- und Aufbereitungskosten
- **Verbessert die Patientensicherheit**, denn durch den Einsatz von brandneuen, sterilen Endoskopen bei jedem Patienten können Kreuzkontaminationen eliminiert werden.
- **Komplette Einweg-Endoskopiellösungen des europäischen Herstellers AMBU®**
- **Ausgezeichnete Bildgebung für sichere Eingriffe**  
Kompatible Prozessor- und Visualisierungseinheiten runden das Angebot der Einweg-Endoskopie perfekt ab.

## Übersicht KOMPATIBILITÄT

Ambu® Scopes™ & VivaSight DLT Visualisierungslösungen			
(die unterhalb hinterlegte Farbe entspricht der Anschlussfarbe)		Ambu® aView 2 Advance 2. Gen. Full HD-Monitor	Ambu® aBox 2
aS4 Broncho Slim (3.8/1.2)	Art.-Nr. M476-001-000	ja	nein
aS4 Broncho Regular (5.0/2.2)	Art.-Nr. M477-001-000	ja	nein
aS4 Broncho Large (5.8/2.8)	Art.-Nr. M478-001-000	ja	nein
aS4 RhinoLaryngo Slim (3.0/-)	Art.-Nr. M510-001-000	ja	nein
aS4 RhinoLaryngo Interv. (5.0/2.0)	Art.-Nr. M512-001-000	ja	nein
aS4 Cysto (5.4/2.2)	Art.-Nr. M600-001-000	ja	nein
aS5 Broncho (2.7/1.2)	Art.-Nr. M624-001-000	ja	ja
aS5 Broncho (4.2/2.2)	Art.-Nr. M620-001-000	ja	ja
aS5 Broncho HD (5.0/2.2)	Art.-Nr. M621-001-000	ja	ja
aS5 Broncho HD (5.6/2.8)	Art.-Nr. M622-001-000	ja	ja
aS5 Cysto HD (5.4/2.2) (Reverse)	Art.-Nr. M602-001-000	ja	ja
aSope Gastro (2.8 Ø AK)	Art.-Nr. M483-001-000	nein	ja
aScope Gastro Large (4.2 Ø AK)	Art.-Nr. M582-001-000	nein	ja
aS5 Uretero (Coming soon)	Art.-Nr. noch ausständig	(ja voraussichtl. 2025)	ja
aViSi 2 DLT Set 35Fr	Art.-Nr. M412-351-000	ja	nein
aViSi 2 DLT Set 37Fr	Art.-Nr. M412-371-000	ja	nein
aViSi 2 DLT Set 39Fr	Art.-Nr. M412-391-000	ja	nein
aViSi 2 DLT Set 41Fr	Art.-Nr. M412-411-000	ja	nein



# EINWEG-BRONCHOSKOPE

## AMBU ASCOPE 4 BRONCHO

### Die neueste Generation der flexiblen Einweg-Endoskope mit Absaugkanal

- **Klare scharfe Bilder und eine adaptive Lichtsteuerung** erleichtern die Identifizierung von Lungenstrukturen und das Navigieren durch den Bronchialbaum
- Die **großen Biegewinkel und die präzise Bewegung der Spitze** des aScope 4 Broncho ermöglicht die reibungslose Navigation in alle Lungenabschnitte
- Die **einfache flexible Anwendung** macht das aScope 4 Broncho innerhalb von Sekunden einsatzbereit und ermöglicht je nach Bedarf eine Vielzahl von Anwendungen auf der Intensivstation, im OP oder in der Notaufnahme
- **Steril, mobil und leicht anzuwenden** – das aScope 4 Broncho ist immer sofort einsatzbereit ohne Gefahr einer Kreuzkontamination
- **Kostengünstig** – es fallen keine Kosten für Reparatur und Aufbereitung an
- Hervorragend auch für Schulungszwecke geeignet
- Komplette Einweg-Endoskopielslösungen des **europäischen Herstellers AMBU®**
- **Kompatibel mit den Ambu aView 2 Advance 2. Gen. Full HD-Monitor**

### In 3 Größen verfügbar – jeweils 5 Stück pro Packung:

#### Ambu aScope 4 Broncho Slim 3.8 / 1.2 - Best. Nr. M476-001-000

- Arbeitskanaldurchmesser von 1,2 mm
- Ideal für die Intubation von Endotrachealtuben von  $\geq 5$  mm (Innendurchmesser) oder Doppellumentuben  $> 37$  Fr (Innendurchmesser) geeignet
- Absaugkanal (Innendurchmesser des Absaugkonnektors 7 mm +/- 1 mm)
- Fixierung für ET-Tubus
- Biegewinkel des distalen Endes von  $180^\circ/180^\circ$

#### Ambu aScope 4 Broncho Regular 5.0 / 2.2 - Best. Nr. M477-001-000

- Arbeitskanaldurchmesser von 2,2 mm
- Die ideale Alternative zu wiederverwendbaren Endoskopen; es eignet sich hervorragend für den Einsatz von Endotrachealtuben von  $\geq 6$  mm (Innendurchmesser) oder Doppellumentuben  $> 41$  Fr (Innendurchmesser) sowie für ein breites Spektrum endoskopischer Verfahren
- Absaugkanal (Innendurchmesser des Absaugkonnektors 7 mm +/- 1 mm)
- Fixierung für den ET-Tubus
- Biegewinkel des distalen Endes von  $180^\circ/180^\circ$

#### Ambu aScope 4 Broncho Large 5.8 / 2.8 - Best. Nr. M478-001-000

- Arbeitskanaldurchmesser von 2,8 mm
- Ideal für die Anwendung bei bronchoskopischen Verfahren am Patientenbett, wie auch für den Einsatz v. Endotrachealtuben von  $\geq 7$  mm (Innendurchmesser) geeignet
- Biegewinkel des distalen Endes von  $180^\circ/160^\circ$



Preis auf Anfrage

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

**Ambu** FOREVER FORWARD

# EINWEG-BRONCHOSKOPE

## AMBU ASCOPE 4 BRONCHO SAMPLER SET

### Die kompakte Probenentnahme – sofort einsatzbereite Plug-and-Play-Komplettlösung

Das aScope Broncho Sampler Set von Ambu stellt zusammen mit dem aScope 4 Broncho eine kompakte Probenentnahme-Lösung dar. Es kann direkt auf den Stationen aufbewahrt werden, sodass Sie das Ambu aScope 4 Broncho Sampler Set mit dem Zubehör zur Probenentnahme überall sofort verfügbar haben.

- Vereinfachtes Verfahren zur Probengewinnung
- Geschlossenes System – verringert das Risiko eines Probenverlustes sowie der Kontamination von Proben
- Ermöglicht die Probenentnahme durch **nur eine** Person
- Durch den Vakuum-Bypass kein Umstecken der Absaugung mehr notwendig

### In 2 Größen verfügbar – jeweils 5 Stück pro Packung:

Behältervolumen: 30 ml, 2 Stk./Set

Ambu aScope 4 Broncho Sampler Set Regular

**Best. Nr. M477-501-000**

Ambu aScope 4 Broncho Sampler Set Large

**Best. Nr. M478-501-000**



**Preis und Produkt  
auf Anfrage**

## AMBU ASCOPE 5 BRONCHO SAMPLER SET

### Die All-In-One-Lösung zur Probenentnahme für BAL-Verfahren in der Pulmologie.

Die Probenentnahmelösung (60 ml) wird zusammen mit dem aScope 5 Broncho 4.2/2.2 oder dem aScope 5 Broncho HD 5.0/2.2 oder 5.6/2.8 geliefert. Es kann direkt auf den Stationen aufbewahrt werden, sodass Sie das Ambu aScope 5 Broncho Sampler Set mit dem Zubehör zur Probenentnahme überall sofort verfügbar haben.

- Vereinfachtes Verfahren zur Probengewinnung bei BAL-Verfahren
- Geschlossenes System – verringert das Risiko eines Probenverlustes sowie der Kontamination von Proben
- Wechsel von Absaugung zur Probenentnahme – ganz einfach per Schalterbetätigung

### In 3 Größen verfügbar – jeweils 5 Stück pro Packung:

Behältervolumen: 60 ml, 2 Stk./Set

Ambu aScope 5 Broncho 4.2/2.2 Sampler Set

**Best. Nr. M620-002-000**

Ambu aScope 5 Broncho HD 5.0/2.2 Sampler Set

**Best. Nr. M621-002-000**

Ambu aScope 5 Broncho HD 5.6/2.8 Sampler Set

**Best. Nr. M622-002-000**



**Preis und Produkt  
auf Anfrage**

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

**Ambu** FOREVER FORWARD

## AMBU ASCOPE 5 BRONCHO HD

### Setzt neue Maßstäbe für die Performance in der Einweg-Endoskopie

- **Ausgezeichnete Manövrierfähigkeit** – Biegewinkel (195/195°), distaler Spitzenwinkelbereich, flexibler Einführschlauch sowie 120° Links/Rechts-Drehfunktion
- **Breite Kompatibilität mit Endotherapie-Instrumenten** – kompatibel mit verschiedenen Endotherapie-Instrumenten, einschließlich aktiver Werkzeuge, wie HF-Werkzeuge, Laser und Kryosonden.
- **Bildgebung der nächsten Stufe** – hochauflösender Kamerachip mit 2 LEDs im Scope und Full-HD-Displayeinheit
- **Immer ein brandneues Endoskop** – keine Verschlechterung der Bildqualität oder Biegeleistung und keine Sorge, ein teures Endoskop zu beschädigen
- **Einfachere Planung und Verwaltung von Zeitplänen** – es ist für jede Prozedur jederzeit ein steriles Einweg-Endoskop in passender Größe zur Hand
- **Spart Zeit und Ressourcen** – eliminiert die Notwendigkeit der Wiederaufbereitung und Wartung
- **Steril und bereit bei Bedarf**
- Komplette Einweg-Endoskopiellösungen des **europäischen Herstellers AMBU®**
- **Kompatibel mit den Ambu aView 2 Advance 2. Gen. Full HD-Monitor und der Ambu aBox 2**

### In 2 Größen verfügbar – jeweils 5 Stück pro Packung:

#### Ambu aScope 5 Broncho HD 5.0 / 2.2 - Best. Nr. M621-001-000

- Arbeitskanaldurchmesser von 2,2 mm
- Biegbare Sektion 195° nach oben, 195° nach unten
- Durchmesser Einführschlauch von 5,0 mm
- Absaugkanal (Innendurchmesser des Absaugkonnektors 5,5 mm - 9,0 mm)
- Tiefenmarkierungen alle 5 cm
- Optisches System - Blickfeld 120°

#### Ambu aScope 5 Broncho HD 5.6 / 2.8 - Best. Nr. M622-001-000

- Arbeitskanaldurchmesser von 2,8 mm
- Biegbare Sektion 195° nach oben, 195° nach unten
- Durchmesser Einführschlauch von 5,6 mm
- Absaugkanal (Innendurchmesser des Absaugkonnektors 5,5 mm - 9,0 mm)
- Tiefenmarkierungen alle 5 cm
- Optisches System - Blickfeld 120°

### Hinweis:

**Broncho Sampler Sets (aScope 5 Broncho inkl. 60 ml Behälter zur Probeentnahme) sind auf Anfrage erhältlich.**

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst



**Preis auf Anfrage**

## AMBU ASCOPE 5 BRONCHO

NEU!

**Dünnes und ultradünnes Einweg-Bronchoskop geeignet für periphere Bronchoskopieverfahren und endoskopische Verfahren in der Pulmologie**

- **Hervorragende Manövrierfähigkeit** – Biegewinkel (210/210°), distaler Spitzenwinkelbereich, flexibler Einführschlauch sowie 120° Links/Rechts-Drehfunktion
- **Breite Kompatibilität mit Endotherapie-Instrumenten** – kompatibel mit verschiedenen Endotherapie-Instrumenten, die für einen Arbeitskanaldurchmesser von bis zu 2,2 mm ausgelegt sind.
- **Deutliche Bildgebung des Bronchialbaums**
- **Immer ein brandneues Endoskop** – keine Verschlechterung der Bildqualität oder Biegeleistung sowie keine Reparaturen teurer Endoskope notwendig
- **Einfachere Planung und Verwaltung von Zeitplänen** – es ist für jede Prozedur jederzeit ein steriles Einweg-Endoskop in passender Größe zur Hand
- **Spart Zeit und Ressourcen** – Aufbereitung und Wartung entfallen
- **Steril und sofort einsatzbereit** - ein neues, steriles Endoskop für jeden Patienten, verringert das Risiko einer Kreuzkontamination
- Komplette Einweg-Endoskopiellösungen des **europäischen Herstellers AMBU®**
- **Kompatibel mit den Ambu aView 2 Advance 2. Gen. Full HD-Monitor und der Ambu aBox 2**

**In 2 Größen verfügbar – jeweils 5 Stück pro Packung:**

**Ambu aScope 5 Broncho 4.2 / 2.2 - Best. Nr. M620-001-000**

- Arbeitskanaldurchmesser von 2,2 mm
- Biegbare Sektion 210° nach oben, 210° nach unten
- Durchmesser Einführungsschlauch von 4,2 mm
- Absaugkanal (Innendurchmesser des Absaugkonnektors Ø 5,5 mm - 9,0 mm)
- Tiefenmarkierungen alle 5 cm
- Optisches System - Blickfeld 120°

**Ambu aScope 5 Broncho 2.7 / 1.2 - Best. Nr. M624-001-000**

- Arbeitskanaldurchmesser von 1,2 mm
- Biegbare Sektion 210° nach oben, 210° nach unten
- Durchmesser Einführungsschlauch von 2,7 mm
- Absaugkanal (Innendurchmesser des Absaugkonnektors Ø 5,5 mm - 9,0 mm)
- Tiefenmarkierungen alle 5 cm
- Optisches System - Blickfeld 120°

**Hinweis:**

**Broncho Sampler Sets (aScope 5 Broncho inkl. 60 ml Behälter zur Probeentnahme) sind auf Anfrage erhältlich.**

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst



**Preis auf Anfrage**

# EINWEG-RHINOLARYNGOSKOPE

## AMBU ASCOPE 4 RHINOLARYNGO SLIM / INTERVENTION

### Eine unkomplizierte Einweg-Endoskop-Lösung

Das **Ambu aScope 4 RhinoLaryngo** ist ein flexibles Einweg-Videoendoskop das jederzeit steril und einsatzbereit ist. Es bietet Ihnen die Möglichkeit sowohl Ihren **Arbeitsablauf zu optimieren** als auch die **Produktivität zu erhöhen** - und dabei alle Richtlinien einzuhalten.

- Sofortige Verfügbarkeit
- Kein Kreuzkontaminationsrisiko
- Keine Reparaturen, keine Aufbereitung
- Klare, scharfe Bilder in Verbindung mit dem kompakten Ambu aView/aView 2 Advance Monitor
- Der geringe Außendurchmesser hilft, Unannehmlichkeiten für den Patienten während des Eingriffs zu minimieren
- Erhöhte Patientensicherheit durch garantierte Sterilität
- Geringe Investitionskosten
- Biegewinkel von 130°/130°
- Komplette Einweg-Endoskopielösungen des **europäischen Herstellers AMBU®**
- **Kompatibel mit den Ambu aView 2 Advance 2. Gen. Full HD-Monitor**

Das System umfasst 2 flexible Einweg-Videoendoskope um die Bedürfnisse nasopharyngoskopischer Untersuchungen abzudecken:

Das **aScope 4 RhinoLaryngo Slim** und das **aScope 4 RhinoLaryngo Intervention** mit einem sterilen Arbeitskanal. Das Ambu RhinoLaryngoskop ist **auch für die Schluckuntersuchung FEES in der Neurologie** geeignet!

### In 2 Größen verfügbar – jeweils 5 Stück pro Packung:

#### Ambu aScope 4 RhinoLaryngo Slim 3.0 - Best. Nr. M510-001-000

- Geringer Außendurchmesser von lediglich 3,0 mm erhöht den Komfort des Patienten während des Eingriffs. Die präzise Steuerung der Spitze und der 130° Biegewinkel, ermöglichen die reibungslose Navigation in den oberen Atemwegen.
- Biegewinkel des distalen Endes von 130°/130°

#### Ambu aScope 4 RhinoLaryngo Intervention 5.0 / 2.2 - Best. Nr. M512-001-000

- Arbeitskanaldurchmesser von 2,2 mm
- Bestimmt für Eingriffe wie Biopsien, Entfernung und Absaugen von Fremdkörpern
- Absaugkanal (Innendurchmesser des Absaugkonnektors 7 mm +/-1 mm)
- Biegewinkel des distalen Endes von 130°/130°



Preis auf Anfrage

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

**Ambu** FOREVER FORWARD

# EINWEG-ZYSTOSKOP

## AMBU ASCOPE 4 CYSTO

Das flexible Einweg-Zystoskop ermöglicht Ihnen die Optimierung Ihres Zeitplanes – ohne Einbußen bei der Qualität Ihrer Arbeit

• **Beständige Qualität**

Die Qualität des Ambu aScope 4 Cysto lässt nicht nach, da Sie für jeden Eingriff ein neues, steriles Zystoskop erhalten.

• **Immer sofort verfügbar und überall einsetzbar**

Das Ambu aScope 4 Cysto erleichtert es Ihnen, Ihren Zeitplan zu managen und interne Konsile zu meistern.

• **Wiederaufbereitung und hohe Reparaturkosten entfallen**

Durch das Ambu aScope 4 Cysto entfällt die Wiederaufbereitung, wodurch Sie Kosten z. B. für Reinigungsmittel, Wartung und teure Reparaturen, sparen können.

• Im Ergebnis **vereinfacht** es **den Arbeitsablauf**, setzt Ressourcen frei und ermöglicht Ihnen einen optimierten Prozessablauf.

• Komplette Einweg-Endoskopiellösungen des **europäischen Herstellers AMBU®**

• **Kompatibel mit den Ambu aView 2 Advance 2. Gen. Full HD-Monitor**

**Jeweils 5 Stück pro Packung:**

**Ambu aScope 4 Cysto 5.4/2.2 - Best. Nr. M600-001-000**

- Arbeitskanaldurchmesser von 2,2 mm
- Sichtfeld: 120°
- Tiefenschärfe: 3-100 mm
- Innendurchmesser des Arbeitskanals: 2,2 mm
- Biegewinkel 210° nach oben, 120° nach unten



Preis auf Anfrage

## ZUBEHÖR für AMBU ASCOPE 4 CYSTO

Artikel	Best. Nr.	Beschreibung
4-Wege-Absperrhahn	MK12-11412	4-Wege-Absperrhahn 50 psi (3,5 bar); Überwurfmutter; große Bohrung, Mindestabnahme: 50 Stück
Hämostaseventil	MK12-11413	Hämostaseventil Access PLUS; große Bohrung Mindestabnahme: 25 Stück

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst



# EINWEG-ZYSTOSKOP

## AMBU ASCOPE 5 CYSTO HD

**NEU!**

Die sterile und flexible Einweglösung, die hochmoderne Bildgebung mit der einfachen und effizienten Einweg-Lösung von Ambu kombiniert – ohne Einbußen bei der Qualität Ihrer Arbeit

- **Erstklassiges HD Bild – Hohe Bildqualität durch HD-Technologie**

Die Kombination aus hochauflösendem Kamerachip und der Ambu Full-HD Visualisierungs- und Prozessoreinheit liefert ein erstklassiges Bild,

- **Beständige Qualität**

Die Qualität des Ambu aScope 5 Cysto HD lässt nicht nach, da Sie für jeden Eingriff ein neues, steriles Zystoskop erhalten.

- **Immer sofort verfügbar und überall einsetzbar**

Das Ambu aScope 5 Cysto HD erleichtert es Ihnen, Ihren Zeitplan zu managen und interne Konsile zu meistern.

- **Wiederaufbereitung und hohe Reparaturkosten entfallen**

- **Vereinfacht den Tagesablauf und erleichtert die Tagesplanung**

Das Ambu® aScope™ 5 Cysto HD erleichtert es Ihnen, Ihren Zeitplan zu managen, interne Konsile zu meistern und ermöglicht Ihnen einen optimierten Prozessablauf

- Komplette Einweg-Endoskopielösungen des **europäischen Herstellers AMBU®**
- **Kompatibel mit den Ambu aView 2 Advance 2. Gen. Full HD-Monitor und der Ambu aBox 2**



Preis auf Anfrage

### Jeweils 5 Stück pro Packung:

**Ambu aScope 5 Cysto HD 5.4/2.2**

**Best. Nr. M602-001-000 (Reverse)**

**Best. Nr. M603-001-000 (Standard)**

- Arbeitskanaldurchmesser von 2,2 mm
- Sichtfeld: 120°
- Tiefenschärfe: 3-100 mm
- Innendurchmesser des Arbeitskanals: 2,2 mm
- Biegewinkel 210° nach oben, 120° nach unten

## ZUBEHÖR für AMBU ASCOPE 5 CYSTO HD

Artikel	Best. Nr.	Beschreibung
<b>4-Wege-Absperrhahn</b>	<b>MK12-11412</b>	4-Wege-Absperrhahn 50 psi (3,5 bar); Überwurfmutter; große Bohrung, Mindestabnahme: 50 Stück
<b>Hämostaseventil</b>	<b>MK12-11413</b>	Hämostaseventil Access PLUS; große Bohrung Mindestabnahme: 25 Stück

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

**Ambu** FOREVER FORWARD

# EINWEG-GASTROSKOP

## AMBU ASCOPE GASTRO

Das sterile und jederzeit einsatzbereite Einweg-Gastroskop bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten von endoskopischen Verfahren im oberen Verdauungstrakt.

- **Immer verfügbar** – ideal für jedes Szenario, in dem Zeit, Ort und Verfügbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
- **Keimfrei** – ein neues steriles Einweg-Gastroskop für jeden Patienten, das das Risiko einer durch das Endoskop bedingten Infektion stark minimiert
- **Gleichbleibende Qualität, Haptik und Leistung**  
keine Verschlechterung der mechanischen Leistung und Qualität sowie kein Verschleiß und kein Ausleiern der Bowdenzüge
- **Einfache Einrichtung** – packen Sie ein neues Endoskop aus, schließen Sie es an die Ambu aBox 2 und die Standardausrüstung an und machen Sie sich an die Arbeit
- **Optimiert Ihren Workflow** – eliminieren Sie die Wiederaufbereitung und die vielen Schritte, die von Ihren Mitarbeitern verlangt werden
- **Kostentransparenz** – geringe Anfangsinvestition, keine versteckten Kosten und keine langfristigen Servicevereinbarungen
- **Aktuellste Bildgebungstechnologie** sowie erweiterte Funktionen ohne erhebliche Investitionen
- Komplette Einweg-Endoskopielösungen des **europäischen Herstellers AMBU®**
- **Kompatibel mit der Ambu aBox 2**

**Jeweils 6 Stück pro Packung:**

### Ambu aScope Gastro 9.9/2.8 - Best. Nr. M483-001-000

- Sichtfeld: 140°
- Tiefenschärfe: 3 - 100 mm
- Innendurchmesser des Arbeitskanals: 2,8 mm
- Biegewinkel 210° nach oben, 90° nach unten, 100° links und rechts
- Arbeitslänge: 1030 mm



Preis auf Anfrage

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

**Ambu** FOREVER FORWARD

## AMBU ASCOPE GASTRO LARGE

NEU!

Dieses Einweg-Gastroskop mit einem 4,2 mm Arbeitskanal bietet die Performance eines therapeutischen Gastroskops mit der Manövrierfähigkeit und Präzision eines Standard-Gastroskops. Ideal um bei der Behandlung von Blutungen im oberen Gastrointestinaltrakt, Nekrosektomien, Strikturen und der Entfernung von Fremdkörpern zu unterstützen.

- **Einzigartiger 4,2 mm Arbeitskanal-Durchmesser**
- **Überlegene Absaugleistung** – im Vergleich zu Gastroskop mit einem Arbeitskanal von 3,7 mm. Unterstützt die Absaugung von Blut bei akuten Blutungen im oberen Gastrointestinaltrakt
- **Endoskop mit einem Griff aus Biokunststoff**
- **Immer verfügbar** – ideal für jedes Szenario, in dem Zeit, Ort und Verfügbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
- **Keimfrei** – ein neues steriles Einweg-Gastroskop für jeden Patienten, das das Risiko einer durch das Endoskop bedingten Infektion stark minimiert
- **Gleichbleibende Qualität, Haptik und Leistung**  
keine Verschlechterung der mechanischen Leistung und Qualität sowie kein Verschleiß und kein Ausleiern der Bowdenzüge
- **Einfache Einrichtung** – packen Sie ein neues Endoskop aus, schließen Sie es an die Ambu aBox 2 und die Standardausrüstung an und machen Sie sich an die Arbeit
- **Optimiert Ihren Workflow** – eliminieren Sie die Wiederaufbereitung und die vielen Schritte, die von Ihren Mitarbeitern verlangt werden
- **Kostentransparenz** - geringe Anfangsinvestition, keine versteckten Kosten und keine langfristigen Servicevereinbarungen
- **Aktuellste Bildgebungstechnologie** sowie erweiterte Funktionen ohne erhebliche Investitionen
- Komplette Einweg-Endoskopielösungen des **europäischen Herstellers AMBU®**
- **Kompatibel mit der Ambu aBox 2**

**Jeweils 6 Stück pro Packung:**

**Ambu aScope Gastro Large 11.5/4.2 - Best. Nr. M582-001-000**

- Sichtfeld: 140°
- Tiefenschärfe: 3 - 100 mm
- Innendurchmesser des Arbeitskanals: 4,2 mm
- Biegewinkel 210° nach oben, 120° nach unten, 100° links und rechts
- Arbeitslänge: 1030 mm



**Preis auf Anfrage**

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

**Ambu** FOREVER FORWARD

# VISUALISIERUNGS- UND PROZESSOREINHEITEN

## AMBU AVIEW 2 ADVANCE 2. GENERATION

**Ambu aView 2 Advance 2. Gen – der hochwertige, tragbare Full-HD-Monitor für Endoskopieverfahren mit Einweg-Endoskopen (Stecker-Anschlüsse: Grün-Blau-Grau).**

Der Ambu aView 2 Advance hilft Ihnen, ein breites Spektrum an Endoskopieverfahren in klinischen Fachgebieten sicher durchzuführen. Er optimiert nicht nur Einweg-Endoskopiellösungen, die einen langfristigen Mehrwert für Ihre Klinik bieten, sondern er hilft Ihnen auch Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren.

- Tragbare Visualisierungseinheit mit 12,8“ Touchscreen und **Full-HD-Auflösung** für **hervorragende Bildgebung**
- Adaptive Bildverarbeitung und Benutzereinstellungen bieten eine Optimierung der Bildqualität für verschiedene klinische Situationen
- Anbindung an LAN/WLAN und **Verknüpfung zum PACS via DICOM** gegeben
- Digitaler Video-Ausgang zur Anzeige von Live-Bildern auf externen Bildschirmen in hoher Qualität
- Flexibles Design mit intuitiver Benutzeroberfläche und **180° Rotationsmöglichkeit**
- Live-Bild in Sekundenschnelle
- Visualisierungseinheit des **europäischen Herstellers AMBU®**
- **Kompatibel mit** den Ambu aScope 4 Broncho Systemen, aScope 4 RhinoLaryngoskopen, aScope 4 Cysto, aScope 5 Cysto HD, aScope 5 Broncho, aScope 5 Broncho HD sowie der VivaSight 2 DLT
- Akkulaufzeit von mehr als 2,5 Stunden
- Upgrades und Reparaturen sind möglich



Preis auf Anfrage



Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

**Ambu** FOREVER FORWARD

# VISUALISIERUNGS-/PROZESSOREINHEIT

## AMBU ABOX 2

Die innovative Ambu aBox 2 ist eine Full HD Visualisierungs- und Prozessoreinheit für die endoskopische Bildgebung und Bildverarbeitung in der Gastroenterologie und in der Bronchoskopie mit integriertem Touch-Screen.

- **Ausgezeichnete Bildgebung**

Fortschrittliche Bildverarbeitung und adaptive Lichtsteuerung liefern klare Bilder

- **Kompaktes und flexibles Design**

Kann auf einem Wagen, Gestell oder Tisch platziert und bei Bedarf an einen externen Monitor angeschlossen werden

- **Integrierte Aufzeichnungsmöglichkeit**

Zoomen Sie hinein und heraus, nehmen Sie Bilder und Videos auf und besprechen Sie die Ergebnisse nach dem Eingriff mit anderen Personen

- **Einfache Dokumentation der Bildgebungsdaten**

Übertragen Sie die aufgezeichneten Bildgebungsdaten auf Ihren PACS-Server und Ihre elektronische Patientensoftware

- **Modality-Worklist**

Import der täglichen Arbeitsliste und Auswahl des Patienten direkt in der aBox 2

- **Einstellbare Visualisierungseinheit**

Möglichkeit des Hebens, Senkens oder Drehens des Bildschirms für den besten Betrachtungswinkel

- Visualisierungseinheit des **europäischen Herstellers AMBU®**

- **Kompatibel mit dem Ambu aScope 5 Broncho, aScope 5 Broncho HD, aScope 5 Cysto HD, aScope Gastro und dem aScope Gastro Large und dem neuen aScope 5 Uretero.**



Best. Nr. M505-001-000

Preis auf Anfrage



Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

**Ambu** FOREVER FORWARD

# DOPPELLEMENTUBEN

## AMBU VIVASIGHT 2 - DLT MIT INTEGRIERTER KAMERA

Der VivaSight 2 DLT ist ein steriler Einweg-Doppellumentubus zur Isolierung des linken oder rechten Lungenflügels eines Patienten bei der Ein-Lungen-Ventilation (ELV).

- Ermöglicht eine **schnellere Intubationszeit** als konventionelle DLT
- **Nachverfolgung und Platzierung** – erleichtert die korrekte Tubusplatzierung mittels integrierter Videokamera und Lichtquelle an der Spitze des Tracheallumens.
- Ermöglicht das sofortige Erkennen und Korrigieren einer Verlagerung des Tubus
- Der Ambu VivaSight 2 DLT kann für eine hochwertige Bildgebung und Side-by-Side Ansicht mit dem **Ambu aView Advance 2. Gen. Full-HD Monitor** verbunden werden.
- Komplette Einweg-Visualisierungslösung des europäischen Herstellers AMBU®

In 4 Größen verfügbar – jeweils 5 Stück pro Packung:

### Ambu VivaSight 2 DLT 35FR - Best. Nr. M412-351-000

- Größe 35FR - links mit Adapterkabel
- ID des Trachealtubus (mm - effektiv) 4,4
- ID des Bronchialtubus (mm - effektiv) 4,4
- AD (mm - bronchial) 10,5

### Ambu VivaSight 2 DLT 37FR - Best. Nr. M412-371-000

- Größe 37FR - links mit Adapterkabel
- ID des Trachealtubus (mm - effektiv) 4,6
- ID des Bronchialtubus (mm - effektiv) 4,6
- AD (mm - bronchial) 11,0

### Ambu VivaSight 2 DLT 39FR - Best. Nr. M412-391-000

- Größe 39FR - links mit Adapterkabel
- ID des Trachealtubus (mm - effektiv) 4,8
- ID des Bronchialtubus (mm - effektiv) 4,8
- AD (mm - bronchial) 11,5

### Ambu VivaSight 2 DLT 41FR - Best. Nr. M412-411-000

- Größe 41FR - links mit Adapterkabel
- ID des Trachealtubus (mm - effektiv) 5,0
- ID des Bronchialtubus (mm - effektiv) 5,0
- AD (mm - bronchial) 12,0

**TIPP:** Der **Ambu VivaSight Endobronchialblocker-Tubus** ist ein für die ELV entwickelter Endobronchialblocker in Verbindung mit einem Endotrachealtubus (ETT). So können Patienten behandelt werden, bei denen die Verwendung eines linksseitigen DLT kontraindiziert oder nicht die bevorzugte Wahl ist.

**Best. Nr. M412-900-000**

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst



Preise auf Anfrage



**Ambu** FOREVER FORWARD

# LARYNXMASKEN

## AMBU AURA GAIN

### Einweg-Larynxmaske mit gastrischem Zugang und Intubationsmöglichkeit

- Integrierter gastrischer Zugang zur Kontrolle von Mageninhalt
- In Verbindung mit Standard-Endotrachealtuben zur Intubation geeignet
- Die innovative anatomische Form ermöglicht eine schnelle Platzierung
- Markierungslinien für die Führung von flexiblen Endoskopen
- MR sicher, phthalatfreies Material

In 8 Größen erhältlich | Verkaufseinheit 10 Stück

**Best. Nr. M408-100-000** Größe 1

**Best. Nr. M408-150-000** Größe 1,5

**Best. Nr. M408-200-000** Größe 2

**Best. Nr. M408-250-000** Größe 2,5

**Best. Nr. M408-300-000** Größe 3

**Best. Nr. M408-400-000** Größe 4

**Best. Nr. M408-500-000** Größe 5

**Best. Nr. M408-600-000** Größe 6



Preis per Stück

€ **16,<sup>25</sup>**

(€ 19,50 inkl. MwSt.)

## AMBU AURA ONCE

### Anatomisch geformte Einweg-Larynxmaske

- Die innovative, anatomische Form ermöglicht eine schnelle und einfache Platzierung
- Cuff und Tubus sind aus einem Stück geformt, keine Abtrennung möglich
- Verstärkte Cuffspitze – verhindert das Umklappen der Spitze während der Platzierung und dichtet den oberen Ösophagusphinkter ab
- Markierungslinien für die Führung von flexiblen Endoskopen
- MR sicher, phthalatfreies Material

In 8 Größen erhältlich | Verkaufseinheit 10 Stück

**Best. Nr. M321-100-000** Größe 1

**Best. Nr. M321-150-000** Größe 1,5

**Best. Nr. M321-200-000** Größe 2

**Best. Nr. M321-250-000** Größe 2,5

**Best. Nr. M321-300-000** Größe 3

**Best. Nr. M321-400-000** Größe 4

**Best. Nr. M321-500-000** Größe 5

**Best. Nr. M321-600-000** Größe 6



Preis per Stück

€ **7,<sup>42</sup>**

(€ 8,90 inkl. MwSt.)

## AMBU AURA-I

### Einweg-Larynxmaske mit Intubationsmöglichkeit

- Die innovative, anatomische Form ermöglicht eine schnelle Platzierung
- In Verbindung mit Standard-Endotrachealtuben zur Intubation geeignet
- Verstärkte Cuffspitze – verhindert das Umklappen der Spitze bei der Platzierung und dichtet den oberen Ösophagusphinkter ab
- Beißschutz und Konnektorbloc verhindern Okklusionen
- MR sicher, phthalatfreies Material

In 8 Größen erhältlich | Verkaufseinheit 10 Stück

**Best. Nr. M329-100-000** Größe 1

**Best. Nr. M329-150-000** Größe 1,5

**Best. Nr. M329-200-000** Größe 2

**Best. Nr. M329-250-000** Größe 2,5

**Best. Nr. M329-300-000** Größe 3

**Best. Nr. M329-400-000** Größe 4

**Best. Nr. M329-500-000** Größe 5

**Best. Nr. M329-600-000** Größe 6



Preis per Stück

€ **8,<sup>67</sup>**

(€ 10,40 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

**Ambu** FOREVER FORWARD

**AMBU AURA-FLEX****Flexible Einweg-Larynxmaske**

- Die hohe Flexibilität des spiralverstärkten Tubus ermöglicht eine einfache Positionierung außerhalb des Operationsfeldes ohne die Dichtigkeit der Maske zu beeinflussen
- Knickfreier, spiralverstärkter Tubus verringert das Risiko von Atemwegsokklusionen
- Die im Tubus integrierte Cuff-Füllleitung erleichtert die Arbeit des Operateurs und reduziert das Risiko die Leitung während der Operation zu beschädigen
- Markierungslinien für die Führung von flexiblen Endoskopen und zur Lagekontrolle
- MR sicher, phthalatfreies Material

In 6 Größen erhältlich | Verkaufseinheit 10 Stück

**Best. Nr. M327-200-000** Größe 2

**Best. Nr. M327-250-000** Größe 2,5

**Best. Nr. M327-300-000** Größe 3

**Best. Nr. M327-400-000** Größe 4

**Best. Nr. M327-500-000** Größe 5

**Best. Nr. M327-600-000** Größe 6



Preis per Stück

€ **17,33**

(€ 20,80 inkl. MwSt.)



Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

**Ambu** FOREVER FORWARD

## KAWE LARYNGOSKOP BATTERIE- / LADEGRIF C

- Mittel, 2,5 V Xenon
- Ø 28 mm
- Xenon-Lampe
- Batterie (Baby C)

Best. Nr. M03.41000.721



€ **77,75**

(€ 93,30 inkl. MwSt.)

## KAWE MEHRWEG-SPATEL MACINTOSH FIBER-OPTIK

### Mit auswechselbarer Fiberoptik

- Edelstahl matt – verhindert Rückreflexionen
- Auswechselbare Lichtleiter
- Fiberoptik Ø 4 mm, mindestens 550 Einzelfasern
- Autoklavierbar bis 134°C für ca. 4000 Zyklen
- Leichte Reinigung
- Kompatibel nach DIN ISO 7376

Best. Nr.	Größe	Dimension (a x b mm)
M03.42013.601	0	80 x 13
M03.42013.611	1	92 x 20
M03.42013.621	2	112 x 19
M03.42013.631	3	130 x 22
M03.42013.641	4	155 x 25
M03.42013.651	5	175 x 23



Preis per Stück

€ **79,-**

(€ 94,80 inkl. MwSt.)

## KAWE C LARYNGOSKOP-SET WARMLICHT - 1 Griff, 3 Spatel

- Batterie-/Ladegriff C mittel, blau
- Spatel Economy Macintosh C in den Größen 2 - 4
- Edelstahl matt, Ausführung mit bruchsicherem Kunststoffsockel, Lebensdauer identisch zu Metall
- Vakuum-Lampe
- Beleuchtungsstärke >1.500 bzw. >2.000 Lux/2,5 V je nach Lampe/Spatelgröße
- Umweltfreundlich und preisgünstig
- Sterilisierbar gemäß Gebrauchsanweisung
- Kompatibel nach DIN ISO 7376

Best. Nr. M03.51022.002



€ **106,25**

(€ 127,50 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst




## KAWE EINWEG-SPATEL MACINTOSH für FIBER-OPTIK-GRIFFE

- Edelstahl matt – verhindert Rückreflexionen
- Mit hochpoliertem Acryllichtleiter mit exzellenter Lichttransmission
- Lichtleiter Ø 5 mm
- Hoher Schutz, da Kreuzinfektionen vermieden werden
- Sichere Arretierung durch zwei Fixierkugeln
- Leichtes Eigengewicht
- In praktischer Tyvek Verpackung
- Unsteril
- Kompatibel nach DIN ISO 7376

Verpackungseinheit: 10 Stück

Best. Nr.	Größe	Dimension (a x b mm)
M03.44014.602	0	80 x 13
M03.44014.612	1	92 x 18
M03.44014.622	2	100 x 19
M03.44014.632	3	130 x 20
M03.44014.642	4	154 x 21



Preis per Stück

€ 5,79

(€ 6,95 inkl. MwSt.)

## KAWE EINWEG-SPATEL MACINTOSH für FIBER-OPTIK-GRIFFE

Wie oben, aber mit folgendem Unterschied:

- Acryllichtleiter (PMMA) sorgt für optimale Lichttransmission

Verpackungseinheit: 20 Stück

Best. Nr.	Größe	Dimension (a x b mm)
M03.43014.632	3	134 x 22
M03.43014.642	4	153 x 22



Preis per Stück

€ 3,75

(€ 4,50 inkl. MwSt.)

## BOSCAROL MAGILL-ZANGEN

- Magill-Zangen für die Intubation
- Aus autoklavierbarem und desinfizierbarem Edelstahl

Best. Nr. MSTR 110240, 20 cm

€ 15,33

(€ 18,40 inkl. MwSt.)

Best. Nr. MSTR 110250, 25 cm

€ 24,17

(€ 29,00 inkl. MwSt.)



Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

# RETTUNGSRUCKSÄCKE & NOTFALLTASCHEN

## RETTUNGSRUCKSACK VIPER 2.0

- Rettungsrucksack aus wasserdichtem und reißfestem Nylon; leer
- Ausgestattet mit Doppelgriff (oben oder seitlich) für einen einfacheren Transport
- Große Vordertasche, vollständig zu öffnen mit zwei internen Gummibändern
- Mittelwand mit Reißverschluss, komplett mit Gummibändern
- 2 kleine Seitentaschen und eine große Außentasche
- Reflektierende Sicherheitsstreifen und verstärkter Boden mit Gummifüßen
- Gepolstertes Rückenteil und Schultergurte
- Von Hand bei einer Temperatur von 30° C waschbar
- Maximales Transportgewicht 40 kg
- 8-farbige, herausnehmbare Innentaschen

Abmessungen: ca. 46 x 26 x 50 cm

Gewicht: ca. 3,8 kg

Best. Nr. MBOR 87000N-S



**AKTIONSPREIS**

€ **132,<sup>50</sup>**

(€ 159,00 inkl. MwSt.)

## RETTUNGSRUCKSACK MASTERMED 2.0

- Rettungsrucksack aus wasserabweisendem und reißfestem Nylon; leer
- 2 Vordertaschen mit transparenten Innenfächern
- Fronttasche mit Gummibändern ausgestattet
- Am Innenfutter des gesamten Rucksacks verlaufen aufgesetzte Gummibänder
- Gepolstertes Rückenteil und Schultergurte
- Von Hand bei einer Temperatur von 30° C waschbar
- Reflektierende Sicherheitsstreifen
- 8-farbige Zubehörtaschen mit Fenster, 4 davon mit Tragegriff
- Maximales Transportgewicht 40 kg

Abmessungen: ca. 35 x 30 x 53 cm - 43 l

Gewicht: ca. 4,3 kg

Best. Nr. MBOR 87020N



€ **202,<sup>50</sup>**

(€ 243,00 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

**BOSCAROL**  
Emergency Medical Systems

**NOTFALLTASCHE MINI RESCUE BAG**

- Notfalltasche Modell Mini Rescue Bag, leer
- Kompakt und vielseitig
- Aus wasserabweisendem, reißfesten Stoff, in der Farbe rot erhältlich
- Mit Tragegriff und Trageriemen ausgestattet
- Unterteil mit stoßfester Innenschale
- Oberteil mit Gummibändern im Inneren als Halterung für die Ausrüstung
- Zwei durchsichtige Taschen an der Vorderseite für das Firmenlogo

Abmessungen: ca. 39 x 18 x 25 cm

Gewicht: ca. 1 kg

Best. Nr. MBOR 80290



**AKTIONSPREIS**

€ **52,<sup>10</sup>**

(€ 62,52 inkl. MwSt.)

**NOTFALLTASCHE PROFI BAG**

- Notfalltasche; leer
- Aus wasserabweisendem, reißfesten Stoff
- 2 große Außentaschen an den Seiten
- Eine Vordertasche
- Baukastensystem im Inneren
- Für den Transport von ein bis zwei Liter Sauerstoffflaschen geeignet

Abmessungen: ca. 60 x 25 x 27 cm

Gewicht: ca. 1,4 kg

Best. Nr. MBOR 89010



**AKTIONSPREIS**

€ **95,-**

(€ 114,00 inkl. MwSt.)

**NOTFALLTASCHE PROFI BAG MINI**

- Notfalltasche Modell Profi Bag Mini, leer
- Kompakt und vielseitig
- Aus wasserabweisendem, reißfesten Stoff, in der Farbe rot erhältlich
- Mit Tragegriff und Trageriemen ausgestattet
- Baukastensystem im Inneren
- Zwei große Außentaschen an den Seiten
- Innentasche mit Fenster

Abmessungen: ca. 38 x 26 x 20 cm

Gewicht: ca. 0,7 kg

Best. Nr. MBOR 89000



**AKTIONSPREIS**

€ **105,<sup>98</sup>**

(€ 127,18 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst



## KINDER-NOTFALLTASCHE TRAUMA BAG 10

- Kompakte, aber sehr geräumige Notfalltasche; leer
- Aus wasserdichtem und reißfesten Stoff
- Lebhaftige Farben und heitere Motive für den Einsatz im pädiatrischen Bereich
- Vollständig abziehbar und waschbar
- Reflektierende Sicherheitsstreifen
- Mit Griffen, Riemen und Schultergurten ausgestattet
- 2 seitliche Außentaschen mit Innenräumen und Gummibändern
- Herausnehmbare Tasche mit transparenter Vorderseite im oberen Teil
- Das innere der Tasche ist in vier Bereiche unterteilt, die entfernt werden können

Abmessungen: ca. 44 x 30 x 29 cm

Gewicht: ca. 2,1 kg

Best. Nr. MBOR 89040P



AKTIONSPREIS

€ 153,<sup>34</sup>

(€ 184,00 inkl. MwSt.)

## AMPULLENTASCHE

- Ampullarium, lässt sich wie ein Buch öffnen; leer
- 2 Platten mit Gummibändern für 28 Ampullen unterschiedlichen Durchmessers, können auch entfernt werden
- Aus wasserabweisendem, reißfesten Stoff, in der Farbe rot erhältlich
- Polsterung in der Mitte mit durchsichtiger Tasche zur Auflistung der Ampullen
- Durch 2 Klettverschlussstreifen in Notalltaschen und Rettungsrucksäcken fixierbar

Abmessungen: ca. 25 x 12 x 7 cm

Best. Nr. MBOR 89330



€ 18,<sup>75</sup>

(€ 22,50 inkl. MwSt.)

AKTIONSPREIS

## GROSSES AMPULLARIUM

- Aufklappbares Ampullarium, leer
- 2 Fächer mit abnehmbaren Gummibändern für 90 Ampullen mit unterschiedlichen Durchmessern
- Aus rotem, reißfestem und wasserabweisendem Gewebe
- Mittige Polsterung mit durchsichtiger Tasche
- Mit 2 Klettbindern in Notfalltaschen und Rettungsrucksäcken fixierbar

Abmessungen: ca. 25 x 25 x 7 cm

Best. Nr. MBOR 89332



€ 32,<sup>08</sup>

(€ 38,50 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

**BOSCAROL**  
Emergency Medical Systems

# TRAININGSPUPPEN

Wir bieten eine breite Palette von **Trainingsgeräten für die Ausbildung und Schulung** von medizinischem Fachpersonen sowie Laien an. Angefangen bei Trainingspuppen für den **Advanced Life Support (ALS)** für die professionelle Reanimation, bis hin zu Trainingspuppen für den **Basic Life Support (BLS)** für Laien.

- Trainingsgeräte entsprechen den neuesten Standards
- Robustes Design
- Realistisches Training möglich
- Ambu Hygienesystem optional erhältlich

## AMBU PATENTIERTES HYGIENESYSTEM

**Das patentierte Ambu Hygienesystem verhindert Kreuzinfektionen und sorgt für realistische Atemwegswiderstände und eine Expiration durch Mund und Nase.**

### Ambu Gesichtsmasken

Alle Ambu Gesichtsmasken sind für die Mund-zu-Mund, Mund-zu-Nase sowie die Beutel-Masken Beatmung geeignet und werden einfach am Kopf des Trainingsgerätes befestigt. Die Mund-Nase Stücke des Ambu Junior sind für die Mund-zu-Mund und Beutel-Masken Beatmung verwendbar. Nach dem Training werden die Gesichtsmasken einfach gereinigt und desinfiziert. Bei den Ambu Guedel Gesichtsmasken kann, mit einer 180°-Drehung, ein Guedeltubus platziert werden.

### Ambu Einweg-Luftbeutel

Die Einweg-Luftbeutel werden im Kopffinneren des Trainingsgerätes, unter der Gesichtsmaske, platziert und fangen so die Atemspende auf. Nach dem Training werden die Einweg-Luftbeutel einfach entsorgt.

- Schutz vor Kreuzinfektionen
- Keine aufwendige Innenreinigung der Trainingsgeräte notwendig

### für AmbuMan Instrument, AmbuMan Wireless und AmbuMan B:

Ambu Gesichtsmaske (5 Stück)

**Best. Nr. M234-000-703**

Ambu Guedel Gesichtsmaske (5 Stück)

**Best. Nr. M234-000-725**

Ambu Einweg Luftbeutel (100 Stück)

**Best. Nr. M234-000-702**

### für Ambu Baby:

Ambu Gesichtsmaske (5 Stück)

**Best. Nr. M256-000-703**

Ambu Einweg Luftbeutel (100 Stück)

**Best. Nr. M256-000-702**

### für Ambu Junior:

Ambu Einweg Luftbeutel (100 Stück)

**Best. Nr. M282-010-501**

Ambu Mund-Nase Stücke (10 Stück)

**Best. Nr. M282-000-511**


Ambu Abdichtungsringe (10 Stück)

**Best. Nr. M282-010-502**



**Beatmung**

Wird das Trainingsgerät durch Mund oder Nase der Gesichtsmaske (rot) beatmet, füllt sich der Einweg-Luftbeutel (grün). Die dort verdrängte Luft strömt in das Trainingsgerät und füllt die Lungen/den Magen.



**Ausatmung**

Nach Beendigung der Ventilation strömt die Luft in den Kopf zurück und der Einweg-Luftbeutel zieht sich zusammen. Die eingeblasene Luft wird durch Mund und Nase wieder ausgestoßen.



**AMBUMAN® INSTRUMENT****Das optimale Trainingsgerät für das erweiterte BLS-Algorithmus-Training**

- für das BLS-Training
- Robustes Design
- Realistisches Training der Thoraxkompression
- Brustkorbfestigkeit variabel einstellbar
- Ambu Hygienesystem für Mund-zu-Mund und Mund-zu-Nase-Beatmung
- Erweiterte Feedbackanzeige (Beatmungsvolumen, Kompressionstiefe, Handposition, Magenblähung)
- Carotispuls ist während der Herzdruckmassage fühlbar und kann durch den manuellen Pulsbalg simuliert werden
- Luftwege öffnen sich nur bei korrekter Kopfüberstreckung

**Arme und Beine optional erhältlich (nicht im Set enthalten)****Best. Nr. M234-404-000** beinhaltet:

Torso, 5 Ambu Gesichtsmasken, 100 Einweg-Luftbeutel, Transporttasche / Trainingsmatte

€ **925,-**

(€ 1.110 inkl. MwSt.)

**AKTIONSPREIS****AMBUMAN® WIRELESS****Wie AmbuMan Instrument, jedoch mit Wireless Technologie:**

- Verbindung zum Trainingsgerät über WLAN oder LAN (mit der neuesten Generation von Intel WLAN Modulen)

**Browserbasierte Ambu Manikin Management Module:**

- für das BLS-Training
- Betriebssystemunabhängige und browserbasierte Steuerung
- Individuelle Dokumentation von bis zu 4 Teilnehmern
- Parallele Anzeige und Steuerung von bis zu 6 Trainingsgeräten
- Paralleler Mehrfachzugang von verschiedenen Endgeräten zur Visualisierung der Performance möglich
- Lizenzfreies Selftraining-Modul
- Stromversorgung: Netzteil, Akku-Pack oder PoE (Akku-Pack und PoE nicht im Lieferumfang enthalten)

**Best. Nr. M234-407-000** beinhaltet:

Torso, integrierte Ambu Wireless Technologie, Ambu Manikin Management Module, 5 Ambu Gesichtsmasken, 100 Einweg-Luftbeutel, Transporttasche / Trainingsmatte

€ **2.082,<sup>50</sup>**

(€ 2.499,00 inkl. MwSt.)

**AKTIONSPREIS**

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

**Ambu** FOREVER FORWARD

**AMBUMAN® AIRWAY INSTRUMENT****Macht das Training aller gängigen Methoden der Atemwegssicherung möglich**

- für das ALS-Training
- Robustes Design
- Airway-Management Trainingsmöglichkeiten:  
Larynxmaske, Larynxtubus, Endotrachealtubus, Beutel-Masken-Beatmung und Anwendung des Guedeltubus ist möglich
- Brustkorbsteifigkeit variabel einstellbar
- Luftwege öffnen sich nur bei korrekter Kopfüberstreckung
- Transporttasche mit integrierter Trainingsmatte und Rucksackfunktion

**Arme und Beine optional erhältlich (nicht im Set enthalten)****Best. Nr. M284-424-000** beinhaltet:

Torso, Ambu Perfit Ace Zervikalstütze (zum Schutz des Halsbereiches),  
Transporttasche / Trainingsmatte

€ **1.631,33**

(€ 1.957,60 inkl. MwSt.)

**AMBUMAN® AIRWAY WIRELESS****Wie AmbuMan Airway Instrument, jedoch mit Wireless Technologie:**

- Verbindung zum Trainingsgerät über WLAN oder LAN  
(mit der neuesten Generation von Intel WLAN Modulen)

**Browserbasierte Ambu Manikin Management Module:**

- für das ALS-Training
- Betriebssystemunabhängige und browserbasierte Steuerung
- Individuelle Dokumentation von bis zu 4 Teilnehmern
- Parallele Anzeige und Steuerung von bis zu 6 Trainingsgeräten
- Paralleler Mehrfachzugang von verschiedenen Endgeräten  
zur Visualisierung der Performance möglich
- Lizenzfreies Selbstraining-Modul
- Stromversorgung: Netzteil, Akku-Pack oder PoE  
(Akku-Pack und PoE nicht im Lieferumfang enthalten)

**Best. Nr. M284-427-000** beinhaltet:

Torso, Ambu Perfit Ace Zervikalstütze (zum Schutz des Halsbereiches), integrierte Ambu  
Wireless Technologie, Ambu Manikin Management Module, Transporttasche / Trainingsmatte

€ **2.412,50**

(€ 2.895,00 inkl. MwSt.)

**AKTIONSPREIS**

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

**Ambu** FOREVER FORWARD

**AMBUMAN® ADVANCED**

Der AmbuMan Advanced – perfekt auf die Bedürfnisse des Advanced Life Support (ALS)-Trainings abgestimmt

**Airway-Management Trainingsmöglichkeiten:**

- Larynxmaske, Larynx-tubus oder Endotrachealtubus
- Beutel-Masken-Beatmung und Anwendung des Guedeltubus ist möglich
- Luftwege lassen sich nur bei korrekter Kopfüberstreckung öffnen

**Manuelle Kontrollanzeige:**

- Ausfahrbar
- Beatmungsvolumen, Kompressionstiefe, Handposition, Mageninsufflation

**Defibrillierbar:**

- Ausgestattet mit zwei Elektroden (Apex und Sternum), die mit bis zu 360 Joule defibriert werden können
- Verwendung von manuellen, halbautomatischen und automatischen Defibrillatoren und Paddels ist möglich

**EKG Simulation:**

- EKG wird physiologisch korrekt dargestellt und vom externen Defibrillator entsprechend erkannt
- 12-Kanal EKG Anzeige
- EKG kann manuell programmiert werden

**Schrittmacherfunktion** – transthorakale Pacing-Möglichkeit

**Training von Zugangstechniken:**

- i.v. (Arm) und i.o. (Bein)

**Der AmbuMan Advanced verfügt über:****• Neueste Ambu Wireless Technologie:**

- Verbindung zum Trainingsgerät über WLAN oder LAN
- Ambu Wireless Technologie basierend auf neuester Generation Intel WLAN Module

**• Browserbasierte Ambu Manikin Management Module:**

- Betriebssystemunabhängige und browserbasierte Steuerung
- Frei programmierbare Szenarien für Ihre Trainingsanforderungen
- Individuelle Dokumentation bis zu 4 Teilnehmern
- Parallele Anzeige und Steuerung bis zu 6 Trainingsgeräten
- Paralleler Mehrfachzugang von verschiedenen Endgeräten zur Visualisierung der Performance möglich
- Lizenzfreies Selftraining - Modul

**• Wiedergabe von Sound-Dateien wie z.B. Atmung****• Stromversorgung: Netzteil, Akku-Pack oder PoE** (Akku-Pack und PoE nicht im Lieferumfang enthalten)**Best. Nr. M284-407-000 beinhaltet:**

Ganzkörper-Trainingsgerät inkl. i.v. Arm, i.o. Bein (inkl. 1x Kit i.o. Access), integrierte Ambu Wireless Technologie, Ambu Manikin Management Module, Transportkoffer

€ **9.912,<sup>50</sup>**

(€ 11.895,00 inkl. MwSt.)

**AKTIONSPREIS**

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

**Ambu** FOREVER FORWARD

**AMBUMAN® ARME UND BEINE****Umrüstsatz Arme und Beine für AmbuMan Instrument/Airway Instrument und AmbuMan Wireless/Airway Wireless**

Vorbereitet für die Verwendung mit Kit i.o. Access inkl. Hose und Transporttasche

Best. Nr. M234-000-706



€ **511,<sup>50</sup>**

(€ 613,80 inkl. MwSt.)

**AMBUMAN® AKKU PACK**

Akku-Pack für AmbuMan Wireless, Airway Wireless und Advanced

Best. Nr. M234-000-077



€ **314,<sup>50</sup>**

(€ 377,40 inkl. MwSt.)

**AIRSIM BRONCHI ATEMWEGSSIMULATOR**

Der langlebige Atemwegsmanagement-Trainer für die Intubation und Bronchoskopie

- Innovativer AirSim-Atemweg und Nasenhöhle aus CT DICOM-Daten
- Anatomisch korrekte innere Merkmale und genaue, visuelle Orientierungspunkte in den Atemwegen und im Nasengang
- Anatomisch korrekte Darstellung bis zu den Segmentbronchien (4. Generation)
- Aufblasbare Zunge mit lebensechtem Gewebe kann Ödeme simulieren
- Austauschbare Lungenbeutel, die sich bei korrekter Beatmung aufblasen
- Optional Simulationen für schwierigen Atemweg verfügbar - für fortgeschrittenes Training

**Erlernbare Fertigkeiten:**

- Diagnostische Bronchoskopie
- Einzelne nasotracheale Intubation
- Beatmungstechniken mit Beutelventilmaske (BVM)
- Vollständige Auswahl an supraglottischen Geräten
- Direkte Laryngoskopie
- Fiberoptische Wachuntersuchung
- Einsetzen des Endotrachealtubus
- Einsetzen des Combitubus
- Techniken zur Beatmung eines Lungenflügels

Best. Nr. M000-186-200 beinhaltet:

Tragetasche, USB-Stick-Bedienungsanleitung, 1 Flasche Schmierung, 3 Lungenbeutel für Erwachsene (replizieren zwei Lungen und Magen)



€ **2.422,<sup>50</sup>**

(€ 2.907,00 inkl. MwSt.)

**AKTIONSPREIS**

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

**Ambu** FOREVER FORWARD

**AMBUMAN® BASIC IQF**

**Für das optimale Training der Thoraxkompression und eine realistische Beatmung – präziserere und effektivere Gestaltung des HLW-Trainings bei Erwachsenen dank der neuen iQF-App**

- Robustes und kosteneffizientes BLS-Trainingsgerät
- Integrierte Feedback-Anzeige im Torso zur unmittelbaren Visualisierung von korrekter Kompressionstiefe und korrektem Beatmungsvolumen
- Ambu Hygienesystem für eine sichere Mund-zu-Mund- und Mund-zu-Nase-Beatmung
- Realistisches Heben und Senken des Brustkorbs während der Beatmung
- Einfaches AED Training
- Verbindung von bis zu 6 Trainingsgeräten
- Zwei iQF-Apps\* verfügbar (Instructor-iQF / Trainee-iQF)

\* Verfügbar für Android™ und iOS™

Inklusive Transporttasche



€ **602,<sup>50</sup>**

(€ 723,00 inkl. MwSt.)

**Best. Nr. M268-008-000** beinhaltet:

AmbuMan Basic iQF inkl. 1 Gesichtsmaske, 25 Einweg-Luftbeutel und 1 Trainingsjacke

**AMBUMAN® SAM IQF**

**Für das optimale Training der Thoraxkompression und eine realistische Beatmung - präziserere und effektivere Gestaltung des HLW-Trainings bei Erwachsenen dank der neuen iQF-App**

- Robustes und kosteneffizientes BLS-Trainingsgerät mit anatomisch korrekt geschlossenem Torso
- Integrierte Feedback-Anzeige im Torso zur unmittelbaren Visualisierung von korrekter Kompressionstiefe und korrektem Beatmungsvolumen
- Ambu Hygienesystem für eine sichere Mund-zu-Mund- und Mund-zu-Nase-Beatmung
- Einfaches AED Training
- Verbindung von bis zu 6 Trainingsgeräten
- Zwei iQF-Apps\* verfügbar (Instructor-iQF / Trainee-iQF)

\* Verfügbar für Android™ und iOS™

Inklusive Transporttasche



€ **370,-**

(€ 444,00 inkl. MwSt.)

**Best. Nr. M268-010-000** beinhaltet:

AmbuMan Sam iQF inkl. 1 Gesichtsmaske, 25 Einweg-Luftbeutel und 1 Trainingsjacke

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

**Ambu** FOREVER FORWARD

**AMBU® BABY IQF****Weiterentwicklung des Ambu Babys – präziserere und effektivere Gestaltung des HLW-Trainings dank der neuen iQF-App**

- Ventilation durch Heben und Senken des Brustkorbs sichtbar
- Hör- und spürbare Ausatmung durch Mund und Nase
- Beweglichkeit und Streckung des Kopfes ermöglichen eine exakte Positionierung zum Öffnen der Atemwege
- Ambu Hygienesystem verhindert das Risiko einer Kreuzkontamination
- Atemwegsobstruktion durch Umlegen des Schalters an der Seite simulierbar
- Verbindung von bis zu 6 Trainingsgeräten
- Zwei iQF-Apps\* verfügbar (Instructor-iQF / Trainee-iQF)

\* Verfügbar für Android™ und iOS™

Inklusive Transporttasche



**Best. Nr. M256-003-000** beinhaltet:

Ambu Baby iQF inkl. 5 Gesichtsmasken, 100 Einweg-Luftbeutel und 1 Strampler

€ **422,<sup>50</sup>**

(€ 507,00 inkl. MwSt.)

**HYPERGUARD FACE SHIELDS****NEU!****Face Shield – Beatmungstücher für das HWL Training mit Übungspuppen**

Ideal für alle Kursteilnehmer einer Erste-Hilfe-Ausbildung.

Die HypaGuard Face Shields sind geeignet für das Üben von Mund-zu-Mund sowie Mund-zu-Nase Beatmung beim HWL-Training mit Übungspuppen.

Die Beatmungstücher sind nur für Schulungszwecke zur Verwendung an Übungspuppen bestimmt!

**Best. Nr. MBS701** | Packung : Rolle mit 36 Stück



€ **9,<sup>96</sup>**

(€ 11,95 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

**AMBU BABY**

**Die naturgetreue Simulation eines einjährigen Säuglings für das Üben moderner Wiederbelebungsmaßnahmen**

- Kopf zur Seite dreh- und nach hinten streckbar, Luftwege öffnen sich nur bei korrekter Kopfüberstreckung
- Naturgetreue Anatomie
- Patentiertes Ambu-Hygiesystem
- Fühlbarer Brachialispuls
- Hör- und spürbare Ausatmung durch Mund und Nase

Inklusive Tragetasche

**Best. Nr. M256-001-000** beinhaltet:

Ambu Baby inkl. 5 Gesichtsmasken, 100 Einweg-Luftbeutel, Höschen und grauer Tragetasche



€ **330,50**

(€ 396,60 inkl. MwSt.)

**AMBU JUNIOR**

**Kosteneffizientes BLS Algorithmus-Trainingsgerät**

- Naturgetreue Anatomie eines Kleinkindes
- Realistisches Training der Thoraxkompression
- Patentiertes Ambu Hygiesystem für Mund-zu-Mund Beatmung
- Beutel-Masken Beatmung
- Sichtbares Heben und Senken des Brustkorbes
- Luftwege öffnen sich nur bei korrekter Kopfüberstreckung
- Einfaches AED Training durch realistische Platzierung der Defibrillationselektroden
- Geeignet zur Wasserrettung

Inklusive Tragetasche

**Best. Nr. M282-010-000** beinhaltet:

Ambu Junior inkl. 5 Mund-Nase Stücke, 5 Abdichtungsringe, 25 Einweg-Luftbeutel, T-Shirt, Hose und Tragetasche



€ **681,08**

(€ 817,30 inkl. MwSt.)

**AMBUMAN® SCHOOL**

**Trainiert sämtliche Maßnahmen des BLS, ideal für die Ausbildung in Schulklassen.**

- Ambu Hygiesystem verhindert eine Kreuzkontamination
- Kompaktes und mobiles Trainingsgerät
- Einfaches Training der Thoraxkompression
- Geschlossener Torso
- Problemlose Platzierung von Defibrillationselektroden, um den Umgang mit einem AED zu erlernen.

**10er Set für optimales Gruppentraining**

**Best. Nr. M268-007-000** | Packung mit 10 Stück



Preis 10er Set

€ **533,25**

(€ 639,90 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

**Ambu** FOREVER FORWARD

**NEUGEBORENEN PFLEGE – UND ALS SIMULATOR****Übungsmöglichkeiten:****Luftwege, Atmung und Beatmung**

- Anatomische Landmarken
- Auskultation der Lunge während der Beatmung
- Beidseitige Lungenfüllung mit gut sichtbarem Heben des Brustkorbs
- Einführen eines ET Tubus
- Manuelle Kontrolle von Beatmungsrate und -tiefe
- Überdruckbeatmung
- Realistische Brustkorbkompressionen
- Sellick Handgriff
- Unilaterale Brustbewegungsoption (kollabierte Lunge und Hauptstamm Intubation)

**Geburtsanomalien**

- Neuralrohrdefekt (Meningomyelozele) einfach am Rücken anzubringen
- Nabelschnurbruch (Omphalozele)

**Thoraxdrainage**

- Übung der Anlage und Pflege einer Thoraxdrainage

**Reinigung und Windelwechsel**

- Übung von Reinigung, Baden und Windelwechsel
- Wasserdicht und komplett untertauchfähig

**Gastrointestinal (GI)**

- Erlaubt das Üben des Einführens und Absaugens mit OG/NG Tuben

**Beurteilung und Vermessung**

- Beurteilen und vermessen Sie jedes Körperteil (Kopf, Nabelrest, Haut etc.)

**Haut**

- Weichheit und Textur von echter Haut

**Monitoring**

- Verschiedene Monitore, Sensoren und Elektroden können angelegt und angeschlossen werden

**Absaugen**

- Übung der Absaugung von Nase, Rachenraum und Magen

**Nabelrest**

- Kann einfach angebracht und entfernt werden
- Patentierte Nabelschnur mit venösem und arteriellem Zugang

**Venöser Zugang**

- Erlaubt das Anwenden von IV-Kathetern oder Butterfly-Kanülen
- IV (intavenös) Hand und Fuß mit realistischem Flashback durch Drucksystem

€ **1.677,-**

(€ 2.012,40 inkl. MwSt.)

**Best. Nr. MBA96 beinhaltet:**

Simulator, 2 auswechselbare Luftwege, bilaterale Lunge, kollabierte Lunge, funktionale (patentiert) Nabelschnur, Omphalozele, Meningomyelozele, 2 Handhäute, 2 Fußhäute, Venensystem für Hand, Venensystem für Fuß, 2x 500 ml Flüssigkeitsbeutel, 3 cc Spritze mit Nadel, 25 Gauge Infusions-Butterflynadel, 25 ml Spritze, Kunstblutpulver, Gleitmittel, Babypuder und Transportkoffer

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

## SUSIE / SIMON KRANKENPFLEGEPUPE

Diese Krankenpflegepuppe (Erwachsener) bietet eine Vielzahl an Trainingsmöglichkeiten in der **Grund- und Behandlungspflege**.

Nacken sowie die Gelenke der Arme und Beine lassen sich in jede natürliche Position bewegen.

Weiche Haut, bewegliche Füße, Finger und Zehen sowie eine Perücke lassen diese Krankenpflegepuppe sehr realistisch erscheinen.

### Übungsmöglichkeiten:

- Haarpflege und Narbenabdeckung
- Baden
- Verband anlegen
- Mund- und Zahnprothesenpflege (beweglicher Kiefer mit herausnehmbaren Zahnprothesen)
- Augen- und Ohrspülung
- I.m. (intramuskuläre)-Injektion am Oberarm und Gesäß
- Kolostomie-, Ileostomie- und suprapubische Stomaversorgung
- Nasen-/Magen-Spülungen und Sondenernährung
- Katheterisierung (männlich und weiblich)
- Einlaufverabreichung
- Scheidenspülung und PAP-Abstrich

Best. Nr. MB1005785



€ **1.687,-**

(€ 2.024,40 inkl. MwSt.)

## STANDARD SKELETT STAN

Das Standard Skelett Stan ist aufgrund seiner sehr guten, widerstandsfähigen Qualität ausgezeichnet in Krankenhäusern, Schulen, Universitäten und Laboratorien einsetzbar und wird seit Jahrzehnten auf der ganzen Welt für den **Anatomieunterricht** genutzt.

- Erstklassiger Naturguss
- Endmontage in Handarbeit
- Hergestellt aus haltbarem, unzerbrechlichem Kunststoff
- Auf stabilem Metallstativ mit 5 Rollen (weiß lackiert)
- Annähernd realistisches Gewicht der ca. 200 Knochen
- Natürliche Skelett-Größe
- 3-teilig montierter Schädel
- Einzelne eingesetzte Zähne
- Schädel mit magnetischen Verbindungen
- Schnell und einfach abnehmbare Gliedmaßen

Lieferung inkl. Metallstativ und transparenter Staubschutzhülle

Best. Nr. MB1020171



€ **309,-**

(€ 370,80 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

# ÜBUNGSMODELLE

## ADVANCED VENIPUNCTURE ARM – LIGHT

Der Advanced Venenpunktionsarm verfügt über ein geschlossenes Blutflusssystem mit Blutbeutel und Infusionsständer. Das fortschrittliche Pumpensystem reduziert interne Leckagen für eine benutzerfreundlichere Erfahrung.

### Erlernbare Fertigkeiten:

- Venenpunktion
- Intravenöse (i.v.) Kanüle (dorsaler Mittelhandknochen & ACF)
- Intravenöse (i.v.) Infusion
- Professionelle Kommunikation mit dem Patienten
- Praxis der aseptischen Technik

### Produkteigenschaften:

- Die Einspannvorrichtung des Armes ermöglicht das korrekte Positionieren der Venen, wiederholbare Übungseinheiten und einen einfachen Tausch von Haut und Venen
- Realistische und fühlbare Venenhaptik
- Kompatibel mit Vakuum-Blutentnahmesystemen, Nadel & Spritze und intravenösen (i.v.)-Kanülen
- Verabreichung von intravenösen (i.v.)-Flüssigkeiten
- Realistische Darstellung der Regionen Fossa antecubitalis (ACF) und Vena metacarpalis
- Realistischer Blutrückfluss
- Venen können bis zu 500 Stichen einer 21G Nadel standhalten
- Hautoberfläche mit Wasser und Seife waschbar
- Venen sind leicht zu ersetzen und zu reinigen
- Enthält Latex
- Palpierbare Venen: Vena basilica, Vena cephalica, dorsale Metacarpalvenen, Vena mediana cubiti



#### Best. Nr. M70300 beinhaltet:

- 70306 ACF Venenmodul (2er-Set)
- 70307 Metacarpal-Venenmodul (2er-Set)
- 70312 Venipuncture Arm Haut – Light
- 00335 Infusionsschlauch für die Venenpunktion
- 00302 Armauflage der Venenpunktion
- 00303 Wiederbefüllbare Flasche
- 70315 Unter Druck stehender Venenpunktionsarm Mock Blood Supply

€ **882,92**

(€ 1.059,50 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst



**BSS DAY 1 KIT**

Übungsmodul zum Erlernen der chirurgischen Basisfähigkeiten –  
Knüpftechniken, Nahttechniken und der Umgang mit verschiedenen Geweben.

**Erlernbare Fertigkeiten:**

- Knoten binden:  
Einhändig Kreuzknoten, Knoten mit Instrumenten, chirurgischer Knoten, Knoten in der Tiefe
- Nahttechniken:  
Halten/Manipulation der Nadeln, Einzelknopfnah, Einfach- & Matratzenstich, fortlaufend, subcutan
- Hauptläsionen & Lokal-Anästhesie Techniken:  
Üben an einer Hauptläsion, Üben an einer Talgzyste
- Hämostasis:  
Abbinden mittels Clip, dauerhaftes Abbinden, Fixieren von Ligaturen
- Handling von Darmgewebe:  
End zu End Einzelknopfnähte
- Handling von feinem Gewebe:  
Reparatur und Sehnen

**Best. Nr. M50070** beinhaltet:

- 50061 zweischichtiger Darm 30 mm
- 50074 BSS Läsion & Zyste
- 50051 BSS Bord
- 50056 BSS Sehnen Reparaturtrainer
- 00550 Haut Pad Jig Mk 3
- 50054 BSS weiches Gewebe Rückhalte-Set
- BSS Knot Tying Trainer
- Haut Pad
- Hämostasis Pad

**€ 479,<sup>17</sup>**

(€ 575,00 inkl. MwSt.)

**BSS DAY 1 REFILL PACK****Best. Nr. M50072** beinhaltet:

- 50061 zweischichtiger Darm 30 mm
- 50074 BSS Läsion & Zyste
- 50059 BSS Sehne (2er Pack)
- Haut Pad
- Hämostasis Pad

**€ 135,<sup>58</sup>**

(€ 162,70 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst



## WOUND CLOSURE PAD

Ein hervorragendes, kostengünstiges 1-Schicht-Starter-Pad Wundverschlusskissen zum Demonstrieren, Trainieren und Üben der grundlegenden Fähigkeiten im Zusammenhang mit Wundverschluss.

### Erlernbare Fertigkeiten:

- Einen Einschnitt machen
- Einzelknopfnah und Knüpfechniken
- Auftragen von Hautklebstoffen
- Klammern

### WCP - LIGHT SMALL (Pack of 12):

**Best. Nr. M00042** | Packung mit 12 Stück

- Abmessungen: 125 x 72 mm
- Funktioniert mit allen gängigen Hautklebstoffen
- Latexfrei



**AKTIONSPREIS**

€ **40,-**

(€ 48,00 inkl. MwSt.)

### WCP - LIGHT LARGE (Pack of 6):

**Best. Nr. M00041** | Packung mit 6 Stück

- Abmessungen: 145 x 125 mm
- Funktioniert mit allen gängigen Hautklebstoffen
- Latexfrei



**AKTIONSPREIS**

€ **40,-**

(€ 48,00 inkl. MwSt.)

## IM INJECTION TRAINER

Der IM (intramuskuläre) Injektionstrainer für das schnelle und effektive Training der intramuskulären Injektions- und Impftechniken, sowie der subcutanen Injektion.

### Erlernbare Fertigkeiten:

- Intramuskuläre Injektions- und Impftechnik
- Subcutane Injektion
- Handhabung des Gewebes
- Erlaubt mit verschiedenen Nadelgrößen und Injektionswinkeln zu üben

### Produkteigenschaften:

- Ermöglicht die intramuskuläre Injektion
- Hält Injektionen mit Flüssigkeit stand
- Realistische anatomische Schichten sind leicht zu identifizieren
- Realistische Gewebeschichten ermöglichen einen lebensnahen Nadelwiderstand
- Durch die aufnehmende Muskelschicht können die Auszubildenden erkennen, ob die Nadel korrekt platziert wurde
- Langlebiges Material, Produkt trocken lagern
- Haut fühlt sich weich und warm an
- Latexfrei

**Best. Nr. MSPEC162** | Packung mit 10 Stück



Preis 10er Set

€ **1.416,<sup>75</sup>**

(€ 1.700,10 inkl. MwSt.)

Verwenden Sie zum Üben der Injektion nur Wasser. Kann mit allen klinisch verwendeten Standardtrainingsprodukten gereinigt werden (zur Reinigung wird die Verwendung einer kleinen Menge Milton-Desinfektionsflüssigkeit empfohlen).

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst



## IV ACF PAD

Dieses Umschnallpad kann zum Trainieren der Venenpunktion verwendet werden und repräsentiert die Fossa antecubital des rechten Arms.

### Erlernbare Fertigkeiten:

- Professionelle Kommunikation mit dem Patienten
- Erkennung des Venenmusters durch Abtasten
- Einführen einer Nadel
- Einsetzen einer Kanüle
- Management des Blutflusses

### Produkteigenschaften:

- Ideal für die szenarienbasierte Schulung mit simulierten Patienten
- Befestigung an der Fossa antecubital des Arms
- Venen sind selbstdichtend für wiederholten Gebrauch, über ein Einwegventil wiederbefüllbar, unter Druck mit Scheinblut versorgt und austauschbar
- Die Epidermis ist austauschbar und mit Wasser und Seife waschbar
- Robuste Trägerplatte gegen Nadelstichverletzungen
- Enthält Latex
- Nur zur Verwendung mit Mock Blood - Venous (Art. Nr. 00223)

Best. Nr. M00140



€ **187,<sup>50</sup>**

(€ 225,00 inkl. MwSt.)

**AKTIONSPREIS**

## THREE VEIN PAD

Das Drei-Venen-Umschnallpad aus Weichgewebe verfügt über drei gerade Venen – eine davon hat eine pädiatrische Größe

### Erlernbare Fertigkeiten:

- Professionelle Kommunikation mit dem Patienten
- Einführen einer Nadel
- Einsetzen einer Kanüle
- Management des Blutflusses

### Produktqualitäten:

- Ideal für die szenarienbasierte Schulung mit simulierten Patienten
- Gurte können am Arm oder am Handrücken befestigt werden
- Venen sind selbstdichtend für wiederholten Gebrauch, austauschbar und wiederaufladbar über ein Einwegventil
- Lumengrößen der Venen: 1 mm, 4 mm, 6 mm
- Die Epidermis ist austauschbar und mit Wasser und Seife waschbar
- Robuste Trägerplatte gegen Nadelstichverletzungen
- Enthält Latex
- Nur zur Verwendung mit Mock Blood - Venous (Art. Nr. 00223)

Lieferung mit Scheinblut unter Druck

Best. Nr. M00161



€ **187,<sup>50</sup>**

(€ 225,00 inkl. MwSt.)

**AKTIONSPREIS**

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst



## KNOT TYING TRAINER

Ein umfangreicher Trainer zum Lehren und Erlernen aller chirurgischer Knüpftechniken.

### Erlernbare Fertigkeiten:

- Knüpftechniken mit einer Hand
- Knüpfen in kleinen Öffnungen, Knüpfen in tiefen Vertikalen und weiten Öffnungen
- Chirurgischer Knoten
- Laufknoten

### Produkteigenschaften:

- Einzigartiges Magnetsystem, das den Gewebezug darstellt
- Parallel elastische Knüpfschläuche simulieren realistisch die Gewebereaktion
- Leicht und kompakt
- Transparente Zylinder erlauben Beobachtung und Kontrolle des Lernfortschritts

#### Best. Nr. M50050 beinhaltet:

- Basis mit Zylinder
- Knot Tying Spannhaken (3er Set)
- 50158 Knüpfschläuche (3er Pack)
- 50164 2 farbige Schnüre (3er Pack)



€ **253,<sup>25</sup>**

(€ 303,10 inkl. MwSt.)

## PARACENTESIS TRAINER

Der Parazentese-Trainer bietet eine doppelte Funktionalität für diagnostische und therapeutische Verfahren. Durch Palpation oder ultraschallgeführte Techniken können Nadel und Katheter in den unteren Bauchquadranten eingeführt werden, ohne Leber, Milz und Darm zu beeinträchtigen.

### Erlernbare Fertigkeiten:

- Kenntnisse der abdominalen Regionen und der Anatomie
- Identifizierung übermäßiger Flüssigkeitsansammlung
- Einführung von Nadel und Katheter

### Produkteigenschaften:

- Rumpf mit Knochenstrukturen und Nabel
- Interne Anatomie umfasst Leber, Milz, Verdauungsorgane + schwimmenden Darmtrakt
- Realistisches Verhalten der Nadel
- Interne Anatomie im Ultraschall sichtbar
- Kosteneffektive, selbstabdichtende Einsätze
- Zwei Kammern können für das Üben des Einführens und Entfernens einer Drainage mit Wasser gefüllt werden
- Latexfrei

#### Best.Nr. M60100 beinhaltet:

- |  |  |
|--|--|
| • 60101 Haut für Parazentese             | • 60106 Gleitender Darm für Parazentese (2x) |
| • 60113 Parazentese-Pads (2x)            | • 60107 Klemmring für Parazentese (2x)       |
| • 60103 Leber für Parazentese            | • 60108 Parazentese-Nachfüllsystem, groß     |
| • 60104 Milz für Parazentese             | • Basiseinheit                               |
| • 60105 Darmeinsatz für Parazentese (2x) | • Tragetasche                                |



Preis auf Anfrage

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

**AUGMENTED REALITY TRAINING - A.R.T. MATTEN****NEU!**

Brandneue Technologie für die Ausbildung in der Lumbalpunktion, Thoraxdrainage, Katheterisierung und Geburtssimulation.








Limbs & Things **Augmented Reality Training (kurz ART)** nutzt die neueste AR-Technologie, um wichtige Simulationsprodukte zu verbessern. ART ermöglicht dem Anwender beim Training ab sofort "unter die Haut" schauen zu können.

Mittels **A.R.T. Matte und App** wird die innere Anatomie sowie angewendete Verfahren in einem interaktiven **3D-Raum visualisiert**.

Die Apps sind sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte verfügbar. Die Matten sind bei Neuanschaffung eines Trainers bereits im Lieferumfang inkludiert, optional können A.R.T. Matten für bereits bestehende Simulatoren nachgerüstet werden - Bitte kontaktieren Sie uns.

**A.R.T. Matten gibt es für folgende Produktgruppen:**

**Preise auf Anfrage**

**Lumbalpunktionstrainer****Thoraxdrainagetrainer****Katheterisierungstrainer****Prompt Flex Geburtssimulator**

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst



## EPIDURAL & LUMBALPUNKTIONS TRAINER

Diese Produktreihe (Trainer in 3 Ausführungen erhältlich) ermöglicht ein realitätsnahes, wiederholbares und kosteneffektives Üben der grundlegenden Fähigkeiten zur Lumbalpunktion und Epiduralanästhesie mit palpations- und ultraschallgeführter Technik. Der Trainer ist mit austauschbaren Gewebeeinsätzen sowie einer bleibenden Wirbelsäule und Dura ausgestattet, die das Gefühl bei der Punktion der Dura und bei Entnahme und Messung der CSF sehr realitätsnah nachahmen.

Alle drei Modelle haben eine gemeinsame Basis und bieten verschiedene Komplexitätsstufen für ein breites Teilnehmerspektrum, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen.

### Erlernbare Fertigkeiten:

- Identifizierung der Beckenkämme
- Durchführung diagnostischer Lumbalpunktionen
- Verabreichung von Lokalanästhesie-Injektionen
- Sammlung und Messung der Zerebrospinalflüssigkeit (CSF)
- Verabreichung einer Epiduralanästhesie
- Verabreichung von therapeutischen Behandlungen (Antibiotika oder Chemotherapeutika)
- Durchführung von Eingriffen im Sitzen und in der Linksseitenlage



### Produkteigenschaften:

- Der Simulator erzeugt ein deutliches "Pop"-Gefühl" beim Durchstechen der Dura während einer Lumbalpunktion
- Tastbares Kreuzbein, Beckenkamm
- Nadeleinführung zwischen den Wirbeln möglich
- Lendenwirbel zwischen L2 und L5 mit Dornfortsätzen
- Fettpölster können angelegt werden, um die Körperform des Patienten zu variieren
- Latexfrei

### • 60130 A.R.T. Matte für die Lumbalpunktion inklusive

Den Epidural & Lumbalpunktions Trainer gibt es in 3 Ausführungen:

**Best. Nr. M61000 Epidural & Lumbalpunktions Trainer** Standard

**Best. Nr. M61001 Epidural & Lumbalpunktions Trainer** Advanced

**Best. Nr. M61002 Epidural & Lumbalpunktions Trainer** Ultrasound

Preise auf Anfrage

### Jetzt NEU:

Lumbalpunktions- und Epiduraltrainer mit dem neuesten **Augmented Reality Training (ART)**.

Verbessert das Training der Lumbalpunktion und Epiduralanästhesie mit einem interaktivem 3D-Raum und AR-Anatomie.

Mithilfe der Limbs&Things ART-App können verschiedene Überlagerungen angezeigt werden, wie: Muskulatur, Organe und Gefäße sowie Skelettstruktur.



**Optional können auch A.R.T Matten für bereits bestehende Simulatoren nachgerüstet werden - bitte kontaktieren Sie uns.**

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst



## CHEST DRAIN & NEEDLE DECOMPRESSION TRAINER

Dieses Produkt ist der ideale Simulator für Schulungen in chirurgischer und führungsdrahtgestützter Thorakostomie und Thorakozentese, Thoraxdrainage und Nadeldekompressionstechniken. Das Einführen einer Thoraxdrainage ist bei beiden Pad-Typen möglich, wobei das öko-transparente Material des **Advanced-Modells** das **Üben der Seldinger-Ultraschalltechnik** ermöglicht.

### Erlernbare Fertigkeiten:

- Nadelkompression/Nadelthorakostomie eines Spannungspneumothorax sowohl im 2. als auch im 5. Interkostalraum
- Offene oder eingeschränkte Einführung des Tubus in den Brustraum
- Seldinger-Technik
- Befestigung des Tubus an der Brustwand
- Management von Pleuraergüssen

### Produkteigenschaften:

- Erwachsener männlicher Thorax mit Knochen- und Weichteilgewebestruktur
- Interne Ultraschallanatomie
- Realistischer Luftablass beim Einführen der Nadel
- Kunstblut kann zur Darstellung von Pleuraergüssen genutzt werden
- Kostengünstige, austauschbare Einsätze

#### Best. Nr. M60230 beinhaltet:

- Torso mit Brustdrainage-Nadel-Dekompressionspumpe, Brustdrainage-Atemschaukelpumpe, 12-teiliges geschlitztes Halteknopf-Set mit Spannschlüssel
- 60231 Nadel-Dekompressionspads(2er-Set)
- 60232 Thorax-Drainage-Pads, Erweitert (2er-Set)
- 60234 Thorax-Drainage-Pads, Standard (2er-Set)
- 60235 Thorax-Drainage-Rippenrahmen links
- 60237 Thorax-Drainage-Rippenrahmen rechts
- 60238 Lunge für Thorax-Drainage
- 60239 Zwerchfell für Thorax-Drainage (2er-Set)
- 60240 Rippen für Thorax-Drainage (12er-Set)
- Transporttasche
- 60132 **A.R.T. Matte für die Thoraxdrainage inklusive**



Preis auf Anfrage

#### Jetzt NEU:

Thoraxdrainagetrainer mit dem neuesten **Augmented Reality Training (ART)**. Verbessert das Thoraxdrainage - und Nadeldekompressions-Training mit einem interaktivem 3D-Raum und AR-Anatomie.



**Optional können auch A.R.T Matten für bereits bestehende Simulatoren nachgerüstet werden - bitte kontaktieren Sie uns.**

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

## CATHETERIZATION TRAINER SET

Das Standard-Katheterisierungs-Trainer-Set enthält sowohl männliche als auch weibliche Module für das Katheterisierungstraining. Austauschbare Module passen auf die mitgelieferte Standard-Trainerbasis und ermöglichen das Üben grundlegender Verfahren sowie fortgeschrittenere Fähigkeiten des suprapubischen Kathetermanagements.

### Erlernbare Fertigkeiten:

- Richtiger Umgang mit männlicher und weiblicher Anatomie
- Aseptische Katheterisierungstechnik
- Katheterentfernung
- Harnkatheterisierung
- Flüssigkeitsmanagement
- Suprapubisches Kathetermanagement an der weiblichen Anatomie

### Produkteigenschaften:

- Geschmeidige Harnröhre und widerstandsfähiger Schließmuskel für eine realistische Reaktion
- Einzelne Module (male/female) schnell und einfach austauschbar
- Verbesserte innere Anatomie, um ein sanftes Einführen des Katheters in die Blase zu ermöglichen
- Latexfrei
- **inkl. A.R.T. Matte für die Katheterisierung**



Preise auf Anfrage

#### Best. Nr. M60853 Standard beinhaltet:

- 60855 Katheterisierungsmodul Mann
- 60856 Katheterisierungsmodul Frau
- 60864 Beckenschale & Ständer
- 60859 Vorhaut zur Katheterisierung (3er-Set)
- 60863 Wassersystem
- 60862 Aseptische Katheterisierungsmanschetten (2er-Set)
- 60891 Gleitgel (500 ml) mit Spritze
- 50185 Antimykotikum Milton (500 ml)
- 60867 Verlängerungsschlauch für Wasser
- Nierenschale aus Kunststoff
- Französischer Foley-Katheter der Größe 14
- 60131 **A.R.T. Matte Katheterisierungstrainer inklusive**

#### Best. Nr. M60854 Advanced beinhaltet:

- 60855 Katheterisierungsmodul Mann
- 60856 Katheterisierungsmodul Frau
- 60864 Beckenschale & Ständer (2er-Set)
- 60859 Vorhaut zur Katheterisierung (3er-Set)
- 60863 Wassersystem (2er-Set)
- 60862 Aseptische Katheterisierungsmanschetten (4er-Set)
- 60891 Gleitgel (500 ml) mit Spritze (2er-Set)
- 50185 Antimykotikum Milton (500 ml) (2er-Set)
- 60867 Verlängerungsschlauch für Wasser (2er-Set)
- Nierenschale aus Kunststoff (2er-Set)
- Französischer Foley-Katheter der Größe 14 (2er-Set)
- 60131 **A.R.T. Matte Katheterisierungstrainer inklusive**

#### Jetzt NEU:

Katheterisierungstrainer mit dem neuesten **Augmented Reality Training (ART)**.

Verbessert das Katheterisierungstraining mit einem interaktivem 3D-Raum und AR-Anatomie.



Optional können auch A.R.T. Matten für bereits bestehende Simulatoren nachgerüstet werden - bitte kontaktieren Sie uns.

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

## PROMPT FLEX (Standard) – GEBURTSSIMULATOR

PROMPT Flex ist ein innovatives Produkt von Limbs & Things und eine Weiterentwicklung des PROMPT Birthing Simulator. Mit einem verbesserten Design und zusätzlichen Funktionen setzt Limbs & Things einen neuen Maßstab für Trainingssimulationen dieser Art. Durch anatomische Präzision und unterschiedliche Features bietet dieser **Simulator eine optimale Lösung um alle für eine Geburt benötigten Fähigkeiten zu erlernen.**

Der PROMPT Flex - Geburtssimulator bietet ein flexibles System für den Unterricht, als selbst stehendes Demonstrationsobjekt und für das Training am simulierten Patienten. Zusätzliche Module erweitern die Trainingsmöglichkeiten um die Beurteilung der Cervix, die Durchführung eines Kaiserschnitts und Maßnahmen bei Blutungen post partum.

### Erlernbare Fertigkeiten:

- Kommunikation & Fähigkeiten der Teamarbeit
- Normallage (spontane vaginale Geburt)
- Beckenendlage
- Mauriceau-Smellie-Weit-Manöver in Steißlage
- Schulterdystokie-Management
- Instrumentaler Support (Geburtszange & Saugglocke)
- Geburt der Plazenta
- Nabelschnurvorfall
- IM-Injektion

### Produkteigenschaften:

- Bewegliche Oberschenkel für das McRoberts-Verfahren
- Vollständig, bewegliches Baby
- Realistischer Beckenboden
- Dehnbares Perineum
- Weicher, flexibler Geburtskanal
- Latexfrei



**AKTIONSPREIS**

**€ 5.666,<sup>67</sup>**

(€ 6.800,00 inkl. MwSt.)

### Best. Nr. M80100 PROMPT Flex - Standard beinhaltet:

- |  |  |
|--|--|
| • 80120 Gebärende Mutter (mit Oberschenkeln) | • 80130 Bettgurte  |
| • 80121 Standard Baby                        | • 10193 Gleitmittel  |
| • 80123 Plazenta                             | • 01000 Tragekoffer mit Rollen   |
| • 80124 Abdomen für PROMPT Flex              | • 60133 <b>A.R.T. Matte für PROMPT Flex Geburtssimulator inklusive</b> |
| • 80125 Perineum und Geburtskanal            |  |

### Jetzt NEU:

Geburtssimulator PROMPT Flex mit dem neuesten **Augmented Reality Training (ART)**. Verbessert das Geburtssimulationstraining mittels interaktivem 3D-Raum und AR-Anatomie. Für ein dynamisches Erlebnis mit überlagerter Anatomie und fesselnden Verfahrensanimationen



**Optional können auch A.R.T Matten für bereits bestehende Simulatoren nachgerüstet werden - bitte kontaktieren Sie uns.**

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

## PROMPT FLEX (Advanced) – GEBURTSSIMULATOR

Zusätzlich zur Funktionalität des PROMPT Flex Standard-Modells verfügt diese Version über ein Bluetooth-fähiges Force Monitoring Baby. Während der Wehen gibt es eine Kraftschwelle, die bei einer Schulterdystokie zu einer Verletzung des Plexus brachialis führen kann. Das Force Monitoring Baby misst die Kraft, die die Trainierenden während der Übungen aufbringen und auf das Simulator-Baby übertragen. In Verbindung mit der Limbs & Things-Geburtssimulator-Software haben Ausbilder die Möglichkeit, die durchgeführten Aktionen und Eingriffe sowie die Zeit bis zur Geburt des Babys aufzuzeichnen.

**Best. Nr. M80106** PROMPT Flex - **Advanced** beinhaltet:

- 80120 Gebärende Mutter (mit Oberschenkeln) - erweitert
- 80122 drahtlose Kraftüberwachung Baby (Bluetooth)
- 80123 Plazenta
- 80124 Abdomen für PROMPT Flex
- 80125 Perineum und Geburtskanal für PROMPT Flex
- 80130 Bettgurte
- 10199 Gleitmittel (500ml)
- 01000 Tragekoffer mit Rollen
- Geburtssimulator-Software-App, von der Website downloadbar (Tablet nicht inkludiert)
- 60133 **A.R.T. Matte für PROMPT Flex**



**Preis auf Anfrage**

**Jetzt A.R.T. Technologie (Matte + App)  
auch für den PROMPT Flex Advanced!**

## CLINICAL FEMALE PELVIC TRAINER (CFPT) MK 3

Der CFPT Mk 3 ist eine **anatomisch präzise und lebensnahe Simulation des weiblichen Beckens** zum Erlernen von Untersuchungstechniken und des Diagnostizierens von pathologischen Veränderungen und Abnormalitäten.

### Erlernbare Fertigkeiten:

- Erfassen der physiologischen Perineal- und Beckenanatomie inkl. der knöchernen Orientierungspunkte
- Digitale vaginale und rektale Untersuchung
- Bi-manuelle Untersuchung

### Produkteigenschaften:

- Alle Bestandteile sind latexfrei
- Einfache Reinigung der Module
- Einzelne Module schnell und einfach austauschbar
- Weiches und stabiles Perineum und Labien

**Best. Nr. M60900 Standard** beinhaltet:

- 60910 CFPT Abdominaleinsatz
- 60920 CFPT Modul 1 (Normal - Zervix Nullipara)
- Unterer Torso
- Basis
- Tube Gleitgel auf Wasserbasis
- Tragekoffer - Trainer



**Preis auf Anfrage**

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst



## BREAST EXAMINATION TRAINER (Basic / Standard / Advanced)

An dieser **lebensnahen Simulation der weiblichen Brust** können der klinische Untersuchungsgang und die dafür benötigte Feinfühligkeit erlernt werden. Durch das realistische weiche Gewebe und die Vielzahl an austauschbaren pathologischen Strukturen ist der **Brust-Untersuchungs-Trainer** nicht nur für den Unterricht in der humanmedizinischen Ausbildung, sondern auch für die Exploration durch den Übenden selbst sehr gut geeignet.

### Erlernbare Fertigkeiten:

- Klinische Brustuntersuchung
- Selbstuntersuchung der Brust
- Identifizierung der anatomischen Strukturen und Lymphknoten
- Ortung und Diagnose von Krankheitsbildern
- Arzt-Patienten-Kommunikation

### Produkteigenschaften:

- Krankheitsbilder umfassen Karzinome, Zysten, zystische Fibrosen und Fibroadenome
- Krankheitsbilder liegen in verschiedenen Lagen vor und lassen sich leicht ändern
- Zweifach nutzbares Modell – zum Aufstellen auf dem Tisch und für simuliertes Training am Patienten
- Latexfrei



Preise auf Anfrage

Best. Nr. M40202 Basic

Best. Nr. M40200 Standard

Best. Nr. M40201 Advanced

Sie erhalten im Set folgende Bestandteile:	Advanced	Standard	Basic
Tragbare Examination - Brust	•	•	•
40204 Pathologien	•	•	•
40205 Brustuntersuchungseinsätze	•	•	•
40206 Brustpathologiensupport	•	•	•
40207 Brustrückenplatten	•	•	•
40208 Brustuntersuchungstorso	•	•	
40203 Lymphknoten Pads + Lymphknoten	•		

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst



## ABDOMINAL EXAMINATION TRAINER

Der Abdominal Examination Trainer ermöglicht das Erlernen und Üben der für die abdominale oder gastrointestinale (GI) Untersuchung erforderlichen Techniken, wie die Palpation, Auskultation und Perkussion. Der Trainer wird mit austauschbaren pathologischen Organen und Gewebemassen geliefert, die alle schnell und einfach in den Abdominal Examination Trainer eingesetzt werden können. Gasausdehnung und Aszites können ebenfalls simuliert werden.

### Erlernbare Fertigkeiten:

- Kenntnisse der abdominalen Regionen und der Bauchanatomie
- Unterscheidung von normalen und anormalen Pathologien
- Identifizierung von Aszites
- Überblähungen des Darmes und Darmverschluss
- Abtastung der Nieren

### Produkteigenschaften:

- Rumpf mit Knochenstrukturen, Abdomen, Becken und unterem Thorax
- austauschbare Organe und Pathologien in verschiedenen Formen und Größen
- Atembewegungen von Milz und Leber
- Realistische Geräusche durch integrierten MP3-Player
- "Shifting Dullness" und Fluktuationwellen-Techniken können geübt werden
- Simulation normaler und aneurysmatischer Aorta-Pulswellen
- Latexfrei
- **A.R.T. Matte\*** [Coming Soon](#)



Preis auf Anfrage

### Best. Nr. M60000 Abdominal Examination Trainer beinhaltet:

- 60005 Basiseinheit für Bauchuntersuchungen
- 60006 Bauchuntersuchungs-Haut
- 60007 Bauch-Rektus-Beutel
- 60008 Organlokalisierer für Bauchuntersuchungen
- 60009 Bauchdecke
- 60010 Leber für Bauchuntersuchung (3er-Set)
- 60011 Milz für Bauchuntersuchung (2er-Set)
- 60012 Nieren für Bauchuntersuchung (2er-Set)
- 60013 Blase für Bauchuntersuchung
- 60014 Pathologien der Bauchuntersuchung (6er-Set)
- 60015 Aorten (2er-Set)
- 60016 Dehnungsset für die Bauchuntersuchung
- 60047 Aszitesbeutel für Bauchuntersuchungen
- Transporttasche

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst

## BLUE SENSOR – EKG-ELEKTRODEN

### LANGZEIT-EKG

Ø 68 mm, Nassgel (hypoallergen), rund, dezentrierter Anschluss, Mikroporöser Vliesträger

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Blue Sensor VLC	MVLC-00-S/25	-	Druckknopf



Ø 68 mm, Nassgel, rund, dezentrierter Anschluss, Mikroporöser Vliesträger

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Blue Sensor VL	MVL-00-A/25	-	4,0 mm Bananenstecker
	MVL-00-S/25	-	Druckknopf
	MVL-50-A/25	50	4,0 mm Bananenstecker
	MVL-50-K/25	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor



Ø 55 mm, Nassgel, rund, dezentrierter Anschluss, Mikroporöser Vliesträger

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Blue Sensor L	ML-00-A/25	-	4,0 mm Bananenstecker
	ML-00-S/25	-	Druckknopf



### BELASTUNGS-EKG

Ø 48 mm, Nassgel, rund, dezentrierter Anschluss, Schaumstoff

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Blue Sensor R	MR-00-A/25	-	4,0 mm Bananenstecker
	MR-00-S/25	-	Druckknopf



Ø 48 mm, Nassgel, rund, dezentrierter Anschluss, Schaumstoff

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Blue Sensor T	MT-00-A/25	-	4,0 mm Bananenstecker
	MT-00-S/25	-	Druckknopf



Bei allen Ambu® Elektroden handelt es sich – aus hygienischen Gründen – um Einwegprodukte!

**PÄDIATRIE**

16 x 19 mm, Festgel, Entenfuß, Gewebe

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Blue Sensor BRS	<b>MBRS-50-A/12</b>	50	4,0 mm Bananenstecker
	<b>MBRS-50-K/12</b>	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	<b>MBRS-50-K/EU/12</b>	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor; farbcodiert
	<b>MBRS-50-K/EU/3</b>	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor; farbcodiert



28 x 20 mm, Festgel, Entenfuß, Gewebe

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Blue Sensor BR	<b>MBR-50-A/12</b>	50	4,0 mm Bananenstecker
	<b>MBR-50-K/12</b>	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	<b>MBR-50-K/EU/12</b>	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor; farbcodiert



30 x 22 mm, Nassgel, oval, Schaumstoff

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Blue Sensor N	<b>MN-00-A/25</b>	-	4,0 mm Bananenstecker
	<b>MN-00-S/25</b>	-	Druckknopf
	<b>MN-10-A/25</b>	10	4,0 mm Bananenstecker
	<b>MN-50-A/25</b>	50	4,0 mm Bananenstecker
	<b>MN-50-K/25</b>	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor



28 x 20 mm, Festgel, oval, Gewebe

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlussstyp
Blue Sensor NF	<b>MNF-00-S/12</b>	-	Druckknopf
	<b>MNF-10-A/12</b>	10	4,0 mm Bananenstecker
	<b>MNF-50-A/12</b>	50	4,0 mm Bananenstecker
	<b>MNF-50-K/EU/12</b>	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor; farbcodiert
	<b>MNF-50-K/EU/3</b>	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor; farbcodiert
	<b>MNF-50-K/W/30</b>	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor; gewickelt
	<b>MNF-50-K/W/12</b>	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor; gewickelt



**KURZZEIT-EKG**

Ø 38 mm, Nassgel, rund, dezentrierter Anschluss, Schaumstoff

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlussstyp
Blue Sensor SP	<b>MSP-00-S/50</b>	-	Druckknopf
	<b>MSP-00-A/50</b>	-	4,0 mm Bananenstecker



Ø 40 mm, Nassgel, rund, dezentrierter Anschluss, Polymer

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlussstyp
Blue Sensor Q	<b>MQ-00-A/25</b>	-	4,0 mm Bananenstecker
	<b>MQ-00-S/25</b>	-	Druckknopf
	<b>MQ-10-A/25</b>	10	4,0 mm Bananenstecker
	<b>MQ-50-K/25</b>	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	<b>MQ-100-K/10</b>	100	1,5 mm Sicherheitskonnektor



Ø 34 mm, Nassgel, rund, dezentrierter Anschluss, Polymer

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlussstyp
Blue Sensor M	<b>MM-00-S/50</b>	-	Druckknopf
	<b>MM-00-A/50</b>	-	4,0 mm Bananenstecker




Ø 34 mm, Nassgel, rund, dezentrierter Anschluss, Schaumstoff

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlussstyp
Blue Sensor P	MP-00-S/50	-	Druckknopf
	MP-00-A/50	-	4,0 mm Bananenstecker



Ø 40 mm, Nassgel, rund, Polymer


Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlussstyp
Blue Sensor QR	MQR-50-A/10	50	4,0 mm Bananenstecker
	MQR-80-A/10	80	4,0 mm Bananenstecker



## RUHE-EKG

49 x 33 mm, Nassgel, rund, dezentrierter Anschluss, Schaumstoff

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlussstyp
Blue Sensor SU	MSU-00-C/100	-	Krokodilklemme
	MSU-00-A/60	-	4,0 mm Bananenstecker



34 x 23 mm, Festgel, Fischeschwanz, Polymer, MR-sicher

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlussstyp
Blue Sensor 2300	MBS-TAB-2300/100	-	Krokodilklemme



## ZUBEHÖR EKG-ELEKTRODEN

Ø 55 mm, Kabelhalterung


Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlussstyp
Blue Sensor SKIN-FIX	M2703/50	-	Kabelfixation



S = Druckknopf



A = 4,0 mm  
Bananenstecker



C = Krokodilklemme



A = 4,0 mm  
Sicherheitskonnektor



K = 1,5 mm  
Sicherheitskonnektor

# NEUROLINE – NADEL- UND OBERFLÄCHENELEKTRODEN

## EMG-OBERFLÄCHEN-ELEKTRODEN

15 x 20 mm, Festgel

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Neuroline 700	M70001-K/12	10	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	M70001-SC/12	10	0,7 mm Sicherheitskonnektor
	M70002-K/12	20	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	M70002-SC/12	20	0,7 mm Sicherheitskonnektor
	M70005-K/12	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	M70010-K/12	100	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	M70015-K/12	150	1,5 mm Sicherheitskonnektor




20 x 28 mm, Festgel

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Neuroline 710	M71001-SC/12	10	0,7 mm Sicherheitskonnektor
	M71002-SC/12	20	0,7 mm Sicherheitskonnektor
	M71005-K/12	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	M71010-K/12	100	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	M71015-K/12	150	1,5 mm Sicherheitskonnektor



30 x 22 mm, Festgel, transparent

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Neuroline 715	M71505-K/C/12	50	1,5 mm Sicherheitskonnektor; farbcodiert
	M71508-K/C/12	80	1,5 mm Sicherheitskonnektor; farbcodiert
	M71512-K/C/12	120	1,5 mm Sicherheitskonnektor; farbcodiert
	M71520-K/C/12	200	1,5 mm Sicherheitskonnektor; farbcodiert



Bei allen Ambu® Elektroden handelt es sich – aus hygienischen Gründen – um Einwegprodukte!

Erdungselektroden Konkave Form, Festgel

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Neuroline 714	M71410-M/1	100	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	M71415-M/1	150	1,5 mm Sicherheitskonnektor



30 x 22 mm, Nassgel

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Neuroline 720	M72000-S/25	-	Druckknopf
	M72001-K/12	10	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	M72001-SC/12	10	0,7 mm Sicherheitskonnektor
	M72010-K/10	100	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	M72010-K/C/12	100	1,5 mm Sicherheitskonnektor; farbcodiert
	M72015-K/10	150	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	M72020-K/C/12	200	1,5 mm Sicherheitskonnektor; farbcodiert



EEG-CUP-ELEKTRODEN

Cup Elektroden

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Anschlusstyp
Neuroline 726	M72610-M/10	100	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	M72615M/10	150	1,5 mm Sicherheitskonnektor
	M72620-M/10	200	1,5 mm Sicherheitskonnektor



EMG-NADEL-ELEKTRODEN

Bei allen Ambu® Elektroden handelt es sich – aus hygienischen Gründen – um Einwegprodukte!

Konzentrische Subdermal-Nadelelektroden

Artikel	Best. Nr.	Nadellänge (mm)	Durchmesser
Neuroline 740	M74025-30/25	25	0,30 mm (30G)
	M74025-45/25	25	0,45 mm (26G)
	M74030-35/25	30	0,35 mm (38G)
	M74038-45/25	38	0,45 mm (26G)
	M74050-45/25	50	0,45 mm (26G)
	M74075-65/25	75	0,65 mm (23G)



Inoject EMG Nadelelektroden (z. B. für die EMG-geführte "Botoxinjektion)

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Nadellänge (mm)	Durchmesser
Neuroline 744	M74425-30/10	76	25	0,30 mm (30G)
	M74430-36/10	76	30	0,36 mm (28G)
	M74435-40/10	76	35	0,40 mm (27G)
	M74438-45/10	76	38	0,45 mm (26G)
	M74450-50/10	76	50	0,50 mm (25G)
	M74475-55/10	76	75	0,55 mm (24G)



Subdermal-Nadelelektroden – für intraoperatives Monitoring (IOM)

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Nadellänge (mm)	Durchmesser
Neuroline 745	M74512-50/24	50	12	0,40 mm
	M74512-100/24	100	12	0,40 mm
	M74512-150/24	150	12	0,40 mm
	M74512-250/24	250	12	0,40 mm



Subdermal „Twisted-Pair“ Nadelelektroden

Artikel	Best.Nr.	Kabellänge (cm)	Nadellänge (mm)	Durchmesser
Neuroline 746	M74612-100/1/20	100	12	0,40 mm
	M74612-150/1/20	150	12	0,40 mm
	M74612-250/1/20	250	12	0,40 mm



Subdermal „Korkenzieher“ Nadelelektroden

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Nadellänge (mm)	Durchmesser
Neuroline 747	M74715-60/24	76	25	0,30 mm (30G)
	M74720-60/24	76	30	0,36 mm (28G)
	M74725-60/24	76	35	0,40 mm (27G)




Subdermal „Twisted-Pair Korkenzieher“ Nadelelektroden

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Nadellänge (mm)	Durchmesser
Neuroline 748	M74812-60/12	120	12	0,60 mm (23G)
	M74820-60/12	200	12	0,60 mm (23G)
	M74825-60/12	250	12	0,60 mm (23G)



Subdermal Haken Nadelelektroden – für intraoperatives Monitoring (IOM)

Artikel	Best.Nr.	Kabellänge (cm)	Nadellänge (mm)	Durchmesser
Neuroline 749	M74912-120/24	120	12	
	M74912-200/24	200	12	
	M74912-250/24	250	12	



Subdermal Kurven Nadelelektroden – für intraoperatives Monitoring (IOM)

Artikel	Best.Nr.	Kabellänge (cm)	Nadellänge (mm)	Durchmesser
Neuroline 750	M75012-150/25	150	12	
	M75012-200/25	200	12	



ZUBEHÖR EMG-NADEL-ELEKTRODEN

Artikel	Best. Nr.	Kabellänge (cm)	Elektrodenanschluss (mm)
Kabel für Nadelelektroden	M1741	100	1,0
	M1742	200	1,0
	M1743	100	1,0
	M145100	100	1,5



K = 1,5 mm  
Sicherheitskonnektor



S = Druckknopf



SC = 0,7 mm  
Sicherheitskonnektor



M = 1,5 mm  
Sicherheitskonnektor

## DIVERSES

## COLD PACK

**Einmal-Sofort-Kältekomresse (0°C für ca. 30 Minuten)**

- Die sofortige Anwendung verhindert bei Traumata die Bildung von Schwellungen und Hämatomen
- Stillt kleinere Blutungen und lindert merklich den Schmerz
- Kein Verfallsdatum bei Raumtemperatur
- CE zertifiziert Klasse IIa

Abmessungen: ca. 13,5 x 17 cm

Mindestabnahme: 10 Stück

Best. Nr. MFCT 2000



Preis per Stück

**AKTIONSPREIS**

€ **1,67**

(€ 2,00 inkl. MwSt.)

## RETTUNGSSCHERE - ROBIN SAFETY BOY

**Rettungsschere und Nothammer zugleich**

- Ermöglicht rasches und einfaches Einschlagen von Autoscheiben, Durchtrennen von Sicherheitsgurten, Aufschneiden von fester Kleidung wie z.B. Leder, etc.
- Gefertigt aus Solinger Qualitätsstahl
- Mit Multifunktionshalterung zur Befestigung im Fahrzeug

Gewicht: ca. 400 g

Best. Nr. M4900



€ **82,50**

(€ 99,00 inkl. MwSt.)

## TRAVEL JOHN

**TravelJohn Einweg-Urinbeutel, immer und überall dabei**

- Der Wegwerf- Beutel immobilisiert das bakterielle Wachstum und absorbiert Abfälle
- Für alle Geschlechter geeignet
- Für Kinder und Erwachsene
- Auch zur Verwendung im Sanitären Bereich

Packungsinhalt: 3 Stk. Einweg-Urinbeutel

Best. Nr. M66918



€ **8,50**

(€ 10,20 inkl. MwSt.)

Für Staffel- und Sonderpreise kontaktieren Sie bitte unseren Außendienst



- ➔ Via Telefon unter: +43 1 533 26 66-782
- ➔ Via Fax unter: + 43 1 533 26 66-58
- ➔ Via Mail unter: [auftrag@chemomedica.at](mailto:auftrag@chemomedica.at)

**Für Fragen stehen Ihnen gerne unsere  
KUNDENBETREUER zur Verfügung:**

**Claus Tschimasia:** +43 (0) 664 224 64 84  
(Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland)

**Günter Kieberl:** +43 (0) 664 224 64 94  
(Steiermark, Kärnten, Oberösterreich)

**Arnold Rosenkranz:** +43 (0) 664 224 64 24  
(Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Vorarlberg)

Alle Preise sind gültig bis **31.12.2024** oder solange der Vorrat reicht bzw. bis auf Widerruf. Preisänderungen sowie Druck-, Satz- und Preisfehler vorbehalten. Die gezeigten Abbildungen verstehen sich als Symbolbilder.

## GERÄTESERVICE

Sollte eines der von uns verkauften Geräte ein technisches Service oder eine Reparatur benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter **+43 1 533 26 66-57**. Wir kümmern uns um eine schnellstmögliche Lösung.

# CHEMOMEDICA

## CHEMOMEDICA GMBH

Wipplingerstraße 19, 1010 Wien

Tel.: +43 1 533 26 66-0

Fax: +43 1 533 26 66-58

E-Mail: [info@chemomedica.at](mailto:info@chemomedica.at)

Web: [www.chemomedica.at](http://www.chemomedica.at)



Finden Sie uns auch auf facebook